

Smoke Shield™ Coagulatiestiften met rookafzuig

Bescherm personeel en patiënten met schonere lucht



**De weg
vrijmaken voor
OK veiligheid**

Laat de veiligheid van uw OK niet in rook opgaan

De gevaren die verband houden met chirurgische rook hebben geleid tot een wereldwijde drang naar strengere regelgeving.

EU-richtlijn 2000/54/EG en Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 3.9 van de VN zijn twee van verordeningen die tot doel hebben de gezondheidsrisico's van biologische stoffen op het werk te helpen minimaliseren. Voeg deze oplossing toe aan uw implementatie van voorgeschreven maatregelen om de impact van blootstelling aan rook op uw zorgpersoneel te helpen verlichten.



Gemiddeld is de hoeveelheid chirurgische rook die dagelijks door chirurgisch personeel wordt ingeademd het equivalent van de rook van **27 tot 30 sigaretten**.



Chirurgische rook bevat meer dan **150 gevaarlijke chemicaliën**, evenals **kankerverwekkende en mutagene cellen**.



Rookdeeltjes kunnen de longen, ogen, neus en keel beschadigen, wat resulteert in zowel **onmiddellijke** als **langdurige irritatie** en ontsteking voor chirurgische teams.



Chirurgische rook kan **de zichtbaarheid van het gebied voor chirurgen belemmeren**, waardoor de stress toeneemt en de operatietijd wordt verlengd.



Rookevacuatiesystemen zijn ontworpen om de blootstellingsniveaus aanzienlijk te verminderen en kunnen onder optimale omstandigheden **chirurgische rook met wel 99% verminderen**.

Smoke Shield™

Coagulatiestiften met rookafzuig



Intuïtief

Het driehoekige, flexibele ontwerp vermindert hand- en polsvermoeidheid, verbetert de ergonomie en vergroot het bewegingsbereik



Efficiënt

Ontworpen om stil en licht van gewicht te zijn, met een groot lumen voor krachtig zuigvermogen



Veilig

Duurzame materialen, ontwikkeld om waterdicht te zijn en te zorgen voor duurzaamheid, terwijl de volledig geïntegreerde coagulatiestift de veiligheid onder werkomstandigheden verbetert



Flexibele, geribbelde slang

Ontworpen om niet dicht te klappen

Koord in de slang

Ontworpen voor een betere organisatie van de operatiekamer

Tactiel aanvoelende knoppen

Ontworpen voor intuïtief gebruik

Groot lumen


Ontworpen voor verbeterde zuigkracht en efficiëntie

Siliconen hoes

Ontwikkeld om maximale elektrische veiligheid te bieden en te voorkomen dat knoppen kleven

Medline's Smoke Shield™ Coagulatiestiften met rookafzuig kunnen u helpen bij het stellen van prioriteit aan de veiligheid van uw operatiekamerpersoneel, waarbij de mate van impact van chirurgische rook wordt erkend.

Dit geïntegreerde systeem is ontworpen om rookpluimen bij de bron op te vangen, waardoor de zichtbaarheid wordt verbeterd en de blootstelling aan schadelijke stoffen wordt geminimaliseerd. Het helpt u een schonere en veiligere werkomgeving te creëren. Onze oplossing zorgt er bovendien voor dat uw chirurgisch team zich kan concentreren op het leveren van optimale patiëntenzorg.



Rookadapter

Inclusief ingebouwd filter, 15/ 22 mm, met male/ female connector en ingebouwde weefselfilter



3-pin Connector

Compatible met de meeste generators, met een brede reeks aansluitopties

Smoke Shield™ coagulatiestift verlengstukken

Ontworpen voor efficiënte toegang tot holtes.

Voordelen en eigenschappen

- **Intuïtieve en veilige bevestiging:** met eenvoudige aansluiting van de elektrode
- **Eliminatie van afval:** Verlenging is verzekerd, omdat u de vooraf bevestigde elektrode op beide verlengstukken kunt hergebruiken; een verlengde elektrode is niet nodig

Hoe verschillen de verlengstukken van elkaar?

Variaties in de lengte van de verlengstukken beïnvloeden de zichtbaarheid van het blade opzetstuk.

Lang verlengstuk:

Verbergt gedeeltelijk de puntelektrode, terwijl een sterke zuigkracht uit de bron wordt gegarandeerd.



Kort verlengstuk:

Laat de tipelektrode volledig vrij, waardoor chirurgen meer manoeuvreerbaarheid en zichtbaarheid hebben, voor nauwkeurige positionering in afgesloten holtes; zonder afbreuk te doen aan het afzuigvermogen.



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid	Set onderdeelnummer (niet steriel)
ESSMOKE001 ⁴	Smoke Shield coagulatiestift met rookafzuig; met standaard blade elektrode	10	ESSMOKE001NS
ESSMOKE101 ⁴	Smoke Shield coagulatiestift met rookafzuig; met blade elektrode met coating	10	ESSMOKE101NS
ESMOKEEXT145 ⁵	Rookafzuig verlengstuk; verlenging, korte afzuigtip	10	B31-15-145
ESMOKEEXT150 ⁵	Rookafzuiging verlengstuk, verlenging, lange afzuigtip	10	B31-15-150



ESSMOKE001



ESSMOKE101



ESMOKEEXT145



ESMOKEEXT150


Compatibiliteit met elektrodes

De Smoke Shield coagulatiestift met rookafzuig kan gebruikt worden met de volgende Medline elektrode artikelen:

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakkingseenheid/ doos
SP200-C101S ¹	Kogelelektrode; 5 mm diameter, 5 cm, steriel*	10
SP200-N100S ²	Naaldelektrode; 7cm, steriel*	10
SP200-B100S ²	*Blade elektrode; 7cm, steriel	10
MN01-FG001401 ³	PTFE blade elektrode; 7 cm, steriel**	12
WN01-FG003001 ³	PTFE blade elektrode; externe isolatie, 7 cm, steriel**	12
MN01-FG001501 ³	PTFE naaldelektrode: 7 cm, steriel**	12

*Zelfde code voor steriel product

**Polytetrafluorethyleen



**Binnen het
elektrochirurgische
assortiment van Medline
heeft u het allemaal:
een reeks hoogwaardige
producten, ontworpen
om op een veilige
manier procedures te
vergemakkelijken, en
betrouwbare deskundige
ondersteuning.**



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

¹ Balelektroden zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

² Deze producten zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

³ PTFE blade elektroden en PTFE naaldelektroden zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

⁴ Coagulatiestiften met rookafzuig zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

⁵ Verlengstukken voor de coagulatiestift met rookafzuig zijn klasse IIb steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.


Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML1453_NL 02/2024




MedNet GmbH
Borkstraße 10
48163 Münster, Germany

 0482 (Medcert GmbH)




MedNet GmbH
Borkstraße 10
48163 Münster, Germany

 0482 (Medcert GmbH)



Lund's Lebenswelt GmbH
Kochstraße 1
47877 Willich, Duitsland

 0197 (TÜV Rheinland)



CIMPAX A/S
Lille Pilevang 4
3550 Slangerup, Denemarken

 2265



CIMPAX A/S
Lille Pilevang 4
3550 Slangerup, Denemarken

 2265