




**CENTURION**  
MEDICAL PRODUCTS

**SorbaView® 2000**


Apósito fenestrado

**Sencilla  
colocación  
y máxima  
duración**



## Ventajas para cuidadores, hospitales y pacientes


- La almohadilla integrada evita la acumulación de humedad y mantiene el punto seco.
- Se mantiene firmemente en su sitio durante largos periodos, de conformidad con los protocolos hospitalarios (hasta 7 días para vías centrales y hasta 96 horas para catéteres periféricos).
- Moldeable, se adapta al contorno del cuerpo.
- Es fácil de colocar y retirar.
- Tasa excepcionalmente alta de transmisión de vapor de humedad (MVTR).
- El adhesivo no es irritante, ni sensibilizante ni citotóxico.
- La ventana transparente asegura una visibilidad continua del punto.
- La estructura multicapa es transpirable y ofrece una protección cómoda para la piel del paciente.
- Forma una barrera oclusiva frente a las bacterias, virus y otros contaminantes, pero no frente al vapor de agua u otros gases.
- Libre de látex.




Subclavia (SV40XT)



Periférico (SV30XT)




PICC (SV48VXT)



Puerto implantado (SV55XT)

## Tamaños disponibles de SorbaView 2000



El apósito SorbaView 2000 establece la solución definitiva para la gestión y fijación de catéteres.

SorbaView se aplica con facilidad y se mantiene intacto hasta siete días en catéteres centrales, lo que reduce los cambios de apósito y, por tanto, el riesgo de infección.<sup>1,2</sup>

SorbaView permite que la piel respire y, al mismo tiempo, ofrece una barrera efectiva frente a bacterias y líquidos externos. Su diseño exclusivo permite que el vapor de agua escape a través de la fenestración, mientras que la almohadilla absorbente elimina el exceso de humedad. De este modo, se evita la acumulación de fluidos en la zona de aplicación e impide que la humedad estropee el adhesivo bajo el borde del tejido. ¡El adhesivo se mantiene seco y los apósitos se mantienen en su sitio!



**Medline International Iberia S.L.U**  
Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)  
[es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  

Hay una completa línea de productos de sujeción de catéteres de Centurion disponible para ayudar a estabilizar y proteger la zona de aplicación.

<sup>1</sup>Lee, M., «Seven Day Dwell Times for Vascular Access Device Exit Site Dressings», Lee Medical Inc. 2005. <sup>2</sup>García, R et al., «Three Years Experience in Implementing HICPAC Recommendations for the Reduction of Central Venous Catheter-Related Bloodstream Infections», Brookdale University Medical Center (BUMC), 2003.

El apósito fenestrado SorbaView 2000 son productos sanitarios de clase I estéril destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. ML943\_ES 08/2022 - © 2022 Centurion Medical Products Corporation LIT063V3E