




**CENTURION**  
MEDICAL PRODUCTS

## SorbaView SHIELD®

Système de fixation de cathéter en une seule pièce

**Niveau inégalé  
de stabilisation  
et de fixation  
de cathéter**



# SorbaView SHIELD

Soins aux patients sans compromis


'Le SHIELD nous a permis de faire des économies importantes et il fonctionne vraiment bien'

- Infirmière PICC

## La solution ultime de fixation de cathéter

**Avec le SHIELD, Centurion a créé la solution ultime de fixation de cathéter.** Notre pansement fenêtré de qualité supérieure combiné à la technologie SHIELD est un dispositif de stabilisation qui empêche le mouvement et le délogement du cathéter, tout en créant une barrière incroyablement solide qui protège le site d'insertion. En combinant ces caractéristiques dans un système de fixation de cathéter en une pièce, vous obtenez une meilleure qualité de soins pour les patients et des coûts inférieurs.

- SorbaView SHIELD s'inscrit dans l'histoire de la gamme de produits SorbaView.
- Les données sur SorbaView ont été présentées dans plusieurs études et articles publiés dans des revues destinées au personnel infirmier.



# Combinant les caractéristiques et les avantages d'un pansement SorbaView avec la technologie Shield

## Pansement SorbaView


- Le tampon intégré évacue l'humidité et maintient le site au sec
- Facile à utiliser
- Reste solidement en place pendant des durées élevées afin d'être conforme aux protocoles hospitaliers (jusqu'à 7 jours pour les voies centrales et jusqu'à 96 heures pour les cathéters périphériques)
- Facile à retirer
- Taux de transmission de vapeur d'humidité exceptionnellement élevé (MVTR)
- L'adhésif est non irritant, non sensibilisant et non cytotoxique
- La fenêtre transparente permet une visibilité en continu du site
- Film Centurion Ultimate™ tirant parti de technologies de fabrication avancées pour améliorer les performances
- La construction multicouche est protectrice, respirante et confortable pour la peau des patients
- S'adapte aux contours du corps
- Crée une barrière occlusive contre les bactéries, les virus et autres contaminants, mais pas contre la vapeur d'eau
- Disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à n'importe quel site d'accès vasculaire
- Sans latex

## La technologie de sécurisation Shield

- Le dispositif de stabilisation du cathéter intégré résiste à un tiraillement puissant pour maintenir le cathéter en place
- Le dispositif de fixation intégré du cathéter permet de réduire le taux de redémarrages imprévus pour les voies intraveineuses et les complications telles que la phlébite, l'extravasation et l'infiltration, et réduit le risque d'infections sanguines liées au cathéter veineux central (ILCVC) pour les voies centrales
- Établit un standard de soins et élimine les méthodes de fixation incohérentes
- Fournit une fixation efficace du cathéter dans le cadre de la procédure classique de mise en place du pansement - pas d'étapes supplémentaires nécessaires
- Le dispositif de stabilisation du cathéter intégré dans un pansement SorbaView élimine le besoin et le coût d'un dispositif de fixation secondaire

«J'ai essayé SorbaView SHIELD, et en une semaine, j'ai trouvé ma peau moins irritée. Le pansement SorbaView SHIELD a eu un impact énorme sur ma peau! C'était le jour et la nuit.»

- Molly, patiente leucémique



## Pansement SorbaView



## Sécurisation par la technologie Shield



## SorbaView SHIELD®

La sécurité d'un pansement SorbaView et l'avantage supplémentaire d'un dispositif de stabilisation de cathéter intégré qui résiste aux forces de tractions multidirectionnelles pour maintenir le cathéter en place en toute sécurité.

## Applications universelles




Sous-clavière pédiatrique  
SV226UDT




Jugulaire  
SV430AFXT



Périphérique pédiatrique  
SV226UDT



Port implantable  
SV733AFXT



PICC  
SV430AFXT



Dialyse  
SV430AFXT



Artériel  
SV254UDT




PICC pédiatrique  
SV226UDT



Port implantable  
SV254UDT



Fémoral  
SV353UDT



Péridurale  
SV37FL24XT



Sous-clavière  
SV353AFXT



Port implantable  
SV353AFXT



Artériel  
SV233UDT



Ligne percutanée  
SV37UDT



Artériel  
SV226UDT



Sous-clavière pédiatrique  
SV254UDT



Tunnellisé  
SV254UDT




PICC  
SV353AFXT



Tunnellisé  
SV353UDT




Tunnellisé  
SV430AFXT



Périphérique  
SV254UDT



Sous-clavière  
SV430AFXT



Sous-clavière  
SV37UDT



PICC pédiatrique  
SV254UDT




Périphérique pédiatrique  
SV118UDT




Tunnellisé  
SV233UDT



Périphérique  
SV233UDT




PICC  
SV733UDT




«Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse avec ces pansements! Merci».  
- Chris, infirmière

## Tailles de pansements illustrées



«Nous sommes passés au SorbaView en janvier. Il fonctionne extrêmement bien. La fonction de fixation est excellente. Nous avons également constaté que l'adhérence du pansement dure 7 jours entiers, ce qui diminue nos changements prématurés de pansement. Notre personnel adore ces pansements ... il n'y a AUCUNE plainte! »

- Donna S., infirmière en thérapie IV





Pour plus d'informations sur ce produit, merci de contacter votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web : [fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)




**Medline International France SAS**  
 2 Rue Rene Caudron  
 Batiment 13F  
 Parc D Affaires le Val Saint Quentin  
 78960 Voisins-le-Bretonneux  
 France  
 Tel: +33 1 30 05 34 34  
 Fax: +33 1 30 05 34 43  
[fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
 Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
 1060 Saint-Gilles  
 Commercial address: Culliganlaan 2G  
 1831 Diegem (Machelen)  
 Belgique  
 Tel: +32 2 808 74 93  
 Fax: +32 2 400 19 39  
[fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
 1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA  
 1204 Genève  
 Suisse  
 Tel. +41 848 244 433  
 Fax. +41 848 244 100  
  
[fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US 

SorbaView SHIELD est un dispositif médical de classe I destiné à être utilisé par les professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions sur l'étiquette correspondant.



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.  
 © 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. ML944\_FR\_CH 04/2021