

Contenedores para esterilización SteriSet

Tecnología innovadora para contenedores

Protección con doble tapa

- Estructura de aluminio resistente para proteger el valioso instrumental y la válvula interna
- En el esterilizador, el diseño de ahorro de espacio permite apilar hasta tres contenedores
- No entra polvo, ni humedad excesiva ni ningún otro contaminante para garantizar una mayor seguridad higiénica

Válvula de acero inoxidable

- Garantiza la esterilización y reduce los residuos
- Evita la necesidad de utilizar filtros de papel desechables
- Activación por presión para apertura automática durante el ciclo de esterilización de prevacío de vapor
- La válvula permanece cerrada tras la esterilización con una barrera impermeable que mantiene el contenido estéril

Precinto de seguridad

- Cierre inteligente con activación térmica Thermo-Loc. El sistema bloquea la tapa durante el ciclo de esterilización
- Contiene precinto de seguridad
- Garantiza que el contenedor permanezca precintado hasta que se abra en quirófano
- Asas con código de color y etiquetas que simplifican el transporte e identificación.

Drenaje de condensación para cargas pesadas

- Ideal para equipos superiores a 8 kg, o para instalaciones con condensación de agua
- Se abre cuando el esterilizador alcanza los 130 °C, liberando cualquier condensación residual del contenedor
- Cuando la temperatura del esterilizador baja a 110 °C, el drenaje se cierra, garantizando una carga de instrumental seca y plenamente protegida



Antes



Después

Estos contenedores son productos sanitarios clase I no estéril destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de usarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML873_ES 11/2020