

Mantenha-o seguro. Mantenha-o limpo.

Mantenha os cateteres estéreis e no local certo.

Os pensos estéreis Suresite® Select melhoram o conforto do doente e simplificam o trabalho do cuidador. Os pensos vedam totalmente, mantêm o cateter fixo no local e ajudam a evitar que microrganismos entrem no local de inserção. A área de visualização excepcionalmente ampla do Suresite® também ajuda a monitorizar sinais de infeção.

Proteção segura onde é necessária

O Suresite® permite uma fixação firme e, confortável em todos os locais de aplicação.

- Cateteres venosos periféricos curtos e cateteres venosos Midline
- Cateteres venosos centrais (CVC)
- Cateteres centrais de inserção periférica (PICCs)
- CVC tunelizados
- Dispositivos de infusão implantados
- Cateteres arteriais
- Cateteres de diálise

Informações para encomenda

Referência	Descrição	Embalagem
VAD1680-INT	4,4 x 3,8 cm	400/caixa; 100/embalagem
VAD1682-INT	5,7 x 5,1 cm	400/caixa; 100/embalagem
VAD1882-INT	7 x 8,9 cm	200/caixa; 50/embalagem
VAD1683-INT	7 x 7,3 cm	400/caixa; 100/embalagem
VAD1685-INT	8,9 x 11,4 cm	200/caixa; 50/embalagem
VAD1688-INT	10,2 x 11,4 cm	200/caixa; 50/embalagem
VAD1689-INT	10,2 x 15,5 cm	100/caixa; 25/embalagem



Garanta um ajuste seguro. Contacte o seu representante da Medline para obter informação sobre o Suresite num kit personalizado.



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922

www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

SIGA-NOS  

Pensos de Fixação Suresite® Select

Para segurança do cateter e conforto do doente



Proteção em que pode confiar

Os Pensos Suresite® Select são dispositivos médicos classe I estéril destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir os erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2021 Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1045_PT 07/2021.

   

Adesivos inovadores
que se fixam
com segurança
e tunelizados a
humidade

A película transparente
proporciona uma
barreira respirável e
estéril à contaminação
externa

**A "moldura" de
aplicação** garante
uma colocação
segura e precisa
e uma remoção
delicada

**A área ampla de
visualização** que facilita a
monitorização de sinais de
infecção

**A reentrância em forma
de trevo** adapta-se e
ajusta-se com facilidade
aos conectores e
lúmenes

Como aplicar

1. Remova a película do penso para expor o adesivo
2. Posicione a margem do penso com a reentrância por cima do conector do cateter
3. Retire a película da moldura para fora enquanto aplica pressão no rebordo
4. Aplique a fita de imobilização com a reentrância pré-cortada abaixo da junção moldada do cateter



VAD1683-INT 7 x 7,3 cm



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm



Como remover

1. Remova todas as tiras adesivas de fixação do penso
2. Segure delicadamente pelas pontas de tecido abaixo da reentrância
3. Levante o penso da pele, começando nas zonas laterais, de forma ligeira e lenta
4. Puxe o penso no sentido do local de inserção do cateter até removê-lo



VAD1683-INT 7 x 7,3 cm



VAD1685-INT 8,9 x 11,4 cm



VAD1688-INT 10,2 x 11,4 cm



VAD1689-INT 10,2 x 15,5 cm

