

Transparente Fixierverbände

Komfortable Fixierung von Kathetern, Venenverweilkanülen und zentralen Zugängen



**Die Zeit ist
reif für einen
Wechsel.**

Schutz, wann immer Sie ihn brauchen

Zentrale Zugänge, Katheter und Venenverweilkanülen sind für Patienten unangenehm. Zudem sind sie ein potenzielles Einfallstor für externe Verunreinigungen, die das Risiko für Blutstrominfektionen erhöhen können. Unsere vielfältigen Fixierverbände dienen zur Fixierung von Schläuchen und zum Schutz vor dem Eindringen von schädlichen Krankheitserregern.

Unsere beiden Marken bieten ein immer höheres Leistungsniveau. Mit großen Sichtfenstern, körpergerechten Designs und reizfreien Klebstoffen ist jeder Fixierverband so konzipiert, dass er bequem sitzt, atmungsaktiv ist und Schutz vor schädlichen Krankheitserregern bietet.



Maßgeschneidert und bequem

Sie finden diese Fixierverbände auch in unseren Sets für Gefäßzugänge, die Ihnen helfen:

- Abfall zu reduzieren
- Zeit zu sparen
- Die Pflege zu optimieren

Rundumschutz

Gut



Suresite®

Vielseitige transparente Fixierverbände für jedes Budget

Besser



Suresite® Select

Fixierverbände mit extrabreiten Sichtfenstern und innovativen Klebstoffen

Suresite®

Sicher, hygienisch, komfortabel


Die transparenten Suresite® Fixierverbände dienen zur Abdeckung und zum Schutz von Einstichstellen von Kathetern und Kanülen sowie zur Befestigung von Kathetern und Kanülen auf der Haut. Der Suresite® Fixierverband ist in verschiedenen Größen, Konfigurationen und Rahmen erhältlich. Er ist anpassungsfähig und atmungsaktiv, verklebt nicht an sich selbst und bildet eine Barriere gegen externe Verunreinigungen.

Beurteilung des Katheters

Zur Nachverfolgung und Einhaltung von Überwachungsprotokollen

Sichtfensterrahmen

Für ein einfaches Anlegen



Abziehbarer Schutzklebestreifen

Zum Schutz der Klebefähigkeit

Transparenter Fixierverband

Ermöglicht die Beobachtung der Einstichstelle

Suresite® Select

Schutz, wann immer Sie ihn brauchen

Suresite® Select sterile Fixierverbände sind so konzipiert, dass sie vollständig abdichten, den Katheter fest an Ort und Stelle halten und verhindern, dass schädliche Mikroorganismen eindringen. Das außergewöhnlich breite Sichtfenster von Suresite® erleichtert zudem die Überwachung auf Anzeichen einer Infektion.

Transparente Folie

Bietet eine atmungsaktive, sterile Barriere gegen externe Verunreinigungen

Die kleeblattförmige Einkerbung

passt sich leicht an Katheteransätze und Lumen an.



Innovative Klebstoffe

Sorgen für sicheren Halt und Feuchtigkeitsregulierung

Der Rahmen

gewährleistet eine genaue und einfache Platzierung sowie sanftes Entfernen

Breites Sichtfenster

Erleichtert die Überwachung auf Anzeichen einer Infektion

Bestellinformationen

Suresite® Fixierverband

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
VAD1610-INT	5,7 cm x 5 cm	100/Box, 400/Karton
VAD1614-INT	6 cm x 7 cm	100/Box, 400/Karton
VAD1616-INT	10,2 cm x 12,1 cm	50/Box, 200/Karton
VAD1633-INT	7 cm x 8,5 cm	100/Box, 400/Karton
VAD1635-INT	8,5 cm x 10,5 m	50/Box, 200/Karton
VAD1650-INT	10 cm x 15,5 cm	25/Box, 100/Karton
VAD1655-INT	8,9 cm x 11,5 cm	50/Box, 200/Karton

VAD1614-INT



Suresite® Select Fixierverband

Artikelnummer	Beschreibung	Packfaktor
VAD1683-INT	7 cm x 7,3 cm	100/Box, 400/Karton
VAD1685-INT	8,9 cm x 11,4 cm	50/Box, 200/Karton
VAD1688-INT	10,2 cm x 11,4 cm	50/Box, 200/Karton
VAD1689-INT	10,2 cm x 15,5 cm	50/Box, 200/Karton

VAD1683-INT



VAD1685-INT



VAD1688-INT



VAD1689-INT



Sorgen Sie für sicheren Halt. Ihr Medline Außendienstmitarbeiter bespricht gerne mit Ihnen, wie Sie Suresite® zu einem individuellen Set hinzufügen können.



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com


Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US 

Suresite® Fixierverbände sind sterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich

 2797 (BSI, Niederlande)

Suresite® Select Fixierverbände sind sterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich

 2797 (BSI, Niederlande)

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1454_DE 06/2024