

# Film transparent et pansements de maintien

Maintien confortable des cathéters, voies intraveineuses et veineuses centrales



**Le temps  
est venu de  
changer.**

# Une protection sûre pour toutes les utilisations

Chaque jour, votre mot d'ordre est de « protéger ». Mais les voies veineuses centrales, les cathéters et les voies intraveineuses peuvent non seulement être une source d'inconfort pour les patients, mais également un point d'entrée pour les contaminants extérieurs, ce qui augmente le risque d'infections sanguines. Notre gamme complète de pansements permet de maintenir les voies en place confortablement tout en empêchant les pathogènes potentiellement dangereux de passer.

Nos deux marques offrent des niveaux de performance accrus. Avec ses grandes fenêtres, ses designs adaptables à l'anatomie et ses adhésifs non irritants, chacun de nos pansements est conçu pour être confortable et respirant, tout en protégeant des pathogènes dangereux.



## Protection personnalisée et pratique

Vous trouverez également ces pansements dans nos kits d'accès vasculaire, vous aidant ainsi à :

- Réduire le gaspillage
- Gagner du temps
- Optimiser les soins

## Une protection à large spectre

### Bien



#### Suresite®

Des pansements polyvalents et transparents, pour tous les budgets

### Mieux



#### Suresite® Select

Pansements en tissu de qualité supérieure avec fenêtres extra-larges et adhésifs innovants

## Suresite® Sûr, propre, confortable

Les pansements en film transparent Suresite sont conçus pour couvrir et protéger les sites des cathéters et fixer les dispositifs sur la peau. Disponibles en de nombreux formats, configurations et systèmes d'administration, chaque pansement Suresite est fait pour être malléable et respirant, pour ne pas coller à lui-même et pour dresser une barrière contre les contaminants extérieurs.

### Identification des cathéters

Pour le suivi et le respect des protocoles de maintenance

### Fenêtre

Pour une utilisation simple



### Cadre de pose amovible

Pour préserver l'intégrité de l'adhérence

### Pansement à film transparent

Permet l'observation du point d'insertion

## Suresite® Select Une protection sur laquelle vous pouvez compter

Les pansements stériles Suresite Select protègent complètement le site d'insertion et immobilisent fermement le cathéter tout en empêchant les micro-organismes pathogènes de pénétrer. La fenêtre exceptionnellement large du pansement Suresite Select permet un suivi plus facile des signes d'infection.

### Film transparent

Barrière respirante et stérile contre tous les contaminants extérieurs

### Encoche en forme de trèfle

Pour mieux s'adapter aux différentes tailles et formes de cathéters et lumières

### Adhésifs innovants

Pour maintenir en place et gérer l'humidité

### Cadre de pose

Pour une pose précise, facile et un retrait tout en douceur

### Fenêtre large

Pour mieux surveiller les signes d'infection



# Informations produit

## Pansement SureSite®

Référence	Description	Conditionnement
VAD1610-INT	5,7 x 5 cm	100/boîte ; 400/carton
VAD1614-INT	6 x 7 cm	100/boîte ; 400/carton
VAD1616-INT	10,2 x 12,1 cm	50/boîte ; 200/carton
VAD1633-INT	7 x 8,5 cm	100/boîte ; 400/carton
VAD1635-INT	8,5 x 10,5 cm	50/boîte ; 200/carton
VAD1650-INT	10 x 15,5 cm	25/boîte ; 100/carton
VAD1655-INT	8,9 x 11,5 cm	50/boîte ; 200/carton

VAD1614-INT



## Pansement Suresite® Select

Référence	Description	Conditionnement
VAD1683-INT	7 x 7,3 cm	100/boîte ; 400/carton
VAD1685-INT	8,9 x 11,4 cm	50/boîte ; 200/carton
VAD1688-INT	10,2 x 11,4 cm	50/boîte ; 200/carton
VAD1689-INT	10,2 x 15,5 cm	50/boîte ; 200/carton

VAD1683-INT



VAD1685-INT



VAD1688-INT



VAD1689-INT



**Pour un maintien adapté.** Contactez votre responsable commercial Medline pour savoir comment ajouter Suresite à vos kits personnalisés.



**Medline International France SAS**  
 2 Rue Rene Caudron  
 Batiment 13F  
 Parc D Affaires le Val Saint Quentin  
 78960 Voisins-le-Bretonneux  
 France  
 Tel: +33 1 30 05 34 34  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
 Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
 1060 Saint-Gilles  
 Commercial address: Culliganlaan 2G  
 1831 Diegem (Machelen)  
 Belgique  
 Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
 1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA  
 1204 Genève  
 Suisse  
 Tel. +41 848 244 433  
[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US 

Les pansements Suresite® sont des dispositifs médicaux stériles de classe I destinés aux professionnels de la santé.


 Medline International France SAS  
 5 Rue Charles Lindbergh  
 44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI, Pays-Bas)

Les pansements Suresite® Select sont des dispositifs médicaux stériles de classe I destinés aux professionnels de la santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.



Medline International France SAS  
 5 Rue Charles Lindbergh  
 44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI, Pays-Bas)

Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1454\_FR 03/2024