

# Un Film Trasparente per Medicazioni

Per fissare cateteri, linee endovenose e linee centrali senza provocare alcun disagio al paziente



**È tempo  
di effettuare  
un cambiamento  
radicale.**



# Ovunque venga richiesta una protezione affidabile

Ogni giorno è fondamentale raggiungere un obiettivo come la totale assenza di situazioni potenzialmente pericolose. Le linee centrali, i cateteri e le linee endovenose possono però rappresentare non soltanto una fonte di disturbo o dolore per il paziente, ma anche una probabile via d'ingresso per gli agenti contaminanti esterni, cui si associa un maggior rischio di sviluppo delle Infezioni del Torrente Circolatorio (Bloodstream Infections, BSI). La nostra gamma completa di medicazioni è in grado di fissare e mantenere nella corretta posizione le linee infusionali senza recare fastidio, fungendo al contempo da barriera nei confronti dei microrganismi patogeni infettivi.

Vi proponiamo quindi due diversi prodotti che offrono livelli crescenti di performance. Tutte le nostre medicazioni presentano caratteristiche come un'ampia fenestratura trasparente, un'elevata flessibilità che consente loro di adattarsi al corpo, e adesivi anallergici. Proteggono inoltre dagli agenti biologici nocivi, sono traspiranti e ben tollerate dai pazienti.



## Il tipo di copertura che più soddisfa le vostre esigenze con la massima praticità

Potete inserire queste medicazioni all'interno dei nostri set procedurali specifici per l'accesso vascolare, personalizzandoli. In questo modo otterrete:

- Una riduzione degli sprechi
- Un netto risparmio di tempo
- Una maggior attenzione nei confronti del paziente

## Protezione a raggio d'azione totale

+++



### Suresite®

Medicazioni trasparenti estremamente versatili, con un prezzo interessante in grado di rispettare qualsiasi budget

++++



### Suresite® Select

Medicazioni di livello superiore, dotate di fenestrature ancora più ampie e di adesivi del tutto innovativi

# Suresite®

## Sicuro, igienico, pratico

Le medicazioni in film trasparente Suresite garantiscono la massima affidabilità; sono infatti progettate per coprire, e al tempo stesso proteggere, il sito di inserimento del catetere, fissando saldamente i vari dispositivi alla superficie della cute. Disponibili in una vasta gamma di misure, versioni e come componenti dei sistemi di infusione, le medicazioni Suresite sono realizzate specificamente per essere flessibili e traspiranti, per aderire perfettamente al sito senza il pericolo che i bordi adesivi si attacchino fra loro, e per creare una vera e propria barriera contro le contaminazioni da agenti esterni.

### Possibilità di visualizzare e individuare il catetere

Per controllare e valutare l'andamento clinico, rispettando i relativi protocolli di gestione e permanenza

### Cornice della fenestratura, Sistema 'Frame Delivery'

Per collocare la medicazione in maniera semplice e precisa



### Pellicola rimovibile a protezione della fenestratura

Assicura un'ottima adesività

### Medicazione in film trasparente

Permette di tenere sotto osservazione il punto di accesso

# Suresite® Select

## Protezione affidabile in ogni momento

Le medicazioni sterili Suresite Select sono pensate per garantire una tenuta ermetica, per tenere ben saldo il catetere in posizione, e per contrastare la penetrazione di microrganismi nocivi a livello del sito. Grazie alla fenestratura trasparente particolarmente ampia di cui sono dotate, le Suresite Select consentono inoltre un facile monitoraggio dei segni di infezione.

### Film trasparente

Crea una barriera sterile e traspirante nei confronti degli agenti contaminanti esterni

### Fessura a forma di trifoglio

Si adatta perfettamente ai raccordi e ai lumi del catetere, permettendone l'alloggio



### Adesivi di nuova concezione

Aderiscono in maniera salda e sicura, contribuendo così a gestire l'umidità

### Cornice specifica per l'applicazione (Sistema Frame Delivery)

Consente di collocare la medicazione in maniera semplice e precisa, e di rimuoverla molto delicatamente

### Ampia fenestratura trasparente

Per un facile monitoraggio dell'eventuale presenza di infezione

# Informazioni per l'ordine

## Suresite® Dressing

Codice articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
VAD1610-INT	5,7 x 5 cm	100/scatola, 400 unità/ confezione di vendita
VAD1614-INT	6 x 7 cm	100/scatola, 400 unità/ confezione di vendita
VAD1616-INT	10,2 x 12,1 cm	50/scatola, 200 unità/ confezione di vendita
VAD1633-INT	7 x 8,5 cm	100/scatola, 400 unità/ confezione di vendita
VAD1635-INT	8,5 x 10,5 cm	50/scatola, 200 unità/ confezione di vendita
VAD1650-INT	10 x 15,5 cm	25/scatola, 100 unità/ confezione di vendita
VAD1655-INT	8,9 x 11,5 cm	50/scatola, 200 unità/ confezione di vendita

VAD1614-INT



## Medicazione Suresite® Select

Codice articolo	Misure	Unità/Confezione di vendita
VAD1683-INT	7 x 7,3 cm	100/scatola, 400 unità/ confezione di vendita
VAD1685-INT	8,9 x 11,4 cm	50/scatola, 200 unità/ confezione di vendita
VAD1688-INT	10,2 x 11,4 cm	50/scatola, 200 unità/ confezione di vendita
VAD1689-INT	10,2 x 15,5 cm	50/scatola, 200 unità/ confezione di vendita

VAD1683-INT



VAD1685-INT



VAD1688-INT



VAD1689-INT



**Da oggi potete scegliere una protezione sicura caratterizzata da un'eccezionale adattabilità.** Per ulteriori informazioni su come includere le medicazioni Suresite nei Set procedurali personalizzati, vi invitiamo a contattare l'account manager Medline di riferimento.



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**

Piazzale della Resistenza 3  
50018 Scandicci  
Firenze  
Italia

Tel.: +39 55 776 65 11

[www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)



**Medline International Switzerland Sarl**

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA  
1204 Ginevra  
Svizzera  
Tel. +41 848 244 433

[www.medline.eu/ch-it](http://www.medline.eu/ch-it)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Le Medicazioni Suresite® Dressing sono dispositivi medici sterili di classe I destinati a essere utilizzati dagli operatori sanitari.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia  2797 (BSI, Paesi Bassi)

Le Medicazioni Suresite® Select sono dispositivi medici sterili di classe I destinati a essere utilizzati dagli operatori sanitari. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Francia  2797 (BSI, Paesi Bassi)

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1454\_IT 07/2024