

Transparante folie en fixatiepleisters

Comfortabele fixatie voor katheters, infusen en centrale lijnen




**Het is
tijd voor
verandering.**

Stevige fixatie, overal waar het nodig is

Elke dag word je uitgedaagd om 'nul schade' te realiseren. Maar centrale lijnen, katheters en infusen kunnen niet alleen een bron van ongemak voor patiënten zijn, maar ook een toegangspoort voor externe verontreinigingen die het risico op bloedbaaninfecties (BSI's) kunnen vergroten. Onze complete lijn pleisters helpt de lijnen comfortabel op hun plaats te houden en helpt tegelijkertijd potentieel schadelijke ziekteverwekkers te blokkeren.

Onze twee merken bieden steeds hogere prestatieniveaus. Met grote kijkvensters, lichaamsvormende ontwerpen en niet-irriterende kleefstoffen is elk van onze verbanden ontworpen om comfortabel en ademend te zijn – en te beschermen tegen schadelijke ziekteverwekkers.



Bedekking en gebruiksgemak op maat

U vindt deze verbanden ook in onze vasculaire toegangskits, zodat u:

- Afval kan verminderen
- Tijd bespaart
- Zorg optimaliseert

Full spectrum bescherming

+++



Suresite®

Veelzijdige transparante pleisters, passend bij elk budget

++++



Suresite® Select

Een niveau hoger dan onze stoffen pleisters met extra brede kijkvensters en innovatieve lijmen

Suresite®

Veilig, schoon, comfortabel


De transparante foliepleisters van Suresite bieden de zekerheid die u nodig heeft en zijn ontworpen om katheterplaatsen af te dekken en te beschermen, en hulpmiddelen op de huid te bevestigen. Elk Suresite pleister is verkrijgbaar in verschillende maten, configuraties en toedieningssystemen en is op maat gemaakt om soepel en ademend te zijn, niet aan zichzelf te plakken en een barrière te vormen tegen externe verontreinigingen.

Katheteridentificatie

Voor opvolging en naleving van onderhoudsprotocollen

Venster frame

Voor makkelijke plaatsing



Verwijderbaar vensterliner

Voor bescherming van de integriteit van de kleefkracht

Transparante foliepleister

Maakt controle van de inbrenghaars mogelijk

Suresite® Select

Bescherming waar je op kunt rekenen

Suresite Select steriele pleisters zijn ontworpen om volledig af te dekken, de katheter stevig vast te maken en te voorkomen dat schadelijke micro-organismen bij de insteekplaats komen. De uitzonderlijk brede vensters van Suresite Select maken het makkelijker om de insteekplaats te controleren op infecties.

Transparante folie

Vormt een ademende, steriele barrière tegen externe verontreinigingen

Klaver inkeping

Past goed rondom hubs en lumens



Innovatieve lijmlaag

Stevige fixatie en vochtregulatie

Frame plaatsing

Zorgt voor het nauwkeurig en gemakkelijk plaatsen, en makkelijk verwijderen

Brede vensters

Maken het makkelijker om te controleren op infecties

Bestelinformatie

Suresite® Pleister

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
VAD1610-INT	5,7 x 5 cm	100/doos; 400/omdoos
VAD1614-INT	6 x 7 cm	100/doos; 400/omdoos
VAD1616-INT	10,2 x 12,1 cm	50/doos; 200/omdoos
VAD1633-INT	7 x 8,5 cm	100/doos; 400/omdoos
VAD1635-INT	8,5 x 10,5 mm	50/doos; 200/omdoos
VAD1650-INT	10 x 15,5 cm	25/doos; 100/omdoos
VAD1655-INT	8,9 x 11,5 cm	50/doos; 200/omdoos

VAD1614-INT



Suresite® Select pleisters

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
VAD1683-INT	7 x 7,3 cm	100/doos; 400/omdoos
VAD1685-INT	8,9 x 11,4 cm	50/doos; 200/omdoos
VAD1688-INT	10,2 x 11,4 cm	50/doos; 200/omdoos
VAD1689-INT	10,2 x 15,5 cm	50/doos; 200/omdoos

VAD1683-INT



VAD1685-INT



VAD1688-INT



VAD1689-INT



Zorg voor goede fixatie. Neem contact op met uw Medline accountmanager voor informatie over het toevoegen van Suresite aan een op maat gemaakte set.



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US

Suresite® pleisters zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk

2797 (BSI, Nederland)

Suresite® Select pleisters zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk

2797 (BSI, Nederland)

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2024 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1454_NL 07/2024