



OP-HANDSCHUHE: UNSERE GESCHICHTE

MEDLINE IST MEHR ALS NUR EIN LIEFERANT VON OP-HANDSCHUHEN – WIR SIND IHR PARTNER

Als Hersteller von Tausenden von Produkten können wir Ihnen bei der Verbesserung Ihrer klinischen Ergebnisse helfen und gleichzeitig Ihren Gesamtwert maximieren. Warum OP-Handschuhe von Medline? **Auswahl, Qualität, Kundenfokus** und **herausragende Produktmerkmale** sind nur einige der Vorteile, die wir anzubieten haben.

AUF DAS MATERIAL KOMMT ES AN - ISOLEX

Durch den Wechsel von Latex auf alternative Produkte sind viele Klinikmitarbeiter mit Polyisopren vertraut. **Aber wussten Sie auch, dass der SensiCare Handschuh von Medline der erste OP-Handschuh aus Polyisopren war?**

Dieser Innovation folgend ist Medline eines von nur zwei Unternehmen weltweit, das Polyisopren herstellt, das Rohmaterial, das in vielen latexfreien Handschuhen verwendet wird. Das von Medline verwendete Polyisopren **Isolex** wird in den USA hergestellt. Wir haben die vollständige Kontrolle über den Herstellungsprozess und können so gewährleisten, dass unsere Kunden sich niemals Gedanken über Qualitäts- oder Lieferprobleme machen müssen.

DIE NÄCHSTE ENTWICKLUNG: **PI, PI MICRO, PI ORTHO, PI GREEN**

Wir haben die Hände von Tausenden Chirurgen und klinischem Personal weltweit vermessen und eine **neue verbesserte Handform entwickelt**. Unsere Ziele: **Verbesserung des Komforts, Verringerung der Handermüdung und optimale Passform für Chirurgen und Personal**.

Die erste Serie von Handschuhen, die mit unserer neuen und verbesserten Handform von Medline gefertigt wurde, ist unsere latexfreie PI-Linie. Gefertigt aus Isolex, verfügt der **SensiCare PI Handschuh** über verbesserte Elastizität mit einer weichen Oberfläche, die den Druck von der Hand nimmt und ein komfortables Gefühl bietet. Die Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten in dieser Produktlinie bietet eine latexfreie Lösung für alle klinischen Mitarbeiter.

SENSICARE® PI

Der Originalhandschuh mit unserer neuen und verbesserten Handform. Er ist zur bevorzugten Wahl vieler Beschäftigter im Gesundheitswesen geworden.

SENSICARE® PI MICRO

Unser dünnster Polyisopren-Handschuh. Durch die verbesserte Tastempfindlichkeit ist dieser Handschuh eine großartige Option für Neurologie, Gefäßchirurgie, Kardiologie und bei der Verwendung von Doppelhandschuhen, dabei bietet er dieselbe Passform und Bequemlichkeit wie der SensiCare PI Handschuh.

SENSICARE® PI ORTHO

Entwickelt für besonderen Schutz. Der SensiCare PI Ortho ist 0,32 mm dick, was ihn zu einem idealen Handschuh für den Orthopädiebereich macht. Wir haben auch die Griffbarkeit verbessert, um ihn zu einer geeigneten Wahl entweder als Über- oder Unterziehandschuh zu machen.

SENSICARE® PI GREEN

Der latexfreie Unterhandschuh ist leuchtend grün gefärbt, sodass Perforationen des Oberhandschuhs sofort ins Auge fallen; mit perfekter Griffbarkeit, für Ausgewogenheit zwischen leichtem Anziehen bei gleichzeitigem Reduzieren des Rutschens zwischen den Handschuhschichten.

BEDARF AN AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

Wir wissen, dass Chirurgen und Personal bei OP-Handschuhen spezifische Vorlieben haben. Medline bietet die **umfassendste Produktlinie von OP-Handschuhen**, mit einer Auswahl von unterschiedlichsten Optionen bei **Formen, Farben, Textur** und **Dicke**.

BEDARF AN NISCHENPRODUKTEN

Im Rahmen unseres Produktportfolios gibt es einige Nischenprodukte, mit denen **Medline der einzige Komplettanbieter für alle Arten von OP-Handschuhen** ist.

DERMASSURE™ GREEN

Überempfindlichkeiten der Haut nehmen zu. Medline hat erkannt, dass eine sichere Option für diejenigen angeboten werden muss, die an Überempfindlichkeiten leiden. DermAssure Green ist Medlines erster, ohne chemische Beschleuniger hergestellter OP-Handschuh. Die dunkelgrüne Farbe und eine einzigartige Polymerbeschichtung machen DermAssure Green auch zu einem idealen Unterziehhandschuh. Von Überempfindlichkeiten der Haut bis hin zu Doppelhandschuhen - dieser Handschuh unterstützt die Sicherheit Ihres gesamten OP-Personals.

SENSICARE® PI EVOLUTION

Einrichtungen sind ständig auf der Suche nach einem preisgünstigen, latexfreien OP-Handschuh. Medline versteht das Bedürfnis nach einem erschwinglichen, latexfreien OP-Handschuh, der für den Einsatz im OP klinisch akzeptabel ist. SensiCare PI Evolution ist der einzige OP-Handschuh aus einer latexfreien Mischung, der auf dem Markt angeboten wird. Die Mischung aus Polyisopren und Polychloropren zusammen mit einer einzigartigen Polymerbeschichtung macht SensiCare PI Evolution zum idealen Überziehhandschuh bei der Verwendung von Doppelhandschuhen.

SENSICARE® SHIELD

Sensicare Shield ist der einzige latex- und puderfreie Strahlenschutzhandschuh (RPG) auf dem Markt, der aus Polyisopren hergestellt ist, und Wolfram statt Blei als Strahlungsdämpfungsmittel verwendet. Dieser Spezialhandschuh hilft dabei, die Hände des Anwenders vor abgelenkter sekundärer Strahlung bei Verfahren zu schützen, bei denen ionisierende Strahlung durch den Einsatz des C-Bogens und anderer Röntengeräte auftritt.

LATEXFREIE OPTIONEN

Neolon® 2G

Polychloropren der 2. Generation

SensiCare® PI Evolution

Polyisopren-Mischung

SensiCare® PI

Die Leistung von Latex ohne gefährliche Proteine

SensiCare® PI Micro

Verbessertes Tastgefühl

DermAssure™ Green

Ohne chemische Beschleuniger

SensiCare® PI Ortho

Extra Dicke, extra Schutz

SensiCare® PI Green mit Aloe

Dunkelgrüner Spezial-Unterziehhandschuh

SensiCare® Shield

Synthetische Röntgenschutzhandschuhe

LATEXOPTIONEN

Signature Latex

Leistung + Schutz

Signature Latex Micro

Verbesserte Tastempfindlichkeit

Signature Latex Essential

Leichteres Anziehen und höherer Schutz

Triumph® Classic

Eine günstige Alternative zu gepuderten Handschuhen

OR Standard PF

Puderfreies Latex

Signature Latex Grip

Texturiert für mehr Griffhaftigkeit

Signature Latex Ortho

Extra Dicke, extra Schutz

Triumph® Green

Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit Aloe Vera

Signature Latex Green

Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit Aloe Vera

OR Standard

Latex mit Puder

Es handelt sich hier um ein Medizinprodukt der Klasse IIa. Vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und Vorsichtsmaßnahmen auf den entsprechenden Etiketten lesen.

CE 0086 (BSI) IEC REP Medline International France SAS
1000 Champs Elysees
75001 Paris

 Der Handschuh enthält Aloe Vera, welches die Hände beruhigt und Feuchtigkeit spendet



Medline International Germany GmbH

Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com