

OP-Hand- schuhe: Unsere Geschichte



Medline ist mehr als ein Anbieter von OP-Handschuhen. Wir sind Ihr Partner.

Wir bieten ein breites Portfolio an Produkten und können Ihnen helfen, die Versorgung Ihrer Patienten zu verbessern. Was zeichnet die OP-Handschuhe von Medline aus? Zu den Produktmerkmalen gehören eine **vielfältige Auswahl, eine hohe Qualität und einzigartige Produktfeatures**. Zudem profitieren Sie von einer hohen Kundenorientierung.

Die nächste Evolution: PI, PI Micro, PI Green

Bei der Entwicklung unseres neuen und verbesserten Medline-Handgusses spielte die Custom Fitting App von Medline eine maßgebliche Rolle. Mithilfe dieser App haben wir die Hände von unzähligen Chirurgen und Klinikmitarbeitern rund um den Globus analysiert, um unser Ziel zugunsten aller Gesundheitsdienstleister zu realisieren: den Tragekomfort zu erhöhen und die Ermüdungserscheinungen der Hand zu reduzieren.

Die SensiCare® PI Handschuhserie ist die erste mit dem neuen, verbesserten Medline-Handguss. SensiCare® PI bietet dank Isolex zusätzliche Elastizität bei weicher Oberfläche. Das latexfreie Material hilft bei der Verbesserung des Tragekomforts und bei der Reduzierung von Ermüdungserscheinungen während längerer Eingriffe. Die vielfältige neue Serie bietet latexfreie Lösungen für das gesamte Klinikpersonal.

SensiCare® PI

Der SensiCare® PI ist der Original-Handschuh unseres neuen verbesserten Medline-Handgusses und für zahlreiche Beschäftigte im Gesundheitswesen die erste Wahl.

SensiCare® PI Micro

Das optimierte Tastempfinden dieses Handschuhs ist ideal bei neurochirurgischen und kardiovaskulären Eingriffen sowie bei der Anwendung der Doppelhandschuhung. Er ist in Bezug auf Passform und Komfort mit dem SensiCare® PI identisch, bietet allerdings als unser dünnster Handschuh aus Polyisopren ein besonders gutes Tastempfinden.

SensiCare® PI Green

Dieser latexfreie Handschuh stellt dank seiner dunkelgrünen Farbe einen idealen Innenhandschuh zum schnellen Erkennen von Perforationen im Außenhandschuh dar. Durch die weiche Griffigkeit lässt er sich mühelos anziehen und bietet auch bei Anwendung der Doppelhandschuhung eine hohe Rutschfestigkeit. Darüber hinaus sorgt die Aloetouch-Technologie für eine optimale Feuchtigkeit der Hände.

Warum ein breites Spektrum an Produkten wichtig ist

Bei OP-Handschuhen haben Chirurgen und Klinikmitarbeiter spezifische Präferenzen. Daher bietet Medline ein **breites Spektrum an OP-Handschuhen**, das hinsichtlich Form, Farbe, Struktur und Dicke allen Anforderungen gerecht wird.

Warum Nischenprodukte wichtig sind

Unser Produktportfolio umfasst auch einige Nischenprodukte und macht **Medline zum zentralen Anbieter für alle Handschuhtypen, sodass der passende OP-Handschuh mit Sicherheit dabei ist.**

DermAssure™ Green

Empfindliche Haut erfordert spezielle Handschuhe und der Bedarf wächst. Aus diesem Grund hat Medline DermAssure™ Green hergestellt, seinen ersten OP-Handschuh ohne chemische Beschleuniger. Die dunkelgrüne Farbe und die einzigartige Polymerbeschichtung macht DermAssure™ Green zu einem idealen Innenhandschuh. Ob zum Schutz von empfindlicher Haut oder zur Verwendung als doppelter Handschuh – dieses Produkt bietet Sicherheit für alle Mitarbeiter im OP.

Signature Latex Green und SensiCare® PI Green

Während manche Mitarbeiter empfindlich auf chemische Beschleuniger reagieren, kommt es bei anderen durch die Belastungen des Arbeitsalltags zu Hautschäden. Ständiges Händewaschen, die Desinfektion mit starken chemischen Mitteln und das Tragen von Handschuhen führen zu trockenen, rissigen Händen. Aus diesem Grund hat Medline eine Lösung (und eine Prophylaxe) für dieses Problem entwickelt: die Aloetouch®-Technologie, bei der die Handschuhinnenfläche mit gefriergetrocknetem, natürlichem Aloe Vera beschichtet ist. Dadurch wird die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und spürbar geschmeidiger. Diese Technologie kommt bei Signature Latex Green und SensiCare® PI Green zum Einsatz, die mit ihrer dunklen Farbe auch ideal als Unterziehhandschuhe geeignet sind.


SensiCare® PI Evolution


Wirtschaftliche, latexfreie OP-Handschuhe sind immer gefragt. Bei Medline wissen wir, dass Sie einen solchen OP-Handschuh benötigen, der die klinischen Anforderungen für den Einsatz im OP erfüllt. SensiCare® PI Evolution ist ein Handschuh aus einer latexfreien Polyisopren/ Polychloropren-Mischung, der die Passform, das Tragegefühl und die Strapazierfähigkeit eines PI-Handschuhs gewährleistet. All dies macht den SensiCare® PI Evolution, der außerdem aus einer einzigartigen Polymerbeschichtung besteht, zu einem optimalen Außenhandschuh bei Anwendung der Doppelbehandschuhung.

Latexfreie Produkte

- SensiCare® Neoprene**
● Polychloropren-Material zur allgemeinen Verwendung
- SensiCare® PI Evolution**
● PI-Mischung
- SensiCare® PI**
● Die leistungsstarke Latex-Alternative ohne Proteine
- SensiCare® PI Micro**
● Für verbessertes Tastempfinden
- DermAssure™ Green**
● Ohne chemische Beschleuniger
- SensiCare® PI Green mit Aloe** 
● Dunkelgrüner Unterzieh-Spezialhandschuh

Latex-Optionen

- Signature Latex**
● Strapazierfähig und sicher
- Signature Latex Micro**
● Für ein hervorragendes Tastempfinden
- Signature Latex Essential**
● Müheloses Anziehen bei hoher Flexibilität
- OR Standard PF**
● Gepuderte Latex-Handschuhe
- Signature Latex Green** 
● Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit Aloe
- OR Standard**
● Gepudertes Latex-Handschuh

 Mit hautberuhigendem, feuchtigkeitsspendendem Aloe Vera



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

de.medline.eu
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

de.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati

Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

de.medline.eu
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Diese Produkte sind Medizinprodukte der Klasse IIa, die zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt sind. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung.



Medline International France SAS
5, rue d'Orléans, Lagny
44110 Orbaubouvier, France

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. ML611_DE 04/2021