

Guantes quirúrgicos: nuestra historia



Medline es más que un proveedor de guantes quirúrgicos. Somos su socio colaborador.

Como fabricante de miles de productos, podemos ayudarle a mejorar tus resultados clínicos así como a maximizar su valor global. ¿Por qué elegir guantes quirúrgicos de Medline? **Amplia selección, calidad, orientación al cliente y características de producto únicas** son solo algunas de las ventajas que ofrecemos.

El siguiente salto evolutivo: PI, PI Micro, PI Green

Utilizando los datos recopilados por la aplicación Custom Fitting de Medline, que ha medido las manos de miles de cirujanos y personal sanitario de todo el mundo, hemos desarrollado nuestro nuevo y optimizado molde de guantes Medline para aumentar la comodidad y reducir la fatiga de las manos. Nuestros objetivos: mejorar la comodidad, reducir la fatiga de las manos y ajustar los guantes de forma óptima a la gran mayoría de cirujanos y personal sanitario.

La primera serie de guantes que emplea nuestro nuevo y mejorado molde de guantes Medline es nuestra línea SensiCare® PI. Fabricado con Isolex, SensiCare® PI ha mejorado la elasticidad con una superficie suave, eliminando la presión de las manos y proporcionando un cómodo tacto libre de látex. Las diversas opciones de esta línea ofrecen una solución libre de látex para cada profesional sanitario.

SensiCare® PI

Al ser el guante original de nuestro nuevo y mejorado molde de guantes Medline, se ha convertido en la elección preferida de muchos profesionales sanitarios.

SensiCare® PI Micro

La sensibilidad táctil mejorada de este guante lo convierte en una gran opción para cirugías cardiovasculares o neurológicas, y para usar con la técnica de doble guante. Proporciona el mismo ajuste y la misma comodidad que SensiCare® PI, pero es nuestro guante de poliisopreno más fino y sensible.

SensiCare® PI Green

Se trata de un guante interior libre de látex ideal, por su color verde oscuro, para identificar las perforaciones del guante exterior. Tiene el agarre perfecto para equilibrar la facilidad de colocación y reducir el deslizamiento entre las capas de guantes, y utiliza la tecnología Aloetouch para hidratar las manos.

La necesidad de elegir

Entendemos que los cirujanos y el resto de profesionales sanitarios tienen preferencias específicas cuando se trata de los guantes quirúrgicos. Por ello, Medline ofrece la **línea de guantes quirúrgicos más completa** con una variedad de opciones de forma, color, textura y espesor.

La necesidad de productos especializados

Dentro de nuestra gama de productos contamos con algunos artículos especializados que hacen de **Medline la más extensa tienda multiproducto para todas las necesidades de guantes quirúrgicos.**

DermAssure™ Green

La sensibilidad cutánea está cada vez más presente y Medline reconoce la necesidad de proporcionar una opción segura para aquellos que sufren este tipo de sensibilidad. DermAssure™ Green es el primer guante quirúrgico fabricado sin aceleradores químicos. El color verde oscuro, junto con un recubrimiento con polímero único, también hace de DermAssure™ Green un guante interior ideal. Desde las sensibilidades cutáneas a la técnica del doble guante, este es un guante que fomenta la seguridad entre todo el personal de quirófano.

Signature Latex Green y SensiCare® PI Green

Mientras que la piel de algunas personas es sensible a los aceleradores químicos, otras pieles sufren daños a causa del desgaste diario al que se someten los profesionales sanitarios. Acciones como lavarse las manos constantemente, desinfectarse las manos con productos químicos agresivos, y el uso de guantes, pueden hacer que las manos se sequen o se agrieten. Por esta razón, Medline ideó una solución y un método de prevención para este problema: la tecnología Aloetouch®, que añade una capa de aloe vera orgánico liofilizado dentro del guante. Esto mejora la hidratación de la piel ayudando a los profesionales sanitarios a tener unas manos suaves y cuidadas. Signature Latex Green y SensiCare® PI Green utilizan esta tecnología y también sirven como fantásticos guantes interiores gracias a sus colores oscuros.

SensiCare® PI Evolution


Los centros están en constante búsqueda de opciones económicas de guantes quirúrgicos libres de látex. Medline reconoce la necesidad de disponer de guantes quirúrgicos libres de látex económicos que sean clínicamente aceptables para su uso en quirófano. SensiCare® PI Evolution es un guante quirúrgico mixto libre de látex. La mezcla de poliisopreno y policloropreno ayuda a ahorrar costes sin comprometer el ajuste, la sensibilidad y el rendimiento de un guante PI. Esta mezcla, junto con un recubrimiento con polímero único, también hace de SensiCare® PI Evolution un guante superior ideal a la hora de utilizar la técnica de doble guante.

Opciones libres de látex

-  **SensiCare® Neoprene**
Policloropreno estándar
-  **SensiCare® PI Evolution**
Mezcla PI
-  **SensiCare® PI**
El rendimiento del látex sin proteínas
-  **SensiCare® PI Micro**
Sensibilidad táctil mejorada
-  **DermAssure™ Green**
Fabricado sin aceleradores químicos
-  **SensiCare® PI Green con aloe**
Guante inferior especializado verde oscuro 

Opciones con látex

-  **Signature Latex Micro**
Un mayor nivel de sensibilidad táctil
-  **Signature Latex Essential**
Colocación y flexibilidad superiores
-  **Signature Latex OR**
Látex sin polvo
-  **Signature Latex Green**
Guante interior verde oscuro con aloe 

 El guante contiene aloe vera para calmar e hidratar las manos



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602

www.medline.eu/es
Pedidos: es-pedidos@medline.com
Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

Estos productos son productos sanitarios de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Signature Latex OR son productos sanitarios de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



HBM Medical
Collamore House, Collamore Road, Dalkey
Co. Dublin, Ireland

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. ML611_ES 11/2023