

**Guanti
Chirurgici
La Nostra
Storia**



Medline è più di un fornitore di guanti chirurgici. Noi siamo il vostro partner commerciale

In qualità di fornitore di una vasta gamma di prodotti, possiamo aiutarvi a migliorare i risultati clinici massimizzando il vostro valore totale. Perché provare i guanti chirurgici Medline? **Selezione, qualità, attenzione al cliente e caratteristiche uniche del prodotto** sono solo alcuni dei vantaggi che possiamo offrirvi.

La futura evoluzione PI, PI Micro, PI Green

Attraverso l'App Custom Fitting di Medline, abbiamo raccolto un immenso database di dati relativi alle mani di chirurghi e del personale sanitario di tutto il mondo. In questo modo abbiamo potuto sviluppare il nostro nuovo stampo per guanti chirurgici, in grado non solo di aumentare il comfort e ridurre l'affaticamento per le mani, ma di adattarsi in maniera ottimale alla maggior parte delle mani.

La prima serie di guanti realizzati con il nostro nuovo stampo per le mani di Medline, è la nostra linea SensiCare® PI. Realizzato in Isolex, SensiCare® PI ha migliorato l'elasticità con una superficie morbida, eliminando la pressione dalla mano e fornendo una sensazione confortevole. Le diverse opzioni di questa linea forniscono una soluzione priva di lattice per ogni medico.

SensiCare® PI

Il primo guanto ad essere prodotto con il nuovo stampo per le mani di Medline, è diventato la scelta preferita di molti professionisti sanitari.

SensiCare® PI Micro

La maggiore sensibilità tattile di questo guanto lo rende un'ottima opzione per interventi chirurgici di neurochirurgia, vascolari, cardiocirurgici e nell'utilizzo nella tecnica del doppio guanto. Offre la stessa vestibilità e comfort di SensiCare® PI ma è il nostro guanto in poliisoprene più sottile.

SensiCare® PI Green

Questo è il sottoguanto ideale senza lattice di colore verde scuro per una più immediata individuazione delle perforazioni del sovraguanto. Ha la presa perfetta per bilanciare la facilità di calzatura e ridurre lo scivolamento tra gli strati del guanto e utilizza la tecnologia Aloetouch per idratare le mani.

La necessità di scegliere

Sappiamo che i chirurghi e il personale hanno preferenze specifiche quando si tratta di guanti chirurgici. Medline offre la più **completa linea di guanti chirurgici sul mercato**, caratterizzata da una grande varietà di colori, consistenza, ed opzioni di spessore.

L'esigenza di prodotti sempre più di nicchia

All'interno del nostro portafoglio di prodotti ci sono alcuni articoli di nicchia che rendono **Medline l'unico fornitore per tutte le esigenze di guanti chirurgici**.

DermAssure™ Green

Le sensibilizzazioni della pelle sono in aumento e Medline riconosce la necessità di fornire un'opzione sicura per coloro che soffrono di queste sensibilità. DermAssure™ Green è il primo guanto chirurgico di Medline realizzato senza acceleratori chimici. Il colore verde scuro, unito a un rivestimento polimerico unico, rendono DermAssure™ Green un sotto-guanto ideale. Dalla sensibilità della pelle al doppio guanto, questo è un guanto che promuove la sicurezza tra tutto il personale della sala operatoria.

Signature Latex Green

Mentre la cute di alcune persone è sensibile agli acceleratori chimici, altre vengono danneggiate dall'usura quotidiana causata dalla loro professione in ambito sanitario come il lavaggio costante delle mani, l'igienizzazione delle mani con sostanze chimiche forti e l'uso di guanti, che possono portare a mani secche e screpolate. Pertanto, Medline ha escogitato una soluzione e un metodo di prevenzione per questo problema: la tecnologia Aloetouch®, che mette uno strato di aloe vera organica liofilizzata all'interno del guanto. Questo aiuta a idratare la pelle, garantendo ai professionisti sanitari mani morbide e lisce. Signature Latex Green e SensiCare® PI Green utilizzano questa tecnologia e sono anche ottimi sotto-guanti grazie al colore scuro.

SensiCare® PI Evolution

Le strutture sono sempre alla ricerca di un'opzione economica di guanti chirurgici privi di lattice. In Medline, comprendiamo la necessità di un guanto chirurgico privo di lattice a prezzi accessibili che sia clinicamente accettabile per l'uso nelle sale operatorie. SensiCare® PI Evolution è un guanto chirurgico misto senza lattice. La miscela di poliisoprene / policloroprene aiuta a contenere i costi fornendo la vestibilità, il comfort e le prestazioni di un guanto PI. Questo, insieme a un rivestimento polimerico unico, rende SensiCare® PI Evolution un guanto ideale per il doppio guanto.

Opzioni Latex-Free

- **SensiCare® Neoprene**
Standard policloroprene
- **SensiCare® PI Evolution**
PI blend
- **SensiCare® PI**
La performance del lattice senza le proteine
- **SensiCare® PI Micro**
Sensibilità tattile migliorata
- **DermAssure™™ Green**
Prodotto senza acceleranti chimici
- **Sottoguanto SensiCare® PI Green**
Con Aloe verde scuro

Opzioni in Lattice

- **Signature Latex Micro**
Un livello più alto di sensibilità tattile
- **Signature Latex Essential**
Miglior flessibilità e calzata
- **Signature Latex OR**
Lattice depolverato
- **Signature Latex Green**
Dark-green sotto-guanto con aloe

Il guanto contiene aloe vera per lenire e idratare le mani



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



Signature Latex OR è un dispositivo medico di classe IIa destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.
© 2024 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML611_IT 03/2024