



**ENTWICKELT, GETESTET,
VON EXPERTEN EMPFOHLEN.**

OP-MÄNTEL

Leistung, Auswahl und Qualität

MEDLINE OP-MÄNTEL

Leistung, Auswahl und Qualität

Eine umfassende Auswahl

Um allen Anforderungen im OP gerecht zu werden, bietet Medline fünf verschiedene Basismaterialien für OP-Mäntel an. Jedes Material mit eigenem Design, unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlicher Verstärkung, sodass für jeden Anwender ein geeigneter OP-Mantel gefunden werden kann.


Zuverlässiger Schutz

Die Materialien für die OP-Mäntel von Medline bieten einen hohen Schutz. Jeder Mantel ist latexfrei und erfüllt oder übertrifft die Mindestanforderungen der Norm EN 13795*. Das Essential- und Advanced-Material widersteht einem hohem hydrostatischen Druck und verfügt über eine zusätzliche alkoholabweisende Beschichtung, welche dem Anwender den erforderlichen Schutz und den Komfort bietet, den er benötigt. Der einzigartige Ultimate OP-Mantel ist besonders atmungsaktiv und bietet darüber hinaus einen Rundumschutz gegen Flüssigkeits- und Keimdurchtritt.

Hohe Leistung mit hohem Komfort

Unsere OP-Mäntel bieten Ihnen auch während längerer Tragezeiten einen außergewöhnlichen Schutz. Alle Medline OP-Mäntel sind im Brust- und Ärmelbereich großzügig geschnitten, um die nötige Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Im Bezug auf Größe, Länge und Design lassen unsere OP-Mäntel keine Wünsche offen. Das atmungsaktive Material ist auch bei längeren Eingriffen angenehm zu tragen. Die Ärmel unserer OP-Mäntel sind geklebt und sorgen somit für noch mehr Komfort und Festigkeit.

Durchschnittliche Nahtfestigkeit an den Ärmeln (N)




Einfache Anwendung

Alle Medline OP-Mäntel verfügen über eine intuitive Farbkodierung. Das Produktetikett und die Transferkarte in violetter Farbe zeigen einen OP-Mantel mit Standardleistung und in blauer Farbe einen OP-Mantel mit hoher Leistung an. Dies hilft Ihnen im OP die Mäntel besser zu unterscheiden. Weiterhin bieten wir drei verschiedene Kragenfarben an, um die Art des Mantels leicht und schnell zu erkennen: Standard, materialverstärkt und PE-verstärkt.

Violett:
Standard OP-Mäntel

Weiß:
Materialverstärkte OP-Mäntel

Blau:
PE-verstärkte OP-Mäntel



*Die EN 13795 soll einen einheitlichen Qualitätsstandard gewährleisten- sowohl bei Mehrweg als auch bei Einwegabdeckungen, OP-Mänteln und Reinraumkleidung zur Verwendung als Medizinprodukte für Patienten, Klinikpersonal und Geräte. Sie dient außerdem zur Verhinderung der Keimverbreitung während chirurgischer Eingriffe.
**AAMI: Association of the Advancement of Medical Instrumentation. Der AAMI PB70 ist das in Amerika gültige Klassifizierungssystem, das Schutzkleidung und OP Abdeckungen, die in medizinischen Einrichtungen verwendet werden, bezogen auf Ihre Flüssigkeitsbarriere in verschiedenen Sicherheitsstufen, einteilt. Sie legt außerdem die entsprechende Etikettierung und die Testmethoden fest.

OPS™ UltraGard

Effektiver OP-Mantel, guter Preis

- Leichtes SMMMS-Material (35 g/m²) mit natürlichem, flüssigkeitsabweisendem Schutz
- Hoher Komfort und hohe Atmungsaktivität
- Der Mantel ist als Standard und mit PE-Verstärkung erhältlich

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
E3505CEA	OP-Mantel, S/M, 115 cm	36
E3506CEA / E3506DCE*	OP-Mantel, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA / E3545DCE*	OP-Mantel, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
E3516CEA / E3516DCE	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA / E3585DCE*	OP-Mantel, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32
E3540CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28
E3513CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24

* Diese Kittel sind auch in Spenderboxen erhältlich.



- UltraGard OP-Mäntel gibt es auch in einer Verpackung (Peel&Go) ohne Einschlagtuch und Handtücher. Diese Neuerung hilft Ihnen, die Rüstzeiten und Abfall reduzieren und Ihre Ausgaben für OP-Mäntel reduzieren

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
E3606CE	OP-Mantel, L, 120 cm, Peel&Go	40
E3645CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, Peel&Go	40
E3616CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, Peel&Go	36
E3640CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, Peel&Go	32
E3613CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, Peel&Go	28
E3681CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 160 cm, Peel&Go	24



OPS™ Essential

Erweiterter Schutz

- Leichtes SMMMS Material (35 g/m²) das durch ein spezielles Verfahren alkoholbeständig ist
- Komfortabel - bietet außergewöhnliche Drapierbarkeit und Atmungsaktivität
- PE-verstärkte OP-Mäntel aus Essential Material überschreiten nicht nur die Mindestleistung der EN 13795 gemäß der Medizinprodukte-richtlinie, sondern erfüllen auch die Normen für persönliche Schutzausrüstung (EN 14605 und EN 14126)

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/ Karton
S3505CEC	OP-Mantel, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	OP-Mantel, L, 120 cm	36
S3545CEC	OP-Mantel, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
S3507CEC	OP-Mantel, XL, 140 cm, mit Daumenschlaufe	32
S3516CEC	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 120 cm	28
S3509CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	28
S3512CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC / S3500P**	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32**
S3510CEC / S3510P**	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32**
S3540CEC / S3540P**	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28**
S3513CEB / S3513P**	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24**
S3581CEB / S3581P**	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20**



** Entspricht EN 14605 und EN 14126, Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III.

- Essential OP-Mäntel gibt es auch in einer Einschichtverpackung (Peel&Go) ohne Einschlagtuch

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/ Karton
S3606CE	OP-Mantel, L, 120 cm, Peel&Go	40
S3645CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, Peel&Go	40
S3616CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, Peel&Go	36
S3685CE	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm, Peel&Go	32
S3609CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, Peel&Go	30
S3612CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, Peel&Go	28
S3611CE	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm, Peel&Go	24



OPS™ Advanced

Kein Kompromiss zwischen Komfort und Schutz

- Atmungsaktiv - leitet Wärme schnell ab, um das Schwitzen beim Anwender zu reduzieren und erhöht somit den Tragekomfort
- Weiches SMMMS-Material mit höherem Basisgewicht (41 g/m²) für verbesserten Komfort
- Optionaler Raglanschnitt sorgt für mehr Platz und Bewegungsfreiheit
- Hohe Schutzleistung

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/ Karton
OP9505CE	OP-Mantel, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	OP-Mantel, L, 130 cm	32
OP9507CEA	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, Raglanschnitt	24
OP9575CE	OP-Mantel, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	OP-Mantel, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA / OP9508DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 130 cm	24/40*
OP9809CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Maske & mit Daumenschlaufe	28
OP9509CEA / OP9509DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 140 cm	28/36*
OP9512CE / OP9512DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, Raglanschnitt	20
OP9812CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske & mit Daumenschlaufe	24
OP9583CE / OP9583DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 120 cm	28
OP9510CE / OP9510DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE / OP9540DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE / OP9513DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	20/36*
OP9581CE / OP9581DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20/32*



* Diese Mäntel sind auch in Spenderboxen erhältlich.

OPS™ Ultimate

Der intelligente OP-Mantel mit atmungsaktiver Membrantechnologie

- Hohe Leistung des gesamten Mantels und vollständig undurchlässig für Pathogene im Blut (AAMI**PB70, ASTM F1671 getestet, EN13795)
- Der Mantel ist aus 3-lagigen Material mit einem Basisgewicht von 60 g/m² hergestellt
- Atmungsaktiv und kühlend: reagiert mit erhöhter Wasserdampfdurchlässigkeit auf ansteigende Körpertemperatur
- Empfohlen für alle Eingriffe, bei denen ein atmungsaktiver Rundumschutz benötigt wird, (z.B. lange kardiochirurgische-, orthopädische Eingriffe, Transplantationen etc.)

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
LW89045CEB	Atmungsaktiver, undurchlässiger OP-Mantel, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Atmungsaktiver, undurchlässiger OP-Mantel, XLL, 150 cm, Raglanschnitt	20
LW39079CEB	Atmungsaktiver, undurchlässiger OP-Mantel, 2XLL, 150 cm, Raglanschnitt	20



- Wir bieten auch OP-Mäntel an, deren Verwendung beim Umgang mit zytotoxischen Substanzen geeignet ist

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
DYNJPE2301P	Undurchlässiger OP-Mantel, Prevention Plus, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Undurchlässiger OP-Mantel, Prevention Plus, XL, 142 cm	24

*Die EN 13795 soll einen einheitlichen Qualitätsstandard gewährleisten- sowohl bei Mehrweg als auch bei Einwegabdeckungen, OP-Mänteln und Rein-Luft-Kleidung zur Verwendung als Medizinprodukte für Patienten, Klinikpersonal und Geräte. Sie dient außerdem zur Verhinderung der Keimverbreitung während chirurgischer Eingriffe.
 **AAMI: Association of the Advancement of Medical Instrumentation. Der AAMI PB70 ist das in Amerika gültige Klassifizierungssystem, das Schutzkleidung und OP Abdeckungen, die in medizinischen Einrichtungen verwendet werden, bezogen auf Ihre Flüssigkeitsbarriere in verschiedene Sicherheitsstufen, einteilt. Sie legt außerdem die entsprechende Etikettierung und die Testmethoden fest.

Eclipse®

Ein weicher und komfortabler OP-Mantel

- Hoher Komfort und hohe Atmungsaktivität
- Spunlace (68 g/m²) mit textilähnlichem Gefühl
- Angemessener Schutz

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Stück/Karton
9505CEA	OP-Mantel, S/M, 115 cm	28
9506CEA / 9506DCE*	OP-Mantel, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	OP-Mantel, L, 120 cm, Raglanschnitt	26
9507CEA / 9507DCE*	OP-Mantel, XL, 130 cm	24/40*
9707CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, mit Daumenschlaufe	24
9516CEA / 9516DCE*	OP-Mantel, XLL, 150 cm	24/36*
9716CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, mit Daumenschlaufe	24
9575CEA / 9575DCE*	OP-Mantel, XXL, 130 cm	24/36*
9585CE / 9585DCE*	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 120 cm	24
9509CEA / 9509DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	7
9709CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Daumenschlaufe	22
9809CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Maske & mit Daumenschlaufe	22
9571CEA / 9571DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XXL, 130 cm	20/28*
9512CEA / 9512DCE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	11
9712CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Daumenschlaufe	22
9812CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske & mit Daumenschlaufe	20
9581CEA / 9581DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	28
9010CEA / 9010DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 130 cm	24
9513CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
9580CE / 9580DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20/28*



* Dieser Artikel ist auch in einer Spenderbox erhältlich.

OP-Mantel Auswahlhilfe

Wählen Sie den optimalen OP-Mantel mit der richtigen Leistung für Ihre Operation, je nach Art und Länge des Verfahrens, Flüssigkeitsmenge und dem gewünschten Komfort.

Material	Eclipse			Ultragard™		Essential			Advanced			Ultimate
	S	M	P	S	P	S	M	P	S	M	P	S
Standard/Material/PE-verstärkt												
Augenchirurgie	✓			✓		✓			✓			
Tracheostomie	✓			✓		✓			✓			
Ohr-OP	✓			✓		✓			✓			
Gehör-Implantate	✓			✓		✓			✓			
Kieferchirurgie	✓			✓		✓			✓			
Tonsillektomie	✓			✓		✓			✓			
Nasen-OP	✓			✓		✓			✓			
Gefäßchirurgie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Proktologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Geburtshilfe		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Mund/Kiefer/Gesichtschirurgie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Bauchchirurgie	✓			✓		✓			✓			
Endokrine-OP	✓			✓		✓			✓			
Herzschrittmacher	✓			✓		✓			✓			
Orthopädie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brust-OP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verbrennungs- und Plastische Chirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Angiografie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Gynäkologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Viszeralchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Urologie		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hüft-Ersatz		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Nieren- und Blasenoperationen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Knie-Ersatz		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Thoraxchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Herz- und Gefäßchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Neurochirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Wirbelsäulenchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

Chirurgische Verfahren

Für weitere Informationen über unsere Produkte besuchen Sie bitte medline.eu/de oder kontaktieren Sie Ihren Medline Ansprechpartner.



ALWAYS ON.

Medline International Germany GmbH

Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

Diese Produkte sind Medizinprodukte der Klasse I steril. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Kennzeichnung.

Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.



© 2019 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML281-DE08/SG 01/2019.