



Distribueret af

MEDI PLAST

**UDVIKLET, TESTET OG ANERKENDT
AF OPERATIONSPERSONALE.**

Operationskitler

Ydelse, mangfoldighed og kvalitet

MEDLINE OPERATIONSKITLER

Ydelse, mangfoldighed og kvalitet

Mange muligheder

For at tilfredsstille alle præferencer på operationsstuen kan Medline levere kitler i fem forskellige tekstiler hver i deres særskilte stil og med hver deres forstærkningsmateriale, for at tilbyde personalet deres foretrukne operationskittel.


Pålidelig beskyttelse

Medlines kitteltetkstil giver høj beskyttelse. Hele vores kittelsortiment er latexfrit og opfylder eller overstiger ydelseskravene i EN 13795 standarden. Det højhydrostatiske materiale brugt til Essential og Advanced samt den ekstra alkoholafvisende overfladebehandling giver brugerne den beskyttelse, de har brug for, og den komfort, de fortjener. Det unikke Ultimate-kittelsortiment yder komplet impermeabel beskyttelse og giver enestående åndbarhed.

High performance og komfort

Alle vores operationskitler byder på forskellige fordele for at opnå større komfort og brugervenlighed for personalet på operationsstuerne. Højteknologiske åndbare materialer er komfortable og tørre for brugeren, selv under lange indgreb. Kitlerne har limede ærmesømme, der er stærkere og mere bekvemme.

Ærmesømmenes gennemsnitlige strækstyrke (N)




Nem at bruge

Alle Medlines operationskitler har intuitiv farvekodning. Produktmærker og bæltekortene er lilla for standard performance eller blå for high performance, så det er nemmere at vælge kittel i operationsstuen. Vi tilbyder tre forskellige kittelkravefarver så man hurtigt kan identificere kitteltypen: standard, materialeforstærket eller PE-forstærket.

Lilla krave:
Standardkittel

Hvid Krave:
Forstærkede kitler

Blå krave:
PE-forstærkede kitler



**EN 13795 er den europæiske harmoniserede standard, der specificerer kravene til afdækninger til engangsbrug og genbrug (dvs. operationskitler, kirurgiske afdækninger), der anvendes som medicinsk udstyr til patienter, klinisk personale og udstyr, og som har til formål at forebygge overførsel af smitstoffer mellem patienter og klinisk personale under invasive kirurgiske procedurer.
**AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation. AAMI PB70 er den amerikanske referencestandard om indførelse af en klassificering for beskyttende tøj og afdækninger, der er baseret på hver deres ydeevne som væskebarriere, og som angiver relaterede mærkningskrav og standardiserede testmetoder.

OPS™ UltraGard

Effektiv kittel, rimelig pris

- Letvægtsmateriale SMMMS (35 gsm) med naturlig væskeafvisning
- Komfortabel og åndbar
- Kitlen kan fås i standard og PE-forstærket beskyttelse

Varenummer	Beskrivelse	Stk./kasse
E3505CEA	Operationskittel, S/M, 115 cm	36
E3506CEA/E3506DCE*	Operationskittel, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	Operationskittel, XL, 130cm	36/48*
FE3545CE	Operationskittel, XL, 140cm	32
E3516CEA/E3516DCE*	Operationskittel, XLL, 150cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	Operationskittel, 2XLL, 160cm	20/42*
E3500CEA	Operationskittel, PE-forstærket, S/M, 115cm	32
E3510CEA	Operationskittel, PE-forstærket, L, 120cm	32
E3540CEA	Operationskittel, PE-forstærket, XL, 140cm	28
E3513CE	Operationskittel, PE-forstærket, XLL, 150cm	24
E3581CE	Operationskittel, PE-forstærket, 2XLL, 170cm	20

* Disse kitler kan også fås i dispenseræsker.



UltraGard kitler kan også fås i en enkeltlagsemballage uden omslag og håndklæde i standard og PE-version. Denne nyhed hjælper dig med at forbedre effektiviteten ved at mindske opstillingstiden og reducere budgettet til kitler.

Varenummer	Beskrivelse	Stk./kasse
E3606CE	Operationskittel, L, 120cm, Direct, ST	40
E3645CE	Operationskittel, XL, 130cm, Direct, ST	40
E3616CE	Operationskittel, XLL, 150cm, Direct, ST	36
E3640CE	Operationskittel, PE-forstærket, XL, 140cm, Direct, ST	32
E3613CE	Operationskittel, PE-forstærket, XLL, 150cm, Direct, ST	28
E3681CE	Operationskittel, PE-forstærket, 2XLL, 170 cm, Direct, ST	24



OPS™ Essential

Øget beskyttelse

- Letvægtsmateriale SMMMS (35 gsm) med ekstra overfladebehandling, der afviser alkoholopløsninger
- Komfortabel - giver enestående blødhed og åndbarhed
- Kitlen fås i standard, materiale- og PE-forstærkning

Varenummer	Beskrivelse	Stk./kasse
S3505CEC	Operationskittel, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Operationskittel, L, 120 cm	36
S3545CEC	Operationskittel, XL, 130cm	36
FS3545CEA	Operationskittel, XL, 140cm	32
S3507CEC	Operationskittel, XL, 140cm, fingerløg	32
S3516CEC	Operationskittel, XLL, 150cm	32
S3585CEC	Operationskittel, 2XLL, 160cm	32
S3504CEC	Operationskittel, materialeforstærket, S/M, 115cm	32
S3508CEC	Operationskittel, materialeforstærket, L, 120cm	28
S3509CEC	Operationskittel, materialeforstærket, XL, 130cm	28
S3512CEC	Operationskittel, materialeforstærket, XLL, 150cm	28
S3511CEC	Operationskittel, materialeforstærket, 2XLL, 160cm	24
S3500CEC/S3500P*	Operationskittel, PE-forstærket, S/M, 115cm	32
S3510CEC/S3510P*	Operationskittel, PE-forstærket, L, 120cm	32
S3540CEC/S3540P*	Operationskittel, PE-forstærket, XL, 140cm	28
S3513CEB/S3513P*	Operationskittel, PE-forstærket, XLL, 150cm	24
S3581CEB/S3581P*	Operationskittel, PE-forstærket, 2XLL, 160cm	20



** Opfylder EN14605 og EN14126, Personlige værnemidler, Kategori III.

- Essential-kitler kan også fås i en enkeltlagsemballage.

Varenummer	Beskrivelse	Stk./kasse
S3606CE	Operationskittel, L, 120cm, Direct	40
S3645CE	Operationskittel, XL, 130cm, Direct	40
S3616CE	Operationskittel, XLL, 150cm, Direct	36
S3685CE	Operationskittel, 2XLL, 160cm, Direct	32
S3609CE	Operationskittel, materialeforstærket, XL, 130cm, Direct	30
S3612CE	Operationskittel, materialeforstærket, XLL, 150cm, Direct	28
S3611CE	Operationskittel, materialeforstærket, 2XLL, 160cm, Direct	24



OPS™ Advanced

Intet kompromis mellem komfort og beskyttelse

- Åndbar - afleder hurtigt varme for at holde bæreren kølig og bekvem. Har en højere grundvægt SMMMS (41 gsm) og smyger sig blødt og bekvemt om bæreren
- Høj barriereevne
- Valgfrit raglansnit - giver rummelighed og øger bevægelsesfriheden
- Kitlen fås i standard, materiale- og PE-forstærkning

Varenummer	Beskrivelse	Stk./kasse
OP9505CE	Operationskittel, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Operationskittel, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Operationskittel, XL, 140cm	32
OP9516CEB	Operationskittel, XLL, 150cm	32
OP39516CE	Operationskittel, XLL, 150cm, raglanærmer	24
OP9575CE	Operationskittel, XXL, 150cm	24
OP9585CE	Operationskittel, 2XLL, 170cm	20
OP9590CE	Operationskittel, 3XL, 135cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Operationskittel, materialeforstærket, L, 130cm	24/40*
OP9809CE	Operationskittel, materialeforstærket, XL, 130cm, maske og fingerløg	28
OP9509CEA/OP9509DCE*	Operationskittel, materialeforstærket, XL, 140cm	28/36*
OP9512CE/OP9512DCE*	Operationskittel, materialeforstærket, XLL, 150cm	24/32*
OP39512CE	Operationskittel, materialeforstærket, XLL, 150cm, raglanærmer	20
OP9812CE	Operationskittel, materialeforstærket, XLL, 150cm, maske og fingerløg	24
OP9583CE/OP9583DCE*	Operationskittel, materialeforstærket, 2XLL, 170cm	20/28*
OP9500CE	Operationskittel, PE-forstærket, S/M, 120cm	28
OP9510CE/OP9510DCE*	Operationskittel, PE-forstærket, L, 130cm	28/40*
OP9540CE/OP9540DCE*	Operationskittel, PE-forstærket, XL, 140cm	24/36*
OP9513CE/OP9513DCE*	Operationskittel, PE-forstærket, XLL, 150cm	20/36*
OP9581CE/OP9581DCE*	Operationskittel, PE-forstærket, 2XLL, 170cm	20/32*



* Disse kitler kan også fås i dispenseræsker.

OPS™ Ultimate

Den intelligente kittel med åndbar membranteknologi

- EN13795* High performance på tværs af hele kittelsortimentet og fuldt impermeabel over for blodbårne patogener (AAMI** PB70, ASTM F1671 testet), idet kitlen er lavet af 60 gsm trilaminatmateriale
- Åndbar og kølig - reagerer på stigende kropstemperatur ved at øge vanddampoverførslen
- Anbefales til alle indgreb, hvor åndbar og komplet beskyttelse er nødvendig som f.eks. lange kardio-, ortopædiske, transplantat-operationer osv.

Varenummer	Beskrivelse	Stk./kasse
LW89045CEB	Breathable Impervious Operationskittel, XL, 130cm	20
LW32474CEB	Breathable Impervious Operationskittel, XLL, 150cm, raglanærmer	20
LW39079CEB	Breathable Impervious Operationskittel, 2XLL, 150cm, raglanærmer	20



- Vi foreslår også operationskitler af specifikke materialer, der er testede for kemomedicin eller cytotoxicitet

Varenummer	Beskrivelse	Stk./kasse
DYNJPE2301P	Impermeabel operationskittel, Prevention Plus, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Impermeabel operationskittel, Prevention Plus, XL, 142 cm	24

**EN 13795 er den europæiske harmoniserede standard, der specificerer kravene til afdækninger til engangsbrug og genbrug (dvs. operationskitler, kirurgiske afdækninger), der anvendes som medicinsk udstyr til patienter, klinisk personale og udstyr, og som har til formål at forebygge overførsel af smitsoffer mellem patienter og klinisk personale under invasive kirurgiske procedurer.
**AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation. AAMI PB70 er den amerikanske referencestandard om indførelse af en klassificering for beskyttende tøj og afdækninger, der er baseret på hver deres ydeevne som væskebarriere, og som angiver relaterede mærkningskrav og standardiserede testmetoder.

Eclipse®

En blød og bekvem kittel

- Enestående komfort og åndbarhed
- Spunlace (68 gsm) med tekstillignende udseende
- Egnede beskyttelse

Varenummer	Beskrivelse	Stk./kasse
9505CEA	Operationskittel, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Operationskittel, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Operationskittel, L, 120 cm, raglanærmer	26
9507CEA/9507DCE*	Operationskittel, XL, 130cm	24/40*
9707CE	Operationskittel, XL, 130cm, fingerløkker	24
9516CEA/9516DCE*	Operationskittel, XLL, 150cm	24/36*
9716CE	Operationskittel, XLL, 150cm, fingerløkker	24
9575CEA/9575DCE*	Operationskittel, XXL, 130cm	24/36*
9585CE/9585DCE*	Operationskittel, 2XLL, 170cm	24/32*
9508CEA	Operationskittel, materialeforstærket, L, 120cm	24
9509CEA/9509DCE*	Operationskittel, materialeforstærket, XL, 130cm	22/32*
9539CEA	Operationskittel, materialeforstærket, XL, 130cm	7
9709CE	Operationskittel, materialeforstærket, XL, 130cm, fingerløkker	22
9809CE	Operationskittel, materialeforstærket, XL, 130cm, maske og fingerløkker	22
9571CEA/9571DCE*	Operationskittel, materialeforstærket, XXL, 130cm	20/28*
9512CEA/9512DCE	Operationskittel, materialeforstærket, XLL, 150cm	22/32*
9451CEA	Operationskittel, materialeforstærket, XLL, 150cm	11
9712CE	Operationskittel, materialeforstærket, XLL, 150cm, fingerløkker	22
9812CEA	Operationskittel, materialeforstærket, XLL, 150cm, maske og fingerløkker	20
9581CEA/9581DCE*	Operationskittel, materialeforstærket, 2XLL, 170cm	19/28*
9000CEA	Operationskittel, PE-forstærket, S/M, 115cm	28
9010CEA/9010DCE*	Operationskittel, PE-forstærket, L, 120cm	28/32*
9040CEA	Operationskittel, PE-forstærket, XL, 130cm	24
9513CEA	Operationskittel, PE-forstærket, XLL, 150cm	24
9580CE/9580DCE*	Operationskittel, PE-forstærket, 2XLL, 170cm	20/28*

* Disse kitler kan også fås i dispenseræsker.



Guide til valg af operationskittel

Vælg den rette kittel med den rette ydeevne til hver operation baseret på indgrebets type og varighed, samt væskemængde og ønskede komfort.

Muligheder	Eclipse			UltraGard™		Essential			Advanced			Ultimate	
	S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S	
Standard / materiale- / PE forstærket													
Oftalmologi	✓			✓		✓			✓				
Tracheostomi	✓			✓		✓			✓				
Øre	✓			✓		✓			✓				
Cochlea implantat	✓			✓		✓			✓				
Mund	✓			✓		✓			✓				
Tonsilectomi	✓			✓		✓			✓				
Næse	✓			✓		✓			✓				
Variser	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Proctologi	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Obstetric		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Maxillo Facial	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Endo Abdominal	✓			✓		✓			✓				
Endokrin	✓			✓		✓			✓				
Pacemakers	✓			✓		✓			✓				
Generel ortopædi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Bryst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Brandsår, plastik & grafting		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Angiografi / plasty	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		
Gynækologi	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Abdominal		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Urogenital		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Hofte		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Nyre, binyre & blære	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Knæ		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Thorax		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Kardio vasculær		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Kranial		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Spinal		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓

DRG kirurgiske indgreb

Find mere information om vores produkter på mediplast.com, eller tal med den lokale salgsrepræsentant.

Distribueret af

MEDI PLAST®

Mediplast Kendan A/S
Vassingerød Bygade 6
3540 Lyngby
T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

Disse produkter er Medicinsk udstyr Klasse I-sterile. Vi forbeholder os ret til at rette evt. fejl, der måtte opstå i denne brochure.
©2018 Medline Industries, Inc. Medline er et registreret varemærke tilhørende Medline Industries, Inc.
ML281-DK03 Mediplast 09/2018.

EC REP Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh,
+4110 Châteaubriant, France

CE
0086