



**TESTÉES ET APPROUVÉES PAR
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.**

Casaques Chirurgicales
Choix, Performance et Qualité

CASAQUES DE CHIRURGIE MEDLINE

Choix, Performance et Qualité

Un Large Choix de Casaques


Afin de répondre à tous les besoins des professionnels de santé, Medline propose cinq choix de matières, chacune avec leurs propres caractéristiques techniques.

Une Protection Sûre

Les matières des casaques Medline offrent une haute protection. Toutes les casaques sont fabriquées sans latex et répondent aux exigences de la norme EN13795. Les matières des gammes Essential et Advanced offrent une résistance élevée contre les fluides grâce à un traitement déperlant additionnel anti-alcoolique. Ces matières naturellement respirantes permettent de se protéger sans renoncer au confort. La casaque unique Ultimate est, quant à elle, imperméable sur toute la surface, tout en restant confortable grâce à une matière permettant une bonne régulation de la température.



Performance et Confort

L'ensemble de nos casaques de chirurgie présentent toutes les caractéristiques nécessaires, pour offrir le meilleur du confort et une grande facilité d'utilisation. Les nouvelles matières avec une très bonne respirabilité permettent aux opérateurs de rester au sec même lors d'interventions longues. Les manches collées offrent une très bonne résistance et confort.



Facilité d'utilisation

Toutes les casaques de chirurgie Medline présentent un code couleur. La couleur de l'étiquette et du carton de transfert définit la classification de la casaque selon la norme (violet pour la Performance Standard ou bleu pour la Haute Performance). La couleur du col permet d'identifier le type de casaque: standard, renforcée matière ou renforcée polyéthylène.



*La norme Européenne harmonisée EN13795 précise les exigences auxquelles doivent satisfaire tous les textiles opératoires qu'ils soient à usage unique ou réutilisables. Cette norme a pour but de prévenir la transmission d'agents infectieux entre le patient et le personnel soignant au cours des interventions chirurgicales.
**AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation. La norme AAMI PB70 est la norme de référence Américaine, qui établit un système de classification des casaques et des champs opératoires en fonction de leur performance de protection contre les fluides. Elle spécifie les exigences à respecter en matière d'étiquetage et les méthodes de test associées à chacun des critères d'évaluation.

OPS™ UltraGard

Une casaque efficace et économique

- Matière SMMMS souple (35 g/m²) naturellement déperlante.
- Confortable et respirante.
- Casaques disponibles en versions standard et polyrenforcée.

Référence	Description	Qté/carton
E3505CEA	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm	36
E3506CEA / E3506DCE*	Casaque chirurgicale, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA / E3545DCE*	Casaque chirurgicale, XL, 130cm	36/48*
FE3545CE	Casaque chirurgicale, XL, 140cm	32
E3516CEA / E3516DCE*	Casaque chirurgicale, XLL, 150cm	32/42*
E3585CEA / E3585DCE*	Casaque chirurgicale, 2XLL, 160cm	20/42*
E3500CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115cm	32
E3510CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120cm	32
E3540CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140cm	28
E3513CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150cm	24
E3581CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 160cm	20

* Cet article est également disponible conditionné en boîtes distributrices.



- Les casaques standards et polyrenforcées de la gamme UltraGard sont également disponibles conditionnées en simple emballage et sans essuie-mains. Ce concept innovant permet de réduire le temps de préparation de la salle opératoire tout en optimisant le budget consacré aux casaques.

Référence	Description	Qté/carton
E3606CE	Casaque chirurgicale, L, 120cm, Direct, ST	40
E3645CE	Casaque chirurgicale, XL, 130cm, Direct, ST	40
E3616CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150cm, Direct, ST	36
E3640CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140cm, Direct, ST	32
E3613CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150cm, Direct, ST	28
E3681CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 160 cm, Direct, ST	24



OPS™ Essential

La protection adaptée

- Matière SMMMS souple (35 g/m²) avec un traitement déperlant additionnel anti-alcoolique.
- Confortable - matière souple et respirante.
- Les casques polyrenforcés Essential répondent aux exigences des normes EN14605 et EN14126 relatives aux Équipements de Protection Individuelle.

Référence	Description	Qté/carton
S3505CEC	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Casaque chirurgicale, L, 120 cm	36
S3545CEC	Casaque chirurgicale, XL, 130cm	36
FS3545CEA	Casaque chirurgicale, XL, 140cm	32
S3507CEC	Casaque chirurgicale, XL, 140cm, passe-pouces	32
S3516CEC	Casaque chirurgicale, XLL, 150cm	32
S3585CEC	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170cm	32
S3504CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, S/M, 115cm	32
S3508CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, L, 120cm	28
S3509CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130cm	28
S3512CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150cm	28
S3511CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, 2XLL, 170cm	24
S3500CEC / S3500P**	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115cm	32
S3510CEC / S3510P**	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120cm	32
S3540CEC / S3540P**	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140cm	28
S3513CEB / S3513P**	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150cm	24
S3581CEB / S3581P**	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170cm	20



**Conforme à la norme EN14605 et EN14126 relatives aux Équipements de Protection Individuelle Catégorie III.

- Les casques standards et matière renforcée de la gamme UltraGard sont également disponibles conditionnées en simple emballage et sans essuie-mains.

Référence	Description	Qté/carton
S3606CE	Casaque chirurgicale, L, 120cm, Direct	40
S3645CE	Casaque chirurgicale, XL, 130cm, Direct	40
S3616CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150cm, Direct	36
S3685CE	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170cm, Direct	32
S3609CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130cm, Direct	30
S3612CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150cm, Direct	28
S3611CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, 2XLL, 170cm, Direct	24



OPS™ Advanced

Le meilleur du confort et de la protection

- Matière SMMMS (41 g/m²) avec finition "soft" offrant une grande souplesse.
- Respirant - transfert rapide de la chaleur assurant fraîcheur et confort.
- Disponibles en versions standard, renforcée matière et polyrenforcée.
- Excellente protection - une très haute résistance aux fluides.
- Options avec manches raglans - offrant de l'aisance aux mouvements.

Référence	Description	Qté/carton
OP9505CE	Casaque chirurgicale, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Casaque chirurgicale, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Casaque chirurgicale, XL, 140cm	32
OP9516CEB	Casaque chirurgicale, XLL, 150cm	32
OP39516CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150cm, manches raglain	24
OP9575CE	Casaque chirurgicale, XXL, 150cm	24
OP9585CE	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170cm	20
OP9590CE	Casaque chirurgicale, 3XL, 135cm	24
OP9508CEA / OP9508DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, L, 130cm	24/40*
OP9809CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130cm, mask & passe-pouces	28
OP9509CEA / OP9509DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 140cm	28/36*
OP9512CE / OP9512DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150cm	24/32*
OP39512CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150cm, manches raglain	20
OP9812CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150cm, mask & passe-pouces	24
OP9583CE / OP9583DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, 2XLL, 170cm	20/28*
OP9500CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 120cm	28
OP9510CE / OP9510DCE*	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 130cm	28/40*
OP9540CE / OP9540DCE*	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140cm	24/36*
OP9513CE / OP9513DCE*	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150cm	20/36*
OP9581CE / OP9581DCE*	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170cm	20/32*



* Cet article est également disponible conditionné par boîtes distributrices.

OPS™ Ultimate

Une casaque haute protection imperméable et respirante

- Respirant - transfert rapide de la chaleur assurant fraîcheur et confort.
- Matière SMMMS de grammage élevé (41 g/m²) pour une protection améliorée.
- Disponible avec manches raglans - offrant de l'aisance aux mouvements.

Référence	Description	Qté/carton
LW89045CEB	Casaque chirurgicale imperméable et respirante, XL, 130cm	20
LW32474CEB	Casaque chirurgicale imperméable et respirante, XLL, 150cm, manches raglain	20
LW39079CEB	Casaque chirurgicale imperméable et respirante, 2XLL, 150cm, manches raglain	20



- Également disponibles, les casaques spéciales chimiothérapie: fabriquées à partir d'une matière testée contre les produits de chimiothérapie et cytotoxiques.

Référence	Description	Qté/carton
DYNJPE2301P	Casaque de chirurgie imperméable, Prevention Plus, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Casaque de chirurgie imperméable, Prevention Plus, XL, 142 cm	24

*La norme Européenne harmonisée EN13795 précise les exigences auxquelles doivent satisfaire tous les textiles opératoires qu'ils soient à usage unique ou réutilisables. Cette norme a pour but de prévenir la transmission d'agents infectieux entre le patient et le personnel soignant au cours des interventions chirurgicales.
 **AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation. La norme AAMI PB70 est la norme de référence Américaine, qui établit un système de classification des casaques et des champs opératoires en fonction de leur performance de protection contre les fluides. Elle spécifie les exigences à respecter en matière d'étiquetage et les méthodes de test associées à chacun des critères d'évaluation.

Eclipse®

Une casaque confortable

- Excellent confort et respirabilité.
- Matière spunlace (68 g/m²) à l'apparence proche du textile.
- Une protection adaptée.

Référence	Description	Qté/carton
9505CEA	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm	28
9506CEA / 9506DCE*	Casaque chirurgicale, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Casaque chirurgicale, L, 120 cm, manches raglan	26
9507CEA / 9507DCE*	Casaque chirurgicale, XL, 130cm	24/40*
9707CE	Casaque chirurgicale, XL, 130cm, passe-pouces	24
9516CEA / 9516DCE*	Casaque chirurgicale, XLL, 150cm	24/36*
9716CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150cm, passe-pouces	24
9575CEA / 9575DCE*	Casaque chirurgicale, XXL, 130cm	24/36*
9585CE / 9585DCE*	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170cm	24/32*
9508CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée, L, 120cm	24
9509CEA / 9509DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130cm	22/32*
9539CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130cm	7
9709CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130cm, passe-pouces	22
9809CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130cm, masques & passe-pouces	22
9571CEA / 9571DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XXL, 130cm	20/28*
9512CEA / 9512DCE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150cm	22/32*
9451CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150cm	11
9712CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150cm, passe-pouces	22
9812CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150cm, masques & passe-pouces	20
9581CEA / 9581DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, 2XLL, 170cm	19/28*
9000CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115cm	28
9010CEA / 9010DCE*	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120cm	28/32*
9040CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 130cm	24
9513CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150cm	24
9580CE / 9580DCE*	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170cm	20/28*

* Cet article est également disponible conditionné par boîtes distributrices.



Guide de sélection des casaques chirurgicales

Ce guide vous aidera à déterminer la casaque Medline à utiliser selon la nature de la procédure chirurgicale, le niveau d'exposition aux fluides et le confort requis.

Gamme	Eclipse			Ultragard™		Essential			Advanced			Ultimate
	S	RM	P	S	P	S	RM	P	S	RM	P	S
Standard/Renfort matière/Matière renforcée												
Ophthalmologie	✓			✓		✓			✓			
Trachéostomie	✓			✓		✓			✓			
Chirurgie de l'oreille	✓			✓		✓			✓			
Implant cochléaire	✓			✓		✓			✓			
Chirurgie de la bouche	✓			✓		✓			✓			
Amygdalectomie	✓			✓		✓			✓			
Chirurgie du nez	✓			✓		✓			✓			
Varices	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Proctologie	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Obstétrique		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Maxillo Facial	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Endo Abdominal	✓			✓		✓			✓			
Endocrine	✓			✓		✓			✓			
Pacemakers	✓			✓		✓			✓			
Orthopédie générale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chirurgie mammaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Chirurgie esthétique		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Angiographie/Angioplastie	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Gynécologie	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Chirurgie vicérale/générale		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Urologie		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chirurgie de la hanche		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Chirurgie Rénale/Vésicale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Chirurgie du genou		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Chirurgie Thoracique		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Chirurgie Cardiovasculaire		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Neurochirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Chirurgie de la colonne		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

Procédures chirurgicales

Pour plus d'informations sur notre gamme de produits, veuillez contacter votre responsable commercial ou visiter notre site www.medline.eu/fr



ALWAYS ON.

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

Ces produits sont des Dispositifs Médicaux de Classe I stériles.
Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans cette brochure.
©2018 Medline Industries, Inc. Tous droits réservés. Medline est une marque déposée de Medline Industries, inc
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML281-FR 08/LS 04/2018.



Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

CE 0086 (BSI)