



distribuert av

MEDI PLAST

**DESIGNET, TESTET OG BRUKT
AV PROFESJONELLE.**

Operasjonsfrakker

Ytelse, variasjon og kvalitet

Medline Operasjonsfrakker

Ytelse, variasjon og kvalitet

Et omfattende valg


Vi tilbyr fem forskjellige stoffvarianter for å tilfredsstille alle behov i operasjonssalen, hver av disse med sin egen stil og forsterkning, for å tilby leger den operasjonsfrakken de foretrekker.

Pålitelig beskyttelse

Medlines frakkstoffer gir god beskyttelse. Hver frakk er lateksfri og både møter og overgår minimale krav til ytelse ifølge EN 13795-standarden. Brukeren får den beskyttelsen de trenger og den komforten de fortjener, med materialene til Essential og Advanced, som er vannavstøtende og alkoholbestandig. Den unike Ultimate operasjonsfrakken gir ugjennomtrengelig beskyttelse over hele kroppen med eksepsjonell pusteevne.



Høy ytelse med stor komfort

Alle operasjonsfrakkene våre har forskjellige egenskaper med fokus på komfort og brukervennlighet for personalet i operasjonssalen. Høyteknologiske stoffer med god pusteevne holder brukeren komfortabel og tørr, selv under lange prosedyrer. Frakkene har ermer med limt søm, som gjør den mer slitesterk og komfortabel.



Enkel å bruke

Alle Medlines operasjonsfrakker har brukervennlige fargekoder. Produktetiketter og indikasjonsskilt er lilla for standard ytelse, eller blå for høy ytelse, for enklere valg av frakk. Vi har tre forskjellige kragefarger som gjør det enkelt å identifisere frakktypen: standard, tekstilforsterket eller polyforsterket.



*EN 13795 er den europeiske harmoniserte standarden som spesifiserer krav for bekledning til engangs- og flergangsbruk (f.eks. operasjonsfrakker og draperinger) for pasienter, leger/sykepleiere og utstyr, som er utviklet for å forhindre overføring av smittsomme partikler mellom pasienter og leger under operasjonsprosedyrer.

OPS™ UltraGard

Effektiv frakk, gunstig pris

- Lett SMMMS-materiale (35 gsm) med naturlig væskeavstøtende beskyttelse
- Komfortabel med god pusteevne
- Frakk tilgjengelig i standard og polyforsterket beskyttende materiale

Art.nr.	Beskrivelse	Stk./eske
E3505CEA	Operasjonsfrakk, S/M, 115 cm	36
E3506CEA/E3506DCE*	Operasjonsfrakk, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	Operasjonsfrakk, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	Operasjonsfrakk, XL, 140 cm	32
E3516CEA/E3516DCE*	Operasjonsfrakk, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	Operasjonsfrakk, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	Operasjonsfrakk, polyforsterket, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Operasjonsfrakk, polyforsterket, L, 120 cm	32
E3540CEA	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XL, 140 cm	28
E3513CE	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Operasjonsfrakk, polyforsterket, 2XLL, 160 cm	20

*Disse frakkene er også tilgjengelig i dispenserenser.



UltraGard frakker er også tilgjengelig i en enkeltlagvariant uten omslag og håndklær. Denne konfigurasjonen bidrar med å forbedre effektiviteten ved å redusere forberedelsestiden, og også med å redusere budsjettet for frakker.

Art.nr.	Beskrivelse	Stk./eske
E3606CE	Operasjonsfrakk, L, 120 cm, Direkte, ST	40
E3645CE	Operasjonsfrakk, XL, 130 cm, Direkte, ST	40
E3616CE	Operasjonsfrakk, XLL, 150 cm, Direkte, ST	36
E3640CE	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XL, 140 cm, Direkte, ST	32
E3613CE	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XLL, 150 cm, Direkte, ST	28
E3681CE	Operasjonsfrakk, polyforsterket, 2XLL, 160 cm, Direkte, ST	24



OPS™ Essential

Forbedret beskyttelse

- Lett SMMMS-materiale (35 g/m²) med tilleggsbehandling for ekstra avstøtende egenskaper
- Komfortabel – former seg etter kroppen med eksepsjonell pusteevne
- Polyforsterkede Essential-frakker retter seg etter standardene EN 13795, EN 14605 og EN 14126.

Art.nr.	Beskrivelse	Stk./eske
S3505CEC	Operasjonsfrakk, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Operasjonsfrakk, L, 120 cm	36
S3545CEC	Operasjonsfrakk, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Operasjonsfrakk, XL, 140 cm	32
S3507CEC	Operasjonsfrakk, XL, 140 cm, tommelhull	32
S3516CEC	Operasjonsfrakk, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Operasjonsfrakk, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, L, 120 cm	28
S3509CEC	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC/S3500P*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, S/M, 115 cm	32
S3510CEC/S3510P*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, L, 120 cm	32
S3540CEC/S3540P*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XL, 140 cm	28
S3513CEB/S3513P*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XLL, 150 cm	24
S3581CEB/S3581P*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, 2XLL, 170 cm	20



*Retter seg etter EN14605 og EN14126, personlig beskyttelsesutstyr, kategori III.

Essential-frakkene er også tilgjengelig enkeltlagspakning

Art.nr.	Beskrivelse	Stk./eske
S3606CE	Operasjonsfrakk, L, 120 cm, Direkte	40
S3645CE	Operasjonsfrakk, XL, 130 cm, Direkte	40
S3616CE	Operasjonsfrakk, XLL, 150 cm, Direkte	36
S3685CE	Operasjonsfrakk, 2XLL, 170 cm, Direkte	32
S3609CE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XL, 130 cm, Direkte	30
S3612CE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XLL, 150 cm, Direkte	28
S3611CE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, 2XLL, 170 cm, Direkte	24



OPS™ Advanced

Ingen kompromiss mellom komfort og beskyttelse

- Pustende – transporterer varme rask bort og holder brukeren avkjølt og komfortabel
- Myk SMMMS (41 g/m²) for bedre beskyttelse og komfort
- Ytelse med høy barriere
- Valgfritt raglansnitt – føles romsligere og gir mer bevegelsesfrihet.

Art.nr.	Beskrivelse	Stk./eske
OP9505CE	Operasjonsfrakk, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Operasjonsfrakk, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Operasjonsfrakk, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Operasjonsfrakk, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Operasjonsfrakk, XLL, 150 cm, raglanermer	24
OP9575CE	Operasjonsfrakk, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Operasjonsfrakk, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Operasjonsfrakk, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, L, 130 cm	24/40*
OP9809CE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XL, 130 cm, maske- og tommelhull	28
OP9509CEA/OP9509DCE*	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XL, 140 cm	28/36*
OP9512CE/OP9512DCE*	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XLL, 150 cm, raglanermer	20
OP9812CE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XLL, 150 cm, maske- og tommelhull	24
OP9583CE/OP9583DCE*	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	Operasjonsfrakk, polyforsterket, S/M, 120 cm	28
OP9510CE/OP9510DCE*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE/OP9540DCE*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE/OP9513DCE*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XLL, 150 cm	20/36*
OP9581CE/OP9581DCE*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, 2XLL, 170 cm	20/32*



*Disse frakkene er også tilgjengelig i dispenserkesker.

OPS™ Ultimate

Den intelligente frakken med pustende hinne teknologi

- Høy ytelse over hele frakken og fullstendig ugjennomtrengelig for blodoverførbare patogener (AAMI** PB70, ASTM F1671-testet, EN13795)
- Frakken er laget av materiale med trippellag på 60 g/m²
- Sval med god pusteevne – reagerer når kroppsvarmen øker ved å transportere ut damp fra svette
- Anbefalt for alle prosedyrer hvor god pusteevne og beskyttelse for hele kroppen er nødvendig, som lange hjerteoperasjoner, ortopediske prosedyrer, transplantasjoner o.l.

Art.nr.	Beskrivelse	Stk./eske
LW89045CEB	Pustende, ugjennomtrengelig operasjonsfrakk, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Pustende, ugjennomtrengelig operasjonsfrakk, XLL, 150 cm, raglanermer	20
LW39079CEB	Pustende, ugjennomtrengelig operasjonsfrakk, 2XLL, 150 cm, raglanermer	20



Vi kan også tilby operasjonsfrakker med spesialmateriale testet mot kjemoterapi- eller cytotoksiske medikamenter

Art.nr.	Beskrivelse	Stk./eske
DYNJPE2301P	Ugjennomtrengelig operasjonsfrakk, Prevention Plus, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Ugjennomtrengelig operasjonsfrakk, Prevention Plus, XL, 142 cm	24

*AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation (Forening for utvikling av medisinske instrumenter). AAMI PB70 er USAs referansestandard for etablering av et klassifiseringssystem for beskyttende klær og draperinger basert på væskeblokkering, og spesifiserer relaterte etikettkrav og standardiserte testmetoder.

Eclipse®

En myk og komfortabel frakk

- Enestående komfort og pusteevne
- Spunlace (68 gsm) med tekstillignende utseende
- Egnet beskyttelse

Art.nr.	Beskrivelse	Stk./eske
9505CEA	Operasjonsfrakk, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Operasjonsfrakk, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Operasjonsfrakk, L, 120 cm, raglanermer	26
9507CEA/9507DCE*	Operasjonsfrakk, XL, 130 cm	24/40*
9707CE	Operasjonsfrakk, XL, 130 cm, tommelhull	24
9516CEA/9516DCE*	Operasjonsfrakk, XLL, 150 cm	24/36*
9716CE	Operasjonsfrakk, XLL, 150 cm, tommelhull	24
9575CEA/9575DCE*	Operasjonsfrakk, XXL, 130 cm	24/36*
9585CE/9585DCE*	Operasjonsfrakk, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XL, 130 cm	7
9709CE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XL, 130 cm, tommelhull	22
9809CE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XL, 130 cm, maske- og tommelhull	22
9571CEA/9571DCE*	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XXL, 130 cm	20/28*
9512CEA/9512DCE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XLL, 150 cm	11
9712CE	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XLL, 150 cm, tommelhull	22
9812CEA	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, XLL, 150 cm, maske- og tommelhull	20
9581CEA/9581DCE*	Operasjonsfrakk, tekstilforsterket, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Operasjonsfrakk, polyforsterket, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XL, 130 cm	24
9513CEA	Operasjonsfrakk, polyforsterket, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Operasjonsfrakk, polyforsterket, 2XLL, 170 cm	20/28*

*Disse frakkene er også tilgjengelig i dispenserer.



Guide for valg av operasjonsfrakker

Velg riktig frakk som oppfyller dine behov ved hver prosedyre. Basert på lengden og type prosedyre, væskemengde og komfortbehov

Serie	Eclipse			UltraGard™		Essential			Advanced			Ultimate	
	S	T	P	S	T	S	T	P	S	T	P	S	
Standard/tekstil/Polyforst.													
Oftalmologi	✓			✓		✓			✓				
Trakeostomi	✓			✓		✓			✓				
Øreoperasjon	✓			✓		✓			✓				
Cochleaimplantater	✓			✓		✓			✓				
Mund	✓			✓		✓			✓				
Tonsillektomi	✓			✓		✓			✓				
Nesekirurgi	✓			✓		✓			✓				
Åreknuter	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Proktologi	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Obstetrikk		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Maxillofacial	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Endoabdominal	✓			✓		✓			✓				
Endokrin	✓			✓		✓			✓				
Pacemakere	✓			✓		✓			✓				
Generell ortopedi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brystkirurgi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brannskader, Plastikkirurgi og Hudtransplantasjon		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Plastisk	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		
Gynekologisk	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Generelle abdominale kirurgi		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Urologi/urogenital kirurgi		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ortopedi Hofte		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Nyrer, binyrer og blære	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ortopedi, knær		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Thorax		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Kardiovaskulære prosedyrer		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Kranial		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Spinalkirurgi		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓

Diagnoserelaterte prosedyrer

Ønsker du mer informasjon om produktene våre kan du gå til www.mediplast.com eller ta kontakt med din lokale kontoadministratør

distribuert av



Mediplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
T 32 88 11 00
mediplast@mediplast.no
www.mediplast.com

Disse produktene er klassifisert med klasse I-sterilitet for medisinske enheter. Les bruksanvisningen og forholdsreglene som står på etikettene før bruk. Vi forbeholder oss rettigheten til å korrigere feil som kan oppstå i denne brosjyren. ©2018 Medline Industries, Inc. Medline er et registrert varemerke eid av Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML281-N007/Mediplast 10/2018.

Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

