

OP-Mäntel

Leistung, Qualität und Vielfalt



**Entwickelt,
getestet und
verwendet von
Fachkräften im
OP-Saal**



Medline OP-Mäntel

Leistung, Qualität und Vielfalt


Große Auswahl

Um den Anforderungen im Operationssaal gerecht zu werden, bieten wir fünf verschiedene Materialoptionen für OP-Mäntel an. Diese jeweils in unterschiedlichen Größen, Designs und Verstärkungen.

Zuverlässiger Schutz

Die Materialien der OP-Mäntel von Medline bieten hohen Schutz. Jeder OP-Mantel ist latexfrei und erfüllt oder übertrifft die Mindestanforderungen an die Leistung gemäß der Norm EN 13795-1.* Die Essential- und Advanced-Materialien verfügen über eine hohe Flüssigkeitsdichte. Die zusätzliche alkoholabweisende Beschichtung bietet Patienten und Anwendern den notwendigen Schutz. Der einzigartige Ultimate OP-Mantel bietet über seine gesamte Fläche eine komplette Flüssigkeitsundurchlässigkeit und ist dabei sehr atmungsaktiv.


*EN 13795-1 ist die europäische Norm, die die Anforderungen an OP-Abdeckungen und OP-Mäntel für den Einmal- und Mehrweggebrauch vorgibt, die als Medizinprodukte bei Patienten, klinischem Personal und Geräten verwendet werden, um die Übertragung infektiöser Substanzen während chirurgischer Eingriffe zu verhindern.



Hohe Leistung und viel Komfort

Alle unsere OP-Mäntel bieten Ihrem OP-Personal einen hervorragenden Komfort und eine einfache Handhabung. Die modernen atmungsaktiven Materialien bieten auch während langandauernden Eingriffen einen hohen Tragekomfort. Die OP-Mäntel verfügen über geklebte Ärmelnähte, die für eine höhere Festigkeit und mehr Komfort sorgen.

Durchschnittliche Zugfestigkeit der Ärmelnähte (N)





Einfache Anwendung

Alle OP-Mäntel von Medline haben eine Farbcodierung zur intuitiven, problemlosen, eingriffsbezogenen Produktauswahl. Violette Produktetiketten und Transferkarten stehen für Standardleistung, blaue stehen für hohe Leistung. Zusätzlich erleichtern die drei unterschiedlichen Kragenfarben die sofortige Zuordnung der Performanceleistung – Standard, Materialverstärkt oder PE- verstärkt.

Violetter Kragen:
Standard
OP-Mantel

Weißer Kragen:
Materialverstärkter
OP-Mantel

Blauer Kragen:
PE-verstärkter
OP-Mantel



Sicherheit geht vor

Das Standardsortiment der Medline OP-Mäntel besteht aus fusselarmem SMS-Material mit geringem Memory-Effekt, wodurch das Kontaminationsrisiko sinkt.



OPS™ UltraGard

Ein hochwertiger OP-Mantel zum günstigen Preis

- Leichtes, flüssigkeitsabweisendes SMMMS-Material (35 g/m²)
- Bequem und atmungsaktiv
- Verfügbar als Standard, Materialverstärkt, oder PE-verstärkt

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
E3505CEA	OP-Mantel, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	OP-Mantel, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	OP-Mantel, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
E3516CEA	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	OP-Mantel, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32
E3540CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28
E3513CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
E3581CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 160 cm	20

*auch in Spenderboxen erhältlich.



OPS™ Essential

Mit verbessertem Schutz

- Leichtes SMMMS-Material (35 g/m²) mit extra alkoholabweisender Beschichtung
- Bequeme Passform und hohe Atmungsaktivität
- Die PE-verstärkten Essential OP-Mäntel entsprechen den Normen EN 13795-1, EN 14605 und EN 14126

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
S3505CEC	OP-Mantel, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	OP-Mantel, L, 120 cm	36
S3545CEC	OP-Mantel, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
S3516CEC	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 120 cm	28
S3509CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	28
S3512CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32
S3540CEC	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28
S3513CEB	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 3XLL, 170 cm	20



OPS™ Essential OP-Mäntel sind auch mit Daumenschlaufen und/oder Masken erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
S3507CEC	OP-Mantel, XL, 140 cm, mit Daumenschlaufen	32
S3740CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, mit Daumenschlaufen	28
S3713CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, mit Daumenschlaufen	24
S3840CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	28
S3813CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	24
S3881CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	20

OPS™ Advanced

Keine Kompromisse bei Schutz und Komfort

- Atmungsaktiv und schnelle Wärmeableitung, um Transpiration zu vermeiden und das Wohlbefinden zu steigern
- Höheres Grundgewicht, weiches SMMMS-Material (41 g/m²) für mehr Schutz und Komfort
- Hohe Barriereleistung
- Mit optionalem Raglan-Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
OP9505CE	OP-Mantel, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	OP-Mantel, L, 130 cm	32
OP9507CEA	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, mit Raglan-Schnitt	24
OP9575CE	OP-Mantel, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	OP-Mantel, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 130 cm	24/40*
OP9509CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 140 cm	28
OP9512CE/OP9512DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Raglan- Schnitt	20
OP9583CE/OP9583DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20

* auch in Spenderboxen erhältlich.



OPS™ Advanced OP-Mäntel sind auch mit Daumenschlaufen und/oder Masken erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
OP9809CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Maske und Daumenrschlaufen	28
OP9812CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske und Daumenrschlaufen	24

Eclipse

Ein weicher und bequemer OP-Mantel

- Außergewöhnlicher Komfort und Atmungsaktivität
- Spunlace-Material (68 g/m²) mit textilähnlichem Aussehen
- Geeigneter Schutz

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
9505CEA	OP-Mantel, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	OP-Mantel, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	OP-Mantel, L, 120 cm, mit Raglan- Schnitt	26
9507CEA/9507DCE*	OP-Mantel, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	OP-Mantel, XLL, 150 cm	24/36*
9575CEA	OP-Mantel, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	7
9571CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XXL, 130 cm	20
9512CEA/9512DCE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 130 cm	24
9513CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20/28*

* auch in Spenderboxen erhältlich



Eclipse OP-Mäntel sind auch mit Daumenschlaufen und/oder Masken erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
9707CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, mit Daumenschlaufen	24
9716CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, mit Daumenschlaufen	24
9709CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Daumenschlaufen	22
9809CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	22
9712CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, Daumenschlaufen	22
9812CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	20

OPS™ Ultimate

Der intelligente OP-Mantel mit atmungsaktiver Membrantechnologie

- Hohe Leistung über die gesamte Mantelfläche (entspricht EN 13795-1)
- Hergestellt aus Trilaminat Material (60 g/m²)
- Atmungsaktiv und kühl
- Empfohlen für Eingriffe, bei denen atmungsaktiver Schutz für den gesamten Körper erforderlich ist, etwa bei langen kardiologischen, orthopädischen oder transplantationsmedizinischen Eingriffen

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
LW89045CEB	OP-Mantel, atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	OP-Mantel, atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig, XLL, 150 cm, mit Raglan-Schnitt	20
LW39079CEB	OP-Mantel, atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig, 2XLL, 150 cm, mit Raglan-Schnitt	20



Urologische OP-Mäntel

Optimierter Schnitt, ideal für urologische Eingriffe

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
DYNJPE2304	OP-Mantel, undurchlässig, Größe, mit Schulterfalte, XL	30
DYNJPE2305	OP-Mantel, undurchlässig, Größe, mit Schulterfalte, XXL	30



Doppelter Schutz

Erhöhte Schutzwirkung vor Viren und Chemikalien

Mehr Sicherheit und Schutz für klinische Mitarbeiter. Unser Sortiment beinhaltet zwei Produktreihen mit OP-Mänteln, die zusätzlich gegen das Eindringen von Chemikalien und infektiösen Substanzen getestet wurden. Diese OP-Mäntel sind als Medizinprodukt der Klasse I und als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III klassifiziert.



OPS™ Essential

Die doppelt zertifizierten Essential OP-Mäntel entsprechen den Normen EN 14605 und EN 14126.

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
S3500P	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32
S3510P	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32
S3540P	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28
S3513P	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
S3581P	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20

Entspricht EN 14605 und EN 14126 über persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III

Prevention™ Plus

Bietet dem Träger hohen Schutz vor Flüssigkeiten und Zytostatika (Chemotherapie). Das innovatives Design aus atmungsaktiven und undurchlässigem Trilaminat Material, schützt das klinische Personal auch während der HIPEC (Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie).

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
DYNJPE2301P	OP-Mantel, undurchlässig L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	OP-Mantel, undurchlässig, XL, 142 cm	24

Prevention Plus Mäntel entsprechen der Norm EN 14605 und der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.



'Peel-and-Go'-Lösung

Neben der Vereinfachung der Verpackung für das Personal und dem Wegfall von teuren, nicht benötigten Umverpackungen und Handtüchern, reduziert die "Peel-and-Go"-Verpackung den Abfall Ihres Krankenhauses. Dank des einfachen, aufziehbaren Sterilisationsbeutels ist 'Peel-and-Go' die effiziente, wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung für Ihre Einrichtung.

OPS™ Ultragard OP-Mäntel in einfacher Verpackung sind als Standard und PE-verstärkt erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
E3606CE	OP-Mantel, L, 120 cm, direkt	40
E3645CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, direkt	40
E3616CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, direkt	36
E3640CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, direkt	32
E3613CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, direkt	28
E3681CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 160 cm, direkt	24



OPS™ Essential OP-Mäntel in einfacher Verpackung sind als Standard und materialverstärkt erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
S3606CE	OP-Mantel, L, 120 cm, direkt	40
S3645CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, direkt	40
S3616CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, direkt	36
S3685CE	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm, direkt	32
S3609CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, direkt	30
S3612CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, direkt	28
S3611CE	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm, direkt	24



Auswahlhilfe für OP-Mäntel

Wählen Sie für jeden Eingriff den am besten geeigneten Mantel aus und berücksichtigen Sie dabei Art und Dauer des Eingriffs, auftretende Flüssigkeitsmengen und benötigter Komfort.

	Produktreihe Standard/materialverstärkt/ PE-verstärkt	Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate
		S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S
Chirurgische Eingriffe	Ophthalmologie	✓			✓		✓			✓			
	Tracheostomie	✓			✓		✓			✓			
	Ohr Operation	✓			✓		✓			✓			
	Cochlea-Implantate	✓			✓		✓			✓			
	Mund	✓			✓		✓			✓			
	Tonsillektomie	✓			✓		✓			✓			
	Nasen Operation	✓			✓		✓			✓			
	Varizen	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Proktologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Geburtshilfe		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Abdominalchirurgie	✓			✓		✓			✓			
	Endokrine Chirurgie	✓			✓		✓			✓			
	Schrittmacher	✓			✓		✓			✓			
	Allgemeine Orthopädie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Brustoperationen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verbrennungen, plastisch und Transplantate		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Angiographie/Corographie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
	Gynäkologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Allgemeine abdominale Eingriffe		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Urologie		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Orthopädie Hüfte		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Niere, Nebenniere und Blase	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orthopädie, Knie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Thoraxchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Kardiovaskuläre OPs		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Neurochirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Spinal-OPs		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden, oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com


FOLLOW US  

Diese Produkte sind sterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal entwickelt wurden. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML281_DE 08/2021

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI)