

OP-Mäntel

Leistung, Qualität und Vielfalt



**Entwickelt,
getestet und
verwendet von
OP-Fachkräften**

Medline OP-Mäntel

Leistung, Qualität und Vielfalt


Große Auswahl

Um den Anforderungen im Operationssaal gerecht zu werden, bieten wir fünf verschiedene Materialoptionen für OP-Mäntel an. Diese jeweils in unterschiedlichen Größen, Designs und Verstärkungen.

Zuverlässiger Schutz

Die Materialien der OP-Mäntel von Medline bieten hohen Schutz. Jeder OP-Mantel ist latexfrei und erfüllt oder übertrifft die Mindestanforderungen an die Leistung gemäß der Norm EN 13795-1.* Die Essential- und Advanced Materialien verfügen über eine hohe Flüssigkeitsdichte. Eine zusätzliche flüssigkeitsabweisende Beschichtung bietet Patienten und Anwendern den notwendigen Schutz. Der einzigartige Ultimate OP-Mantel bietet über seine gesamte Fläche eine komplette Flüssigkeitsundurchlässigkeit und ist dabei sehr atmungsaktiv.


*EN 13795-1 ist die europäische Norm, die die Anforderungen an OP-Abdeckungen und OP-Mäntel für den Einmal- und Mehrweggebrauch vorgibt, die als Medizinprodukte bei Patienten, klinischem Personal und Geräten verwendet werden, um die Übertragung infektiöser Substanzen während chirurgischer Eingriffe zu verhindern.



Hohe Leistung mit viel Komfort

Alle Medline OP-Mäntel bieten Ihrem OP-Personal einen hervorragenden Komfort und eine einfache Handhabung. Die modernen atmungsaktiven Materialien bieten auch während langandauernden Eingriffen einen hohen Tragekomfort. Die OP-Mäntel verfügen über geklebte Ärmelnähte, die für eine hohe Festigkeit und Komfort sorgen.

Durchschnittliche Zugfestigkeit der Ärmelnähte (N)





Einfache Anwendung

Alle OP-Mäntel von Medline haben eine Farbcodierung zur intuitiven, problemlosen, eingriffsbezogenen Produktauswahl. Violette Produktetiketten und Transferkarten stehen für Standardleistung, blaue stehen für hohe Leistung. Zusätzlich erleichtern die drei unterschiedlichen Kragenfarben die sofortige Zuordnung der Performanceleistung – Standard, Materialverstärkt oder PE-verstärkt.

Violetter Kragen:
Standard
OP-Mantel

Weißer Kragen:
Materialverstärkter
OP-Mantel

Blauer Kragen:
PE-verstärkter
OP-Mantel



Sicherheit geht vor

Das Standardsortiment der Medline OP-Mäntel besteht aus fusselfreiem SMS-Material mit geringem Memory-Effekt, wodurch das Kontaminationsrisiko sinkt.



Organisation im Operationssaal

Praktische Spenderlösung für OP-Mäntel

Sie benötigen eine OP-Organisation in Ihrer Einrichtung, möchten aber nicht auf Einweg-Pappspender zurückgreifen? Für weniger Abfallaufkommen ohne Beeinträchtigung Ihres Systems können Sie Ihren Medline OP-Mantelbestand mit unserer wiederverwendbaren Spenderlösung kombinieren. Diese Spender mit transparenten Fronten, die einen Überblick über die verbleibenden Bestände geben, können leicht nachgefüllt werden, wobei das FIFO-Prinzip (first in, first out) eingehalten wird.



OPS™ UltraGard

Ein hochwertiger OP-Mantel zum wirtschaftlichen Preis

- Leichtes, flüssigkeitsabweisendes SMS-Material (35 g/m²)
- Bequem und atmungsaktiv
- Verfügbar als Standard oder PE-verstärkt

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
E3505CEA	OP-Mantel, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	OP-Mantel, L, 120 cm	36
E3545CEA	OP-Mantel, XL, 130 cm	36
FE3545CE	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
E3516CEA	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32
E3585CEA	OP-Mantel, 2XLL, 160 cm	32
E3500CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32
E3540CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28
E3513CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
E3581CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 160 cm	20



OPS™ Essential

Mit verbessertem Schutz

- Leichtes SMS-Material (35 g/m²) mit extra flüssigkeitsabweisender Beschichtung
- Bequeme Passform und hohe Atmungsaktivität
- Verfügbar als Standard, materialverstärkt oder PE-verstärkt

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
S3505CEC	OP-Mantel, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	OP-Mantel, L, 120 cm	36
S3545CEC	OP-Mantel, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
S3516CEC	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 120 cm	28
S3509CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	28
S3512CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32
S3540CEC	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28
S3513CEB	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 3XL, 170 cm	20



OPS™ Essential OP-Mäntel sind auch mit Daumenschlaufen und/oder Masken erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
S3507CEC	OP-Mantel, XL, 140 cm, mit Daumenschlaufen	32
S3740CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, mit Daumenschlaufen	28
S3713CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, mit Daumenschlaufen	24
S3840CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	28
S3813CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	24
S3881CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	20

OPS™ Advanced

Ohne Kompromisse bei Schutz und Komfort

- Höheres Grundgewicht, SMS-Material (41 g/m²) für mehr Schutz
- Atmungsaktives Material mit zusätzlichem Soft-Finish für den höchsten Komfort
- Verfügbar als Standard, materialverstärkt oder PE-verstärkt
- Mit optionalem Raglan-Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
OP9505CE	OP-Mantel, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	OP-Mantel, L, 130 cm	32
OP9507CEA	OP-Mantel, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	OP-Mantel, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, mit Raglan-Schnitt	24
OP9575CE	OP-Mantel, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	OP-Mantel, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 130 cm	24
OP9509CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 140 cm	28
OP9512CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	24
OP39512CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Raglan-Schnitt	20
OP9583CE	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	20
OP9500CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 130 cm	28
OP9540CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	24
OP9513CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20



OPS™ Advanced OP-Mäntel sind auch mit Daumenschlaufen und/oder Masken erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
OP9809CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	28
OP9812CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	24

Eclipse

Ein weicher und bequemer OP-Mantel

- Optimaler Komfort und Atmungsaktivität
- Hohe Reißfestigkeit
- Spunlace-Material mit textilähnlicher Optik und Haptik
- Verfügbar als Standard, materialverstärkt oder PE-verstärkt

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
9505CEA	OP-Mantel, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	OP-Mantel, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	OP-Mantel, L, 120 cm, mit Raglan- Schnitt	26
9507CEA/9507DCE*	OP-Mantel, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	OP-Mantel, XLL, 150 cm	24/36*
9575CEA	OP-Mantel, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	OP-Mantel, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, 3-er Pack	7
9571CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XXL, 130 cm	20
9512CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm	22
9451CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, 3-er Pack	11
9581CEA/9581DCE*	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	28
9010CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	28
9040CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 130 cm	24
9513CEA	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20/28*

* auch in Spenderboxen erhältlich



Eclipse OP-Mäntel sind auch mit Daumenschlaufen und/oder Masken erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
9707CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, mit Daumenschlaufen	24
9716CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, mit Daumenschlaufen	24
9709CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Daumenschlaufen	22
9712CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, Daumenschlaufen	22
9809CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	22
9812CEA	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, mit Maske und Daumenschlaufen	20

OPS™ Ultimate

Der intelligente OP-Mantel mit atmungsaktiver Membrantechnologie

- Hohe Leistung (HP) des gesamten OP-Mantels
- Hergestellt aus Trilaminat-Material (60 g/m²)
- Atmungsaktives, mikroporöses Material
- Empfohlen für Eingriffe, bei denen undurchlässiger Schutz für den gesamten Körper erforderlich ist, etwa bei langen kardiologischen, orthopädischen oder transplantationsmedizinischen Eingriffen

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
UL89045CE	OP-Mantel, atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig, XL, 130 cm	20
UL32474CE	OP-Mantel, atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig, XLL, 150 cm, mit Raglan-Schnitt	20
UL39079CE	OP-Mantel, atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig, 2XLL, 150 cm, mit Raglan-Schnitt	20



OP-Mäntel für die Urologie

Optimierter Schutz, ideal für flüssigkeitsintensive urologische Eingriffe im Sitzen

Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
DYNJPE2304	OP-Mantel, undurchlässig, mit Schulterfalte, L, 114 cm	30
DYNJPE2305	OP-Mantel, undurchlässig, mit Schulterfalte, XL, 142 cm	30



Doppelter Schutz



Erhöhte Schutzwirkung vor Viren und Chemikalien

Mehr Sicherheit und Schutz für klinische Mitarbeiter. Unser Sortiment beinhaltet zwei Produktreihen mit OP-Mänteln, die ausführlich gegen das Eindringen von Chemikalien und infektiösen Substanzen getestet wurden. Diese Produkte sind als Medizinprodukt der Klasse I (MDD) und als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III (PSA) gemäß EN14605 und EN14126 klassifiziert.

OPS™ Essential

Die zweifach zertifizierten Essential OP-Mäntel bieten Schutz gegen Chemikalien und infektiöse Erreger im verstärkten Bereich. Eine vollständige Liste der Testergebnisse finden Sie in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen und technischen Datenblättern.



Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
S3500P	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm	32
S3510P	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm	32
S3540P	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm	28
S3513P	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm	24
S3581P	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm	20

Prevention™ Plus

Bietet hohen Schutz vor Flüssigkeiten und Zytostatika (Chemotherapeutika) unter dem gesamten OP-Mantel. Das innovative Design aus mikroporösem atmungsaktivem und undurchlässigem, vierlagigem Material schützt das klinische Personal auch während einer HIPEC (Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie)-Behandlung.



Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
DYNJPE2301P	OP-Mantel, undurchlässig, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	OP-Mantel, undurchlässig, XL, 142 cm	24

„Peel-and-Go“-Lösung

Medline bietet eine effiziente, wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung für den OP-Bedarf in Ihrer Einrichtung. Neben der Vereinfachung der Arbeitsabläufe für das Personal und dem Wegfallen nicht benötigter Umverpackungen und Handtücher, trägt die „Peel-and Go“-Verpackung der OP-Mäntel dazu bei, die Abfallmenge in Ihrer Einrichtung zu reduzieren und die damit verbundenen Kosten zu senken.

Darüber hinaus wird der Verpackungs- und Rohstoffverbrauch minimiert, was die Effizienz der Lieferkette steigert, das Abfallmanagement verbessert und vor allem negative Umweltauswirkungen einschränken kann. Der Ansatz stützt sich auf die Erkenntnisse unserer Produktlebenszyklusanalyse (LCA).

OPS™ Ultragard OP-Mäntel mit einer einfachen Verpackung ohne zusätzliche Umverpackung und Handtüchern sind in Standard- und PE-verstärkten Ausführungen erhältlich.



Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
E3605CE	OP-Mantel, S/M, 115 cm, direkt	40
E3606CE	OP-Mantel, L, 120 cm, direkt	40
E3645CE	OP-Mantel, XL, 130 cm, direkt	40
E3616CE	OP-Mantel, XLL, 150 cm, direkt	36
E3685CE	OP-Mantel, 2XLL, 160 cm, direkt	36
E3600CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, S/M, 115 cm, direkt	36
E3610CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm, direkt	36
E3640CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, direkt	32
E3613CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, direkt	28
E3681CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 160 cm, direkt	24

OPS™ Essential OP-Mäntel mit einer einfachen Verpackung ohne zusätzliche Umverpackung und Handtüchern sind in Standard-materialverstärkten- und PE-verstärkten Ausführungen erhältlich.



Artikelnummer	Beschreibung	St./Karton
S3606CE	OP-Mantel, Standard, L, 120 cm, direkt	40
S3645CE	OP-Mantel, Standard XL, 130 cm, direkt	40
FS3645CE	OP-Mantel, Standard, XL, 140 cm, direkt	36
S3616CE	OP-Mantel, Standard, XLL, 150 cm, direkt	36
S3685CE	OP-Mantel, Standard, 2XLL, 170 cm, direkt	32
S3609CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XL, 130 cm, direkt	30
S3612CE	OP-Mantel, materialverstärkt, XLL, 150 cm, direkt	28
S3611CE	OP-Mantel, materialverstärkt, 2XLL, 170 cm, direkt	24
S3610CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, L, 120 cm, direkt	32
S3640CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XL, 140 cm, direkt	28
S3613CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, XLL, 150 cm, direkt	24
S3681CE	OP-Mantel, PE-verstärkt, 2XLL, 170 cm, direkt	20

Auswahlhilfe für OP-Mäntel

Wählen Sie für jeden Eingriff den am besten geeigneten Mantel aus und berücksichtigen Sie dabei Art und Dauer des Eingriffs, auftretende Flüssigkeitsmengen und benötigten Komfort.

	Produktreihe Standard/materialverstärkt/ PE-verstärkt	Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate
		S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S
Chirurgische Eingriffe	Augen-OP	✓			✓		✓			✓			
	Tracheostomie	✓			✓		✓			✓			
	Ohroperation	✓			✓		✓			✓			
	Cochlea-Implantate	✓			✓		✓			✓			
	Mund	✓			✓		✓			✓			
	Tonsillektomie	✓			✓		✓			✓			
	Nasenoperation	✓			✓		✓			✓			
	Varizen	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Proktologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Geburtshilfe		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Abdominalchirurgie	✓			✓		✓			✓			
	Endokrine Chirurgie	✓			✓		✓			✓			
	Schrittmacher	✓			✓		✓			✓			
	Allgemeine Orthopädie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Brustoperationen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Verbrennungen, plastische Chirurgie und Transplantate		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Angiographie/Angioplastie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
	Gynäkologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Allgemeine abdominale Eingriffe		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Urologie		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Orthopädie Hüfte		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Niere, Nebenniere und Blase	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Orthopädie, Knie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Thoraxchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Kardiovaskuläre OPs		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Neurochirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Spinal-OPs		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

Für weitere Informationen zu Medline Produkten können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder uns unter www.medline.eu/de besuchen.



Medline International Germany GmbH

Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Diese Produkte sind sterile Medizinprodukte der Klasse I, die für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal entwickelt wurden. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

©2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML281_DE 10/2023

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI)