

# Batas Quirúrgicas

Rendimiento, calidad y variedad



**Diseñadas,  
probadas y  
respaldadas por  
profesionales  
quirúrgicos**

# Batas quirúrgicas Medline

Prestación, calidad y variedad

## Múltiples opciones

Para satisfacer cualquier preferencia dentro del quirófano, ofrecemos 5 opciones diferentes de material, cada una con sus características propias y refuerzos, para ofrecer a los profesionales la bata quirúrgica que necesitan.

## Optimizar la protección

Los materiales empleados en las batas quirúrgicas Medline ofrecen altos niveles de protección. Cada una de ellas se fabrica libre de látex, alcanzando o superando los criterios especificados en la norma EN 13795.\* Los materiales Essential y Advanced tienen un efectivo tratamiento de repelencia hidrostática, así como de repelencia a soluciones alcohólicas, que ofrecen al usuario la protección que necesita con un óptimo confort. Las exclusivas batas Ultimate ofrecen protección impermeable en toda su extensión con una transpirabilidad excepcional.

## Protección con Confort

Todas nuestras batas quirúrgicas ofrecen características que consiguen optimizar los niveles de protección y confort del personal del área quirúrgica. Materiales desarrollados con avanzadas tecnologías, de alta transpirabilidad para mantener al usuario cómodo y seco, incluso durante procedimientos prolongados. Nuestras batas poseen uniones selladas con adhesivo en mangas para conseguir una mayor comodidad y resistencia.


## Facilidad de uso

Todas las batas quirúrgicas Medline están identificadas con un intuitivo código de colores. La etiqueta del producto y la tarjeta de transferencia son morados para las de prestación estándar y azules para las de alta prestación, para facilitar la correcta elección por parte de los profesionales del quirófano. Disponemos de tres coloraciones diferentes del cuello de las batas, para identificar rápidamente el estilo de cada bata: estándar, doble capa de material, reforzada impermeable.

Cuello morado:  
batas estándar



Cuello blanco:  
batas con refuerzo  
doble capa

Cuello azul:  
batas con  
refuerzo de PE



\*La normativa Europea EN13795 armoniza los requerimientos específicos estándares para la cobertura de un solo uso y reutilizable (batas quirúrgicas, sábanas/paños quirúrgicos) utilizados como productos sanitarios para pacientes, personal clínico y equipamiento médico y, se presuponen para prevenir la transmisión de agentes infecciosos entre los pacientes y el personal clínico durante los procedimientos invasivos.

Resistencia de las Costuras en Mangas (N)



# OPS™ UltraGard

Protección eficaz al mejor coste

- Material SMMMS de bajo peso (35 g/m<sup>2</sup>) con protección natural repelente a líquidos
- Confort y transpirabilidad
- Bata quirúrgica disponible con protecciones estándar y polirreforzada

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
E3505CEA	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm	36
E3506CEA/E3506DCE*	Bata quirúrgica, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	Bata quirúrgica, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	Bata quirúrgica, XL, 140 cm	32
E3516CEA/E3516DCE*	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	Bata quirúrgica, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, L, 120 cm	32
E3540CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140 cm	28
E3513CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 160 cm	20

\*Estas referencias también están disponibles en cajas dispensadoras.



Las batas UltraGard también están disponibles con un empaquetado sencillo, sin envoltorio de transferencia ni toallas secamanos. Esta configuración facilita la eficiencia del centro, mejorando el tiempo de preparado además de reducir el presupuesto en quirófanos.

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
E3606CE	Bata quirúrgica, L, 120 cm, Direct, ST	40
E3645CE	Bata quirúrgica, XL, 130 cm, Direct, ST	40
E3616CE	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm, Direct, ST	36
E3640CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140 cm, Direct, ST	32
E3613CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150 cm, Direct, ST	28
E3681CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 160 cm, Direct, ST	24



# OPS™ Essential

## Mayor protección

- Material SMMMS (35 g/m<sup>2</sup>) ligero con tratamiento de repelencia a alcoholes
- Confortable - ofrece una extraordinaria suavidad y transpirabilidad
- Las batas Essential con refuerzo de PE cumplen con la EN13795 además de con estándares EN 14605 y EN 14126 en las referencias P\*

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
S3505CEC	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Bata quirúrgica, L, 120 cm	36
S3545CEC	Bata quirúrgica, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Bata quirúrgica, XL, 140 cm	32
S3507CEC	Bata quirúrgica, XL, 140 cm, cinta pulgar	32
S3516CEC	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Bata quirúrgica, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Bata quirúrgica, reforzada, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Bata quirúrgica, reforzada, L, 120 cm	28
S3509CEC	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Bata quirúrgica, reforzada, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC/S3500P*	Bata quirúrgica, PE reforzada, S/M, 115 cm	32
S3510CEC/S3510P*	Bata quirúrgica, PE reforzada, L, 120 cm	32
S3540CEC/S3540P*	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140 cm	28
S3513CEB/S3513P*	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150 cm	24
S3581CEB/S3581P*	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 170 cm	20
S3740CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140 cm, cinta pulgar	28
S3713CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150 cm, cinta pulgar	24
S3840CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140 cm, mascarilla y cinta pulgar	28
S3813CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150 cm, mascarilla y cinta pulgar	24



\*Cumple con las EN14605 y EN14126, Equipo de Protección Individual Categoría III.

## Las batas Essential también están disponibles con un empaquetado sencillo.

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
S3606CE	Bata quirúrgica, L, 120 cm, Direct	40
S3645CE	Bata quirúrgica, XL, 130 cm, Direct	40
S3616CE	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm, Direct	36
S3685CE	Bata quirúrgica, 2XLL, 170 cm, Direct	32
S3609CE	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130 cm, Direct	30
S3612CE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150 cm, Direct	28
S3611CE	Bata quirúrgica, reforzada, 2XLL, 170 cm, Direct	24



# OPS™ Advanced

## La mejor relación entre confort y protección

- Transpirable - Transfiere rápidamente el calor hacia el exterior para mantener al usuario cómodo
- Barrera de alto rendimiento de SMMMS (41 g/m<sup>2</sup>) para protección y comodidad mejorados
- Comportamiento de barrera extra
- Opción diseño Ranglan - proporciona más espacio y libertad de movimientos

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
OP9505CE	Bata quirúrgica, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Bata quirúrgica, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Bata quirúrgica, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm, manga raglan	24
OP9575CE	Bata quirúrgica, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Bata quirúrgica, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Bata quirúrgica, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, L, 130 cm	24/40*
OP9809CE	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130 cm, mascarilla y cinta pulgar	28
OP9509CEA	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 140 cm	28
OP9512CE/OP9512DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150 cm, manga raglan	20
OP9812CE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150 cm, mascarilla y cinta pulgar	24
OP9583CE/OP9583DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, S/M, 120 cm	28
OP9510CE/OP9510DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE/OP9540DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 170 cm	20



\*Estas referencias también están disponibles en cajas dispensadoras.

# OPS™ Ultimate

La bata inteligente con tecnología de membrana transpirable

- Alta Prestación según normativa EN13795 en toda la extensión de la bata y totalmente impermeable a la sangre y a sus patógenos (ASTM F1671)
- Fabricadas en material trilaminado de 60 g/m<sup>2</sup>
- Transpirable - reacciona al incremento de la temperatura corporal incrementando la transmisión de vapor de agua
- Indicada para todos los procedimientos en los que es necesaria una protección integral con óptima transpirabilidad como largas cirugías cardiacas, ortopédicas, trasplantes, etc.

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
LW89045CEB	Bata quirúrgica, impermeable y transpirable, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Bata quirúrgica, impermeable y transpirable, XLL, 150 cm, manga raglan	20
LW39079CEB	Bata quirúrgica, impermeable y transpirable, 2XLL, 150 cm, manga raglan	20



Podemos proponer batas quirúrgicas fabricadas en material testado frente a químicos y citostáticos.

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
DYNJPE2301P	Bata quirúrgica, impermeable, Prevention Plus, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Bata quirúrgica, impermeable, Prevention Plus, XL, 142 cm	24

Las batas Prevention Plus cumplen con el estándar EN 14605 y con el Reglamento (EU) 2016/425 de Equipos de Protección Individual.

# Eclipse®

Una bata suave y confortable

- Extraordinario confort y transpirabilidad
- Spunlace de 68 g/m<sup>2</sup> con apariencia de textil
- Protección adecuada

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
9505CEA	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Bata quirúrgica, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Bata quirúrgica, L, 120 cm, manga raglan	26
9507CEA/9507DCE*	Bata quirúrgica, XL, 130 cm	24/40*
9707CE	Bata quirúrgica, XL, 130 cm, cinta pulgar	24
9516CEA/9516DCE*	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm	24/36*
9716CE	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm, cinta pulgar	24
9575CEA	Bata quirúrgica, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Bata quirúrgica, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Bata quirúrgica, reforzada, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130 cm	7
9709CE	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130 cm, cinta pulgar	22
9809CE	Bata quirúrgica, reforzada, XL, 130 cm, mascarilla y cinta pulgar	22
9571CEA	Bata quirúrgica, reforzada, XXL, 130 cm	20
9512CEA/9512DCE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150 cm	11
9712CE	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150 cm, cinta pulgar	22
9812CEA	Bata quirúrgica, reforzada, XLL, 150 cm, mascarilla y cinta pulgar	20
9581CEA/9581DCE*	Bata quirúrgica, reforzada, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, XL, 130 cm	24
9513CEA	Bata quirúrgica, PE reforzada, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 170 cm	20/28*



\*Estas referencias también están disponibles en cajas dispensadoras.

# Guía de selección de batas quirúrgicas

Utilice esta tabla para determinar qué bata Medline es la más adecuada según el procedimiento, su duración y la presencia de fluidos, además del confort deseado.

Rango	Eclipse			UltraGard		Essential		Advanced			Ultimate		
	Estándar/Reforzada/ Poli reforzada	E	R	P	E	P	E	R	P	E	R	P	E
Especialidades / procedimientos quirúrgicos	Cirugía Oftalmológica	✓			✓		✓			✓			
	Traqueostomía	✓			✓		✓			✓			
	ORL	✓			✓		✓			✓			
	Implantes Cocleares	✓			✓		✓			✓			
	Cirugía Oral	✓			✓		✓			✓			
	Amigdalectomía	✓			✓		✓			✓			
	Rinoplastias	✓			✓		✓			✓			
	Cirugía de Varices	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Proctología	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Obstetricia		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Cirugía Maxilofacial	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Laparoscopia	✓			✓		✓			✓			
	Tiroidectomía	✓			✓		✓			✓			
	Marcapasos	✓			✓		✓			✓			
	Cirugía Ortopédica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cirugía de Mama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cirugía Plástica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Angiografía	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
	Ginecología	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Cirugía Abdominal		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Cirugía Urológica		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cirugía de Cadera		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Cirugía Nefrológica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cirugía de Rodilla		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Cirugía Torácica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Cirugía Cardíaca		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Neurocirugía		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Cirugía de Columna		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	

Para obtener más información sobre nuestros productos, por favor, visítenos en [es.medline.eu](http://es.medline.eu), o hable con su delegado comercial de Medline.



**Medline International Iberia S.L.U**  
 Parque Empresarial San Fernando  
 Edificio Munich, Planta Baja, local B  
 Avenida de Castilla 2  
 28830 San Fernando de Henares  
 Madrid  
 España  
 Tfno: +34 900 600 602  
 Fax: +34 900 600 603  
[es.medline.eu](http://es.medline.eu) | [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US

Productos Sanitarios Clase I Estéril. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Medline International France SAS  
 5, rue Charles Lindbergh  
 44110 Châteaubriant, France

2797 (BSI)

Todos los derechos reservados. Queda reservado el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML281\_ES 03/2021