

Batas quirúrgicas

Rendimiento, calidad y variedad



**Diseñadas,
probadas y
garantizadas por
profesionales del
quirófano**

Batas quirúrgicas Medline

Rendimiento, calidad y variedad


Una amplia selección

Para satisfacer las distintas preferencias del personal en el quirófano, ofrecemos cinco opciones de tejidos diferentes para las batas quirúrgicas, cada una con un estilo y un refuerzo distintos.

Protección de confianza

Los tejidos de las batas de Medline ofrecen una protección de alto nivel. Cada bata está libre de látex y cumple o supera los requerimientos mínimos de rendimiento de la norma EN 13795-1.* Los materiales «Essential» y «Advanced» tienen una buena resistencia a la presión hidrostática y el tratamiento extrarrepelente proporciona a los pacientes la protección que necesitan. La exclusiva bata Ultimate ofrece una protección impermeable total con una transpiración excepcional.


*La norma EN 13795-1 es la norma europea que especifica los requerimientos para las batas y los campos quirúrgicos de un solo uso y reutilizables utilizados como productos sanitarios para los pacientes, el personal clínico y el equipamiento, destinados a prevenir la transmisión de agentes infecciosos durante las intervenciones quirúrgicas invasivas.



Alto rendimiento con gran comodidad



Todas nuestras batas quirúrgicas ofrecen al personal de quirófano una excelente comodidad y gran facilidad de uso. Los tejidos transpirables de alta tecnología mantienen al usuario cómodo y seco, incluso durante intervenciones más largas. Las mangas de las batas tienen las costuras pegadas, lo que hace que se consiga una mayor resistencia y comodidad.

Resistencia media a la fuerza tensil de la costura de la manga (N)



Fáciles de usar

Todas las batas quirúrgicas de Medline cuentan con un código de colores intuitivo para facilitar la selección de la bata en el quirófano. Las etiquetas de los productos y las pestañas de transferencia de color morado indican el rendimiento estándar, y el color azul es para indicar un rendimiento alto. Además, ofrecemos batas con cuellos con tres colores diferentes para identificar rápidamente el estilo de bata: estándar, con refuerzo o polirreforzadas.



Seguridad prioritaria

Las gamas estándar de las batas quirúrgicas de Medline ofrecen un envoltorio de SMS, preferido por su baja emisión de pelusa y poca memoria, por lo que disminuye el riesgo de contaminación.



Organización del quirófano

Dispensador de batas reutilizables

¿Necesita organizar el quirófano en sus instalaciones pero no quiere recurrir a dispensadores de cartón desechables? Lo entendemos y estamos de acuerdo con usted. Por eso, para minimizar los residuos sin afectar a su sistema, le recomendamos que considere la posibilidad de combinar su mezcla de batas Medline con nuestra solución de dispensadores reutilizables. Estos dispensadores, con frentes transparentes para ver los niveles de existencias restantes, pueden reponerse fácilmente manteniendo el principio FIFO (primero en entrar, primero en salir).



OPS™ UltraGard

Bata eficaz, precio asequible

- Material ligero de SMS (35 g/m²) con protección natural que repele los líquidos
- Cómoda y transpirable
- Bata disponible con protección estándar o refuerzo de polietileno

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
E3505CEA	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	Bata quirúrgica, L, 120 cm	36
E3545CEA	Bata quirúrgica, XL, 130 cm	36
FE3545CE	Bata quirúrgica, XL, 140 cm	32
E3516CEA	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm	32
E3585CEA	Bata quirúrgica, 2XLL, 160 cm	20
E3500CEA	Bata quirúrgica, polirreforzado, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Bata quirúrgica, polirreforzado, L, 120 cm	32
E3540CEA	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 140 cm	28
E3513CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, 2XLL, 160 cm	20



OPS™ Essential

Mayor protección

- Material ligero de SMS (35 g/m²) con tratamiento extra para mejorar su propiedad repelente
- Se trata de una bata cómoda que ofrece una adaptabilidad y una transpirabilidad excepcionales
- Disponible con tejido de protección estándar, reforzado o polirreforzado

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
S3505CEC	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Bata quirúrgica, L, 120 cm	36
S3545CEC	Bata quirúrgica, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Bata quirúrgica, XL, 140 cm	32
S3516CEC	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Bata quirúrgica, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Bata quirúrgica, tejido reforzado, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Bata quirúrgica, tejido reforzado, L, 120 cm	28
S3509CEC	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Bata quirúrgica, tejido reforzado, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	Bata quirúrgica, polirreforzado, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	Bata quirúrgica, polirreforzado, L, 120 cm	32
S3540CEC	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 140 cm	28
S3513CEB	Bata quirúrgica, polirreforzado, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	Bata quirúrgica, polirreforzado, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, 3XL, 170 cm	20



OPS™ Las batas Essential también están disponibles con trabillas para los dedos y/o mascarillas

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
S3507CEC	Bata quirúrgica, XL, 140 cm, trabillas para los dedos	32
S3740CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 140 cm, trabillas para los dedos	28
S3713CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XLL, 150 cm, trabillas para los dedos	24
S3840CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 140 cm, mascarilla y trabillas para los dedos	28
S3813CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XLL, 150 cm, mascarilla y trabillas para los dedos	24
S3881CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, 2XLL, 170 cm, mascarilla y trabillas para los dedos	20

OPS™ Advanced

Sin concesiones en comodidad y protección

- Material de SMS con mayor gramaje (41 g/m²) para ofrecer una mayor protección
- Tejido transpirable con acabado suave adicional para una comodidad óptima
- Disponible con tejido de protección estándar, reforzado o polirreforzado
- Las mangas raglán opcionales aumentan la amplitud y facilitan los movimientos

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
OP9505CE	Bata quirúrgica, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Bata quirúrgica, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Bata quirúrgica, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm, mangas raglán	24
OP9575CE	Bata quirúrgica, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Bata quirúrgica, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Bata quirúrgica, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA	Bata quirúrgica, tejido reforzado, L, 130 cm	24
OP9509CEA	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XL, 140 cm	28
OP9512CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XLL, 150 cm	24
OP39512CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XLL, 150 cm, mangas raglán	20
OP9583CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, 2XLL, 170 cm	20
OP9500CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, L, 130 cm	28
OP9540CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 140 cm	24
OP9513CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, 2XLL, 170 cm	20



OPS™ Las batas Advanced también están disponibles con trabillas para los dedos y/o mascarillas.

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
OP9809CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XL, 130 cm, mascarilla y trabillas para los dedos	28
OP9812CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XLL, 150 cm, mascarilla y trabillas para los dedos	24

Una bata suave y cómoda

- Comodidad y transpiración óptima
- Fuerte tejido resistente al desgarro
- Material spunlace de aspecto y tacto textiles
- Disponible con tejido de protección estándar, reforzado o polirreforzado

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
9505CEA	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Bata quirúrgica, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Bata quirúrgica, L, 120 cm, mangas raglán	26
9507CEA/9507DCE*	Bata quirúrgica, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm	24/36*
9575CEA	Bata quirúrgica, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Bata quirúrgica, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Bata quirúrgica, tejido reforzado, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XL, 130 cm	7
9571CEA	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XXL, 130 cm	20
9512CEA	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XLL, 150 cm	22
9451CEA	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	Bata quirúrgica, tejido reforzado, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Bata quirúrgica, polirreforzado, S/M, 115 cm	28
9010CEA	Bata quirúrgica, polirreforzado, L, 120 cm	28
9040CEA	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 130 cm	24
9513CEA	Bata quirúrgica, polirreforzado, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Bata quirúrgica, polirreforzado, 2XLL, 170 cm	20/28*

*Este artículo también está disponible en cajas dispensadoras.



Las batas Eclipse® también están disponibles con trabillas para los dedos y/o mascarillas.

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
9707CE	Bata quirúrgica, XL, 130 cm, trabillas para los dedos	24
9716CE	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm, trabillas para los dedos	24
9709CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 130 cm, trabillas para los dedos	22
9712CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XLL, 150 cm, trabillas para los dedos	22
9809CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XL, 130 cm, mascarilla y trabillas para los dedos	22
9812CEA	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XLL, 150 cm, mascarilla y trabillas para los dedos	20

OPS™ Ultimate

La bata inteligente con tecnología de membrana transpirable

- Alta Prestación (HP) en toda la bata
- Fabricada con un material trilaminado de 60 g/m²
- Tejido transpirable y microporoso
- Recomendada para intervenciones en las que se necesita una protección impermeable, como las cirugías cardiológicas, ortopédicas y de trasplante más largas

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
UL89045CE	Bata quirúrgica, tejido impermeable y transpirable, XL, 130 cm	20
UL32474CE	Bata quirúrgica, tejido impermeable y transpirable, XLL, 150 cm, mangas raglán	20
UL39079CE	Bata quirúrgica, tejido impermeable y transpirable, 2XLL, 150 cm, mangas raglán	20



Batas de urología

Protección optimizada ideal para intervenciones urológicas con muchos fluidos

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
DYNJPE2304	Bata quirúrgica, impermeable, talla L, con pliegue, 114 cm	30
DYNJPE2305	Bata quirúrgica, impermeable, talla XL, con pliegue, 142 cm	30



Doble protección



Protección viral y química avanzada

Protección clínica mejorada para su tranquilidad. Ofrecemos dos gamas de batas quirúrgicas con pruebas adicionales contra productos químicos y agentes infecciosos. Estas soluciones están clasificadas como producto sanitario de clase I (Reglamento de productos sanitarios) y como equipo de protección individual de categoría III (EPI) EN14605 y EN14126.

OPS™ Essential

Las batas Essential con doble certificación ofrecen protección MDD/EPI Categoría III [PB]-4 contra productos químicos y agentes infecciosos en la zona reforzada. La lista completa de los resultados de los ensayos está disponible en las correspondientes instrucciones de uso y fichas técnicas.



Referencia	Descripción	Cantidad/caja
S3500P	Bata quirúrgica, polirreforzado, S/M, 115 cm	32
S3510P	Bata quirúrgica, polirreforzado, L, 120 cm	32
S3540P	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 140 cm	28
S3513P	Bata quirúrgica, polirreforzado, XLL, 150 cm	24
S3581P	Bata quirúrgica, polirreforzado, 2XLL, 170 cm	20

Prevención™ Plus

Como usuario final, tiene una mayor protección contra los fluidos y los fármacos citotóxicos (quimioterapia) en toda la bata. Esto es posible gracias a un diseño innovador con un material de cuatro capas transpirable e impermeable, ideal para proteger a los profesionales sanitarios cuando realizan tratamientos quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) intraperitoneal hipertérmica (HIPEC).



Referencia	Descripción	Cantidad/caja
DYNJPE2301P	Bata quirúrgica, impermeable, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Bata quirúrgica, impermeable, XL, 142 cm	24

Solución de envasado directo

Medline ofrece una solución eficaz, económica y respetuosa con el medioambiente para las necesidades de quirófano de sus instalaciones. Además de simplificar las operaciones del personal y eliminar los envoltorios y las toallas de mano no esenciales, la solución de envasado directo de batas ayuda a reducir los residuos de sus instalaciones y a disminuir los costes de afiliación.

La solución de envasado directo ayuda a minimizar el uso de envases y materias primas, lo que puede aumentar la eficacia de la cadena de suministro, mejorar la gestión de residuos y, lo que es más importante, limitar el impacto medioambiental negativo. Nuestro enfoque se basa en los resultados de la evaluación del ciclo de vida (ECV) de nuestros productos.

OPS™ Las batas Ultragard direct están disponibles en las gamas estándar y con refuerzo de poliéster.

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
E3605CE	Bata quirúrgica, S/M, 115 cm, direct	40
E3606CE	Bata quirúrgica, L, 120 cm, direct	40
E3645CE	Bata quirúrgica, XL, 130 cm, direct	40
E3616CE	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm, direct	36
E3685CE	Bata quirúrgica, 2XLL, 160 cm, direct	36
E3600CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, S/M, 115 cm, direct	36
E3610CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, L, 120 cm, direct	36
E3640CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 140 cm, direct	32
E3613CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XLL, 150 cm, direct	28
E3681CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, 2XLL, 160 cm, direct	24



OPS™ Las batas Essential direct están disponibles en tejidos estándar, reforzados y polirreforzados.

Referencia	Descripción	Cantidad/caja
S3606CE	Bata quirúrgica, L, 120 cm, direct	40
S3645CE	Bata quirúrgica, XL, 130 cm, direct	40
S3616CE	Bata quirúrgica, XLL, 150 cm, direct	36
S3685CE	Bata quirúrgica, 2XLL, 170 cm, direct	32
S3609CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XL, 130 cm, direct	30
FS3645CE	Bata quirúrgica, Essential, estándar, XL, 140 cm, direct	36
S3612CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, XLL, 150 cm, direct	28
S3611CE	Bata quirúrgica, tejido reforzado, 2XLL, 170 cm, direct	24
S3610CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, L, 120 cm, direct	32
S3640CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XL, 140 cm, direct	28
S3613CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, XLL, 150 cm, direct	24
S3681CE	Bata quirúrgica, polirreforzado, 2XLL, 170 cm, direct	20



Guía de selección de batas quirúrgicas

Elija la bata con las prestaciones adecuadas para cada cirugía, en función del tipo y la duración del procedimiento, la cantidad de fluidos y la comodidad necesaria.

Gama	Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate	
	Estándar/ Polirreforzado	Tejido reforzado/ Polirreforzado		S	P	S	A	P	S	A	P	S	
Intervenciones quirúrgicas	Oftalmología	✓				✓			✓			✓	
	Traqueotomía	✓				✓			✓			✓	
	Otoplastia	✓				✓			✓			✓	
	Implantes cocleares	✓				✓			✓			✓	
	Boca	✓				✓			✓			✓	
	Amigdalectomía	✓				✓			✓			✓	
	Rinoplastia	✓				✓			✓			✓	
	Venas varicosas	✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓
	Proctología	✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓
	Obstetricia		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
	Maxilofacial	✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓
	Endoabdominal	✓				✓			✓			✓	
	Endocrino	✓				✓			✓			✓	
	Marcapasos	✓				✓			✓			✓	
	Ortopedia general	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Intervenciones de los senos	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Quemaduras, cirugía plástica e injertos		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
	Angiografía/angioplastia	✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓
	Ginecología	✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓
	Cirugía abdominal general		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
	Urogenital		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
	Ortopedia, caderas		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
	Riñón, suprarrenales y vejiga	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Ortopedia, rodillas		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
	Torácica		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
	Cirugía cardiovascular		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
	Craneal		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓
	Intervenciones de la médula espinal		✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓

Para obtener más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con su delegado comercial o visítenos en www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
Pedidos: es-pedidos@medline.com
Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

Estos productos son productos sanitarios de clase I estéril para el uso por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

 2797 (BSI)

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU.
ML281_ES 10/2023