

# Casaques chirurgicales

Choix, performance et qualité



**Testées et  
approuvées  
par les  
professionnels  
de santé**

# Casaques chirurgicales Medline

Performance, qualité et choix


## Un large choix de casaques

Afin de répondre à tous les besoins des professionnels de santé, Medline propose cinq choix de matières, chacune avec ses propres caractéristiques techniques.

## Une protection fiable

Les matières utilisées pour les casaques Medline offrent un haut niveau de protection. Toutes les casaques sont fabriquées sans latex et répondent aux exigences de la norme EN 13795-1.\* Les matières des gammes Essential et Advanced offrent une résistance élevée contre les fluides grâce à un traitement déperlant additionnel antialcoolique. Ces matières naturellement respirantes permettent de se protéger sans renoncer au confort.


\*La norme EN 13795-1 est la norme européenne qui spécifie les exigences auxquelles doivent satisfaire tous les textiles opératoires qu'ils soient à usage unique ou réutilisables - casaques et champs opératoires utilisés comme dispositifs médicaux pour les patients, le personnel clinique et le matériel, destinés à prévenir la transmission d'agents infectieux au cours de procédures chirurgicales invasives.



## Performance et confort

L'ensemble de nos casques de chirurgie présente toutes les caractéristiques nécessaires pour offrir le meilleur du confort et une grande facilité d'utilisation. Les nouvelles matières très respirantes permettent à l'utilisateur de rester au sec, même pendant les longues interventions. Les manches collées apportent confort et résistance à toutes nos casques.

Résistance moyenne à la traction des  
soudures des manches (N)





## Facilité d'utilisation

Toutes les casques de chirurgie Medline se différencient par un code couleur afin de faciliter le choix de la casaque en fonction des besoins. La couleur de l'étiquette et du carton de transfert définit la classification de la casaque selon la norme. (violet pour la Performance Standard ou bleu pour la Haute Performance). La couleur du col permet d'identifier le type de casaque : standard, renforcée matière ou renforcée polyéthylène (polyrenforcée).

Col violet  
Casaque standard

Col blanc  
Casaque renforcée

Col bleu  
Casaque  
polyrenforcée



## Priorité à la sécurité

Les différentes gammes de casques chirurgicales Medline sont proposées avec un double emballage en SMS, choisi pour son faible relargage particulier et la faible mémoire de forme, diminuant ainsi le risque de contamination.



# OPS™ UltraGard

## Une casaque efficace et économique

- Matière SMMMS souple (35 g/m<sup>2</sup>) naturellement déperlante
- Confortable et respirante
- Casaques disponibles en versions standard ou polyrenforcée

Référence	Description	Qté/carton
E3505CEA	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	Casaque chirurgicale, L, 120 cm	36/48
E3545CEA/E3545DCE*	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm	36/48
FE3545CE	Casaque chirurgicale, XL, 140 cm	32
E3516CEA	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm	32/42
E3585CEA/E3585DCE*	Casaque chirurgicale, 2XLL, 160 cm	20/42
E3500CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm	32
E3540CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm	28
E3513CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 160 cm	20

\*Ces casaques sont également disponibles en boîtes distributrices.





# OPS™ Essential

## La protection adaptée

- Matière SMMMS souple (35 g/m²) avec traitement déperlant additionnel anti-alcoolique
- Confortable - matière souple et respirante
- Les casaques polyrenforcées Essential répondent aux exigences des normes EN 14605 et EN 14126 relatives aux Equipements de Protection Individuelle

Référence	Description	Qté/carton
S3505CEC	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Casaque chirurgicale, L, 120 cm	36
S3545CEC	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Casaque chirurgicale, XL, 140 cm	32
S3516CEC	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, L, 120 cm	28
S3509CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Casaque chirurgicale, matière renforcée, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm	32
S3540CEC	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm	28
S3513CEB	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 3XLL, 170 cm	20



Les casaques OPS™ Essential sont également disponibles avec bavette et passe-pouces.

Référence	Description	Qté/carton
S3507CEC	Casaque chirurgicale, XL, 140 cm, passe-pouces	32
S3740CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm, passe-pouces	28
S3713CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm, passe-pouces	24
S3840CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm, bavette et passe-pouces	28
S3813CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm, bavette et passe-pouces	24
S3881CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm, bavette et passe-pouces	20

# OPS™ Advanced

## Le meilleur du confort et de la protection

- Respirant - transfert rapide de la chaleur assurant fraîcheur et confort
- Matière SMMMS (41 g/m<sup>2</sup>) avec finition «soft» offrant une grande souplesse
- Excellente protection - une très haute résistance aux fluides
- Option avec manches raglan - offrant de l'aisance aux mouvements

Référence	Description	Qté/carton
OP9505CE	Casaque chirurgicale, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Casaque chirurgicale, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Casaque chirurgicale, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm, manches raglan	24
OP9575CE	Casaque chirurgicale, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Casaque chirurgicale, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, L, 130 cm	24/40
OP9509CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 140 cm	28
OP9512CE/OP9512DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150 cm	24/32
OP39512CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150 cm, manches raglan	20
OP9583CE/OP9583DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, 2XLL, 170 cm	20/28
OP9500CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 130 cm	28/40
OP9540CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm	24/36
OP9513CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm	20



\*Ces casaques sont également disponibles en boîtes distributrices.

## Les casaques OPS™ Advanced sont également disponibles avec bavette et passe-pouces.

Référence	Description	Qté/carton
OP9809CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130 cm, bavette et passe-pouces	28
OP9812CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150 cm, bavette et passe-pouces	24

## Une casaque souple et confortable

- Confort et respirabilité exceptionnels
- Matière spunlace (68 g/m<sup>2</sup>) à l'apparence proche du textile
- Une protection adaptée

Référence	Description	Qté/carton
9505CEA	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Casaque chirurgicale, L, 120 cm	28/40
9415CEA	Casaque chirurgicale, L, 120 cm, manches raglan	26
9507CEA/9507DCE*	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm	24/40
9516CEA/9516DCE*	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm	24/36
9575CEA	Casaque chirurgicale, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170 cm	24/32
9508CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130 cm	22/32
9539CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130 cm	7
9571CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée XXL, 130 cm	20
9512CEA/9512DCE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150 cm	22/32
9451CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	Casaque chirurgicale, matière renforcée, 2XLL, 170 cm	19/28
9000CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm	28/32
9040CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 130 cm	24
9513CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm	20/28

\*Cet article est également conditionné en boîtes distributrices.



## Les casaques Eclipse® sont également disponibles avec bavette et passe-pouces

Référence	Description	Qté/carton
9707CE	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm, passe-pouces	24
9716CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm, passe-pouces	24
9709CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130 cm, passe-pouces	22
9809CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130 cm, bavette et passe-pouces	22
9712CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150 cm, passe-pouces	22
9812CEA	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150 cm, bavette et passe-pouces	20

# OPS™ Ultimate

## La casaque intelligente avec technologie membrane respirante

- Haute performance sur l'ensemble de la casaque (conforme à la norme EN 13795-1)
- Matière tri-laminée 60 g/m<sup>2</sup>
- Respirante et confortable
- Recommandée pour toutes les procédures longues nécessitant une protection totale et respirante, telles que la cardiologie, l'orthopédie ou les transplantations.

Référence	Description	Qté/carton
LW89045CEB	Casaque chirurgicale, imperméable et respirante, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Casaque chirurgicale, imperméable et respirante, XLL, 150 cm, manches raglan	20
LW39079CEB	Casaque chirurgicale, imperméable et respirante, 2XLL, 150 cm, manches raglan	20



## Casaques d'urologie

Protection maximale, idéale pour les procédures d'urologie

Référence	Description	Qté/carton
DYNJPE2304	Casaque chirurgicale, imperméable, plis à la taille, XL	30
DYNJPE2305	Casaque chirurgicale, imperméable, plis à la taille, XLL	30





# Une double protection

## Protection virale et chimique avancée

L'assurance d'une protection maximale pour tous les praticiens. Medline vous propose deux gammes de casques chirurgicales testées contre les produits de chimiothérapie et les agents cytotoxiques. Ces casques offrent une double certification : Dispositif médical de classe I (MDD) et Equipement de Protection Individuelle de Classe III (EPI).



### OPS™ Essential

Les casques Essential à double certification sont conformes aux normes EN 14605 et EN 14126.

Référence	Description	Qté/carton
S3500P	Casque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115 cm	32
S3510P	Casque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm	32
S3540P	Casque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm	28
S3513P	Casque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	24
S3581P	Casque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm	20

Conforme aux exigences des normes EN 14605 et EN 14126 relatives aux Equipement de Protection Individuelle, catégorie III

### Prevention™ Plus

En tant qu'utilisateur final, vous bénéficiez d'une protection renforcée contre les fluides et les médicaments cytotoxiques (chimiothérapie). Matière tri-laminée innovante, confortable et respirante et qui offre une protection maximale des utilisateurs, notamment lors des procédures HIPEC (chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique).

Référence	Description	Qté/carton
DYNJPE2301P	Casque chirurgicale, imperméable, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Casque chirurgicale, imperméable, XL, 142 cm	24

Les casques Prevention Plus sont conformes à la norme EN 14605 et à la réglementation Européenne sur les EPI (UE) 2016/425.



# Solution « Peel-and-Go »

Concept innovant permettant de réduire le temps de préparation de la salle opératoire tout en optimisant le budget consacré aux casaque, cette solution écologique et économique vous permet également de réduire vos déchets. Avec un seul sachet de stérilisation pelable, le « Peel-and-Go » est la solution efficace, économique et écologique aux besoins de votre établissement.

Les casaque OPS™ standard et matière renforcée de la gamme Ultragard sont également disponibles conditionnées en simple emballage et sans essuie-mains.

Référence	Description	Qté/carton
E3606CE	Casaque chirurgicale, L, 120 cm, direct	40
E3645CE	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm, direct	40
E3616CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm, direct	36
E3640CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm, direct	32
E3613CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm, direct	28
E3681CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 160 cm, direct	24



Les casaque OPS™ standard et matière renforcée de la gamme Essential sont également disponibles conditionnées en simple emballage et sans essuie-mains.

Référence	Description	Qté/carton
S3606CE	Casaque chirurgicale, L, 120 cm, direct	40
S3645CE	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm, direct	40
S3616CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm, direct	36
S3685CE	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170 cm, direct	32
S3609CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XL, 130 cm, direct	30
S3612CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, XLL, 150 cm, direct	28
S3611CE	Casaque chirurgicale, matière renforcée, 2XLL, 170 cm, direct	24



# Guide de sélection des casaques chirurgicales

Ce guide vous aidera à déterminer la casaque Medline à utiliser selon la nature de l'intervention chirurgicale, la durée de l'intervention, le niveau d'exposition aux fluides et du confort requis.

Gamme	Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate
	S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S
Procédures chirurgicales	Standard/Matière renforcée/ Polyrenforcée											
Ophthalmologie	✓			✓		✓			✓			
Trachéostomie	✓			✓		✓			✓			
Chirurgie de l'oreille	✓			✓		✓			✓			
Implants cochléaires	✓			✓		✓			✓			
Chirurgie de la bouche	✓			✓		✓			✓			
Amygdalectomie	✓			✓		✓			✓			
Chirurgie du nez	✓			✓		✓			✓			
Varices	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Proctologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Obstétrique		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Maxillo-facial	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Endo Abdominal	✓			✓		✓			✓			
Endocrine	✓			✓		✓			✓			
Pacemakers	✓			✓		✓			✓			
Orthopédie générale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chirurgie mammaires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Chirurgie plastique		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Angiographie/angioplastie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Gynécologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Chirurgie abdominale générale		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Chirurgie uro-génitale		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chirurgie de la hanche		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Chirurgie rénale, viscérale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Chirurgie du genou		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Chirurgie thoracique		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Chirurgie cardiovasculaire		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Neurochirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Chirurgies de la colonne		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

**Pour plus d'informations** sur nos produits, veuillez contacter votre responsable commercial ou consulter notre site web [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



**Medline International France SAS**  
2 Rue Rene Caudron  
Batiment 13F  
Parc D Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 34  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
Belgique  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)


FOLLOW US  

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé.  
Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur la notice correspondante.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML281\_FR 08/2021

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI)