

Casaques chirurgicales

Performance, qualité et choix



**Testées et
approuvées
par les
professionnels
de santé**

Casaques chirurgicales Medline

Performance, qualité et choix


Un large choix de casaques

Afin de répondre à tous les besoins des professionnels de santé, Medline propose cinq choix de matières, chacune avec ses propres caractéristiques techniques.


Une protection fiable

Les matières utilisées pour les casaques Medline offrent un haut niveau de protection. Toutes les casaques sont fabriquées sans latex et répondent aux exigences de performance minimales de la norme EN 13795-1.* Les matières des gammes Essential et Advanced offrent une bonne charge hydrostatique ainsi qu'un traitement déperlant additionnel. Ces matières naturellement respirantes permettent de se protéger sans renoncer au confort.

*La norme EN 13795-1 est la norme européenne qui spécifie les exigences auxquelles doivent satisfaire tous les textiles opératoires qu'ils soient à usage unique ou réutilisables - casaques et champs opératoires utilisés comme dispositifs médicaux pour les patients, le personnel clinique et le matériel, destinés à prévenir la transmission d'agents infectieux au cours de procédures chirurgicales invasives.



Résistance moyenne à la traction des soudures des manches (N)



Performance et confort

L'ensemble de nos casaques de chirurgie présente toutes les caractéristiques nécessaires pour offrir le meilleur du confort avec une grande facilité d'utilisation. Les nouvelles matières très respirantes permettent à l'utilisateur de rester au sec, même pendant les longues interventions. Les manches collées assurent confort et une très bonne résistance.



Facilité d'utilisation

Toutes les casaques de chirurgie Medline se différencient par un code couleur afin de faciliter le choix de la casaque en fonction des besoins. La couleur de l'étiquette et du carton de transfert définit la classification de la casaque selon la norme. (violet pour la Performance Standard ou bleu pour la Haute Performance). La couleur du col permet d'identifier le type de casaque : standard, renfort matière ou renfort polyéthylène (polyrenforcée).

Col violet :
Casaque standard

Col blanc :
Casaque renforcée

Col bleu :
Casaques
polyrenforcées



Priorité à la sécurité

Les différentes gammes de casaques chirurgicales Medline sont proposées avec un double emballage en SMS, choisi pour son faible relargage particulière et la faible mémoire de forme, diminuant ainsi le risque de faute d'asepsie.



Organiser votre bloc opératoire

Distributeur de casques chirurgicales

Vous avez besoin d'organiser le bloc opératoire de votre établissement, mais vous ne voulez pas avoir recours à des distributeurs en carton jetables ? Nous le comprenons et nous sommes d'accord avec vous. Pour réduire les déchets sans affecter votre système, pensez à associer votre sélection de casques Medline à notre solution de distributeur réutilisable. Ces distributeurs, dont la face avant est transparente pour visualiser les niveaux de stock restants, peuvent être facilement réapprovisionnés tout en respectant les principes FIFO (premier entré, premier sorti).



OPS™ UltraGard

Une casaque efficace et économique

- Matière SMS légère (35 g/m²) naturellement déperlante
- Confortable et respirante
- Casaque disponibles en versions standard ou polyrenforcée

Référence	Description	Qté/carton
E3505CEA	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	Casaque chirurgicale, L, 120 cm	36
E3545CEA	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm	36
FE3545CE	Casaque chirurgicale, XL, 140 cm	32
E3516CEA	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm	32
E3585CEA	Casaque chirurgicale, 2XLL, 160 cm	20
E3500CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm	32
E3540CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm	28
E3513CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 160 cm	20



OPS™ Essential

La protection adaptée

- Matière SMS légère (35 g/m²) avec traitement déperlant supplémentaire
- Confortable - matière souple et respirante
- Disponible en versions standard, renfort matière ou polyéthylène

Référence	Description	Qté/carton
S3505CEC	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Casaque chirurgicale, L, 120 cm	36
S3545CEC	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Casaque chirurgicale, XL, 140 cm	32
S3516CEC	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Casaque chirurgicale, renfort matière, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Casaque chirurgicale, renfort matière, L, 120 cm	28
S3509CEC	Casaque chirurgicale, renfort matière, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Casaque chirurgicale, renfort matière, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Casaque chirurgicale, renfort matière, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm	32
S3540CEC	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm	28
S3513CEB	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 3XL, 170 cm	20



Les casaques OPSTM Essential sont également disponibles avec bavette et passe-pouces.

Référence	Description	Qté/carton
S3507CEC	Casaque chirurgicale, XL, 140 cm, passe-pouces	32
S3740CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm, passe-pouces	28
S3713CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm, passe-pouces	24
S3840CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm, bavette et passe-pouces	28
S3813CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm, bavette et passe-pouces	24
S3881CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm, bavette et passe-pouces	20

OPS™ Advanced

Le meilleur du confort et de la protection

- Poids de base plus élevé, SMS (41 g/m²) pour une meilleure protection
- Matière respirante avec finition douce supplémentaire pour un confort optimal
- Disponible en versions standard, renfort matière ou polyéthylène
- Option avec manches raglan offrant de l'aisance aux mouvements

Référence	Description	Qté/carton
OP9505CE	Casaque chirurgicale, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Casaque chirurgicale, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Casaque chirurgicale, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm, manches raglan	24
OP9575CE	Casaque chirurgicale, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Casaque chirurgicale, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA	Casaque chirurgicale, renfort matière, L, 130 cm	24
OP9509CEA	Casaque chirurgicale, renfort matière, XL, 140 cm	28
OP9512CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, XLL, 150 cm	24
OP39512CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, XLL, 150 cm, manches raglan	20
OP9583CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, 2XLL, 170 cm	20
OP9500CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 130 cm	28
OP9540CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm	24
OP9513CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm	20



Les casaques OPS™ Advanced sont également disponibles avec bavette et passe-pouces.

Référence	Description	Qté/carton
OP9809CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, XL, 130 cm, bavette et passe-pouces	28
OP9812CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, XLL, 150 cm, bavette et passe-pouces	24

Une casaque souple et confortable

- Confort optimal et respirabilité
- Grande résistance à la déchirure
- Matière spunlace (matière non tissée) avec aspect et toucher proches du textile
- Disponible en versions standard, renfort matière ou polyéthylène

Référence	Description	Qté/carton
9505CEA	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Casaque chirurgicale, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Casaque chirurgicale, L, 120 cm, manches raglan	26
9507CEA/9507DCE*	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm	24/36*
9575CEA	Casaque chirurgicale, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Casaque chirurgicale, renfort matière, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Casaque chirurgicale, renfort matière, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Casaque chirurgicale, renfort matière, XL, 130 cm	7
9571CEA	Casaque chirurgicale, renfort matière, XXL, 130 cm	20
9512CEA	Casaque chirurgicale, renfort matière, XLL, 150 cm	22
9451CEA	Casaque chirurgicale, renfort matière, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	Casaque chirurgicale, renfort matière, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115 cm	28
9010CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm	28
9040CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 130 cm	24
9513CEA	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm	20/28*

*Cet article est également conditionné en boîtes distributrices.



Les casaques Eclipse® sont également disponibles avec bavette et passe-pouces.

Référence	Description	Qté/carton
9707CE	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm, passe-pouces	24
9716CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm, passe-pouces	24
9709CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, XL, 130 cm, passe-pouces	22
9712CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, XLL, 150 cm, passe-pouces	22
9809CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, XL, 130 cm, bavette et passe-pouces	22
9812CEA	Casaque chirurgicale, renfort matière, XLL, 150 cm, bavette et passe-pouces	20

OPS™ Ultimate

La casaque intelligente avec technologie membrane respirante

- Haute performance (HP) sur l'ensemble de la casaque
- Matière tri-laminée 60 g/m²
- Tissu respirant et microporeux
- Recommandée pour les procédures nécessitant une protection imperméable, telles que les longues interventions de chirurgie cardiaque, orthopédique ou les transplantations

Référence	Description	Qté/carton
UL89045CE	Casaque chirurgicale, imperméable et respirante, XL, 130 cm	20
UL32474CE	Casaque chirurgicale, respirante, imperméable, XLL, 150 cm, manches raglan	20
UL39079CE	Casaque chirurgicale, respirante, imperméable, 2XLL, 150 cm, manches raglan	20



Casaques d'urologie

Couverture optimisée, idéale pour les interventions d'urologie en position assise, où les fluides sont abondants

Référence	Description	Qté/carton
DYNJPE2304	Casaque chirurgicale, imperméable, taille, plis à la taille, L, 114 cm	30
DYNJPE2305	Casaque chirurgicale, imperméable, taille, plis à la taille, XL, 142 cm	30



Une double protection



Protection virale et chimique renforcée

Protection renforcée des praticiens pour votre tranquillité d'esprit. Nous proposons deux gammes de casaques chirurgicales testées contre les produits de chimiothérapie et les agents infectieux. Ces solutions sont classées comme dispositif médical de classe I (MDR) et équipement de protection individuelle de catégorie III (EPI) selon les normes EN14605 et EN14126.

OPS™ Essential

Les blouses Essential à double certification offrent une protection MDR/EPI de catégorie III [PB]-4 contre les produits chimiques et les agents infectieux sur la zone renforcée. Une liste complète des résultats des tests est disponible dans les instructions d'utilisation et les fiches techniques correspondantes.

Référence	Description	Qté/carton
S3500P	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115 cm	32
S3510P	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm	32
S3540P	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm	28
S3513P	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm	24
S3581P	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm	20



Prevention™ Plus

En tant qu'utilisateur final, vous bénéficiez d'une protection renforcée contre les fluides et les médicaments cytotoxiques (chimiothérapie) sur l'ensemble de la casaque. Cela est dû à une matière quadri-laminée microporeuse innovante, respirante et imperméable, idéale pour protéger les praticiens lors des procédures CHIP (chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale).

Référence	Description	Qté/carton
DYNJPE2301P	Casaque chirurgicale, imperméable, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Casaque chirurgicale, imperméable, XL, 142 cm	24



Solution de conditionnement direct

Medline offre une solution efficace, économique et respectueuse de l'environnement pour répondre aux besoins des blocs opératoires de votre établissement. En plus de simplifier les opérations du personnel et d'éliminer les suremballages et les essuie-mains non essentiels, la solution de conditionnement direct des casaque permet de réduire les déchets de votre établissement et de diminuer les coûts affiliés.

La solution de conditionnement direct permet de minimiser l'utilisation d'emballages et de matières premières, ce qui peut accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, améliorer la gestion des déchets et, surtout, limiter les incidences négatives sur l'environnement. Notre approche s'appuie sur les résultats de l'analyse du cycle de vie (ACV) de nos produits.

Les casaque directes OPS™ Ultragard sont disponibles dans les gammes standard et poly-renforcée.

Référence	Description	Qté/carton
E3605CE	Casaque chirurgicale, S/M, 115 cm, directe	40
E3606CE	Casaque chirurgicale, L, 120 cm, directe	40
E3645CE	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm, directe	40
E3616CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm, directe	36
E3685CE	Casaque chirurgicale, 2XLL, 160 cm, directe	36
E3600CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, S/M, 115 cm, directe	36
E3610CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm, directe	36
E3640CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm, directe	32
E3613CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm, directe	28
E3681CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 160 cm, directe	24



Les casaque directes OPS™ Essential sont disponibles en versions standard, renfort matière ou polyrenforcée.

Référence	Description	Qté/carton
S3606CE	Casaque chirurgicale, L, 120 cm, directe	40
S3645CE	Casaque chirurgicale, XL, 130 cm, directe	40
S3616CE	Casaque chirurgicale, XLL, 150 cm, directe	36
S3685CE	Casaque chirurgicale, 2XLL, 170 cm, directe	32
S3609CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, XL, 130 cm, directe	30
FS3645CE	Casaque chirurgicale, Essential, standard, XL, 140 cm, directe	36
S3612CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, XLL, 150 cm, directe	28
S3611CE	Casaque chirurgicale, renfort matière, 2XLL, 170 cm, directe	24
S3610CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, L, 120 cm, directe	32
S3640CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XL, 140 cm, directe	28
S3613CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, XLL, 150 cm, directe	24
S3681CE	Casaque chirurgicale, polyrenforcée, 2XLL, 170 cm, directe	20



Guide de sélection des casques chirurgicales

Ce guide vous aidera à déterminer la casaque Medline à utiliser selon la nature de l'intervention chirurgicale, la durée de l'intervention, le niveau d'exposition aux fluides et du confort requis.

Gamme	Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate
	S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S
Standard/renfort matière/ Polyrenforcée												
Interventions chirurgicales	Ophthalmologie	✓			✓		✓			✓		
	Trachéostomie	✓			✓		✓			✓		
	Chirurgie de l'oreille	✓			✓		✓			✓		
	Implants cochléaires	✓			✓		✓			✓		
	Chirurgie de la bouche	✓			✓		✓			✓		
	Amygdalectomie	✓			✓		✓			✓		
	Chirurgie du nez	✓			✓		✓			✓		
	Varices	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	
	Proctologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	
	Obstétrique		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
	Maxillo-facial	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	
	Endo Abdominal	✓			✓		✓			✓		
	Endocrine	✓			✓		✓			✓		
	Pacemakers	✓			✓		✓			✓		
	Orthopédie générale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chirurgie mammaires	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chirurgie plastique		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
	Angiographie/angioplastie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Gynécologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	
	Chirurgie abdominale générale		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
	Chirurgie uro-génitale		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Chirurgie de la hanche		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
	Chirurgie rénale, viscérale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chirurgie du genou		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
	Chirurgie thoracique		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
	Chirurgie cardiovasculaire		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
	Neurochirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓
	Chirurgies de la colonne		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez contacter votre responsable commercial ou consulter notre site web www.medline.eu/fr



Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 7493
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé.
Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur la notice correspondante.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML281_FR 09/2023

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI)