

Camici Chirurgici

Prestazioni, qualità ed ampia scelta



**Progettati e testati
da personale
specializzato di
sala operatoria,
e perciò del tutto
affidabili**

Camici Chirurgici Medline

Prestazioni, qualità ed ampia scelta


Una vasta selezione di prodotti

Per soddisfare qualunque esigenza si presenti in sala operatoria, vi proponiamo i nostri camici chirurgici, ognuno caratterizzato da un determinato modello e da un particolare rinforzo, disponibili in cinque diverse opzioni di tessuto non tessuto.

Protezione affidabile

Tutte le tipologie di tessuto non tessuto con cui sono realizzati i camici Medline garantiscono un elevato livello di protezione. Ogni camice è privo di lattice e soddisfa o supera i requisiti minimi di sicurezza e performance previsti dagli standard EN 13795-1.* I materiali Essential e Advanced sono fortemente impermeabili (valutazione tramite il test idrostatico della testa), ed inoltre un ulteriore trattamento anti-penetrazione dona ai pazienti la protezione di cui hanno bisogno. L'esclusivo camice in Ultimate fornisce una protezione impervia totale, assicurando al contempo un'eccezionale traspirabilità.


La normativa Europea EN 13795-1 prevede una serie di standard e di requisiti specifici per ogni tipologia di copertura, sia monouso che riutilizzabile; ne sono un esempio teli e camici chirurgici utilizzati come dispositivi medici e destinati a prevenire la trasmissione di agenti infettivi nei confronti dei pazienti, del personale specialistico, e dell'attrezzatura medica, particolarmente durante lo svolgimento di procedure chirurgiche invasive.



Elevate prestazioni unite ad un ottimale comfort

Tutti i nostri camici chirurgici offrono al personale specializzato del blocco operatorio un comfort eccellente ed una reale facilità d'uso. I tessuti all'avanguardia, estremamente traspiranti, sono comodi da indossare e mantengono asciutta la pelle dell'operatore sanitario, anche in caso di procedure chirurgiche di lunga durata. Le maniche del camice sono termosaldate, cioè prive di cuciture, per una maggior resistenza e vestibilità.

Prova di trazione: Resistenza media a rottura della cucitura della manica (N)





Semplici da utilizzare

Tutti i camici chirurgici Medline presentano un intuitivo codice colore per selezionare in maniera veloce e corretta il camice più adatto alle proprie esigenze in sala operatoria. Il colore dell'etichetta e del cartoncino anti contagio indicano il livello di prestazioni associate al prodotto: colore viola, 'prestazioni standard', colore blu, 'prestazioni elevate'. I tre diversi colori del colletto del camice, inoltre, permettono di identificare rapidamente la tipologia del camice: standard, con rinforzi in tessuto non tessuto, con rinforzi in polietilene.

Colletto viola:
camici standard

Colletto bianco:
Camici rinforzati in
tessuto non tessuto

Colletto blu:
Camici rinforzati
in PE



La sicurezza come priorità

I camici chirurgici Medline di tipologia standard sono confezionati assieme ad un telo a foglio singolo in SMS, la scelta migliore per abbattere il rischio di contaminazione grazie alle sue particolari caratteristiche: basso linting (dispersione di particelle) e bassa memoria.



Per un'ottimale organizzazione del vostro blocco operatorio

Dispenser di camici riutilizzabile

Avete necessità di organizzare in maniera funzionale il comparto operatorio della vostra struttura sanitaria ma non desiderate ricorrere ai dispenser monouso in cartone? Comprendiamo perfettamente il vostro punto di vista, e lo condividiamo. Per ridurre al massimo gli sprechi ed i rifiuti senza per questo alterare il vostro sistema gestionale, potete prendere in considerazione l'ipotesi di abbinare l'assortimento di camici Medline da voi selezionato con la nostra soluzione: un dispenser riutilizzabile. Questi dispenser, dotati di parte anteriore trasparente per visualizzare rapidamente l'entità dei livelli di stock inventariale, possono essere facilmente riforniti mantenendo nella rotazione la modalità FIFO (First In, First Out), dove l'ordine di uscita è pari a quello di entrata.



Camici OPS™ in UltraGard

Camici affidabili dal prezzo contenuto

- Realizzati in SMS a grammatura leggera (35 gsm), un tessuto non tessuto dalle caratteristiche impermeabili ed in grado perciò di garantire un'ottimale protezione dai fluidi.
- Comodi da indossare e traspiranti
- Disponibili sia nella versione standard che in quella con rinforzo in polietilene

Codice articolo	Descrizione	Camice Chir.
E3505CEA	Camice chirurgico, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	Camice chirurgico, L, 120 cm	36
E3545CEA	Camice chirurgico, XL, 130 cm	36
FE3545CE	Camice chirurgico, XL, 140 cm	32
E3516CEA	Camice chirurgico, XLL, 150 cm	32
E3585CEA	Camice chirurgico, 2XLL, 160 cm	20
E3500CEA	Camice chirurgico, rinforzo in PE, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Camice chirurgico, rinforzo in PE, L, 120 cm	32
E3540CEA	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XL, 140 cm	28
E3513CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 2XLL, 160 cm	20



Camici OPS™ in Essential

Protezione di livello superiore

- Realizzati in SMS a grammatura leggera (35 gsm), e sottoposti ad un ulteriore trattamento impermeabilizzante per una maggiore protezione dai fluidi.
- Comodi da indossare, caratterizzati da una drappeggiabilità ed una traspirabilità eccezionali
- Disponibili nelle versioni standard, con rinforzo in tessuto non tessuto, e con rinforzo in polietilene

Codice articolo	Descrizione	Camice Chir.
S3505CEC	Camice chirurgico, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Camice chirurgico, L, 120 cm	36
S3545CEC	Camice chirurgico, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Camice chirurgico, XL, 140 cm	32
S3516CEC	Camice chirurgico, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, L, 120 cm	28
S3509CEC	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	Camice chirurgico, rinforzo in PE, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	Camice chirurgico, rinforzo in PE, L, 120 cm	32
S3540CEC	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XL, 140 cm	28
S3513CEB	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 3XL, 170 cm	20



I Camici OPS™ in Essential sono anche offerti nelle versioni con passante per il pollice e/o mascherina integrati.

Codice prodotto	Descrizione	Camice Chir.
S3507CEC	Camice chirurgico, XL, 140 cm, passante per il pollice	32
S3740CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XL, 140 cm, passante per il pollice	28
S3713CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XLL, 150 cm, passante per il pollice	24
S3840CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XL, 140 cm, mascherina e passante per il pollice	28
S3813CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XLL, 150 cm, mascherina e passante per il pollice	24
S3881CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm, mascherina e passante per il pollice	20

Camici OPS™ in Advanced

Massima protezione senza trascurare il comfort

- Realizzati in SMS a grammatura più pesante (41 gsm), a garanzia di una maggiore protezione
- Il tessuto non tessuto che li contraddistingue è traspirante e presenta anche una rifinitura morbida, per un ottimale comfort
- Disponibili nelle versioni standard, con rinforzo in tessuto non tessuto, e con rinforzo in polietilene
- Se presenti, le maniche con taglio raglan consentono maggiore agilità di movimento, eliminando il 'giro spalla'

Codice prodotto	Descrizione	Camice Chir.
OP9505CE	Camice chirurgico, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Camice chirurgico, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Camice chirurgico, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Camice chirurgico, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, maniche raglan	24
OP9575CE	Camice chirurgico, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Camice chirurgico, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, L, 130 cm	24
OP9509CEA	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XL, 140 cm	28
OP9512CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm	24
OP39512CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm, maniche raglan	20
OP9583CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, 2XLL, 170 cm	20
OP9500CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, L, 130 cm	28
OP9540CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XL, 140 cm	24
OP9513CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm	20



I Camici OPS™ in Advanced sono anche offerti nelle versioni con passante per il pollice e/o mascherina integrati.

Codice prodotto	Descrizione	Camice Chir.
OP9809CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XL, 130 cm, mascherina e passante per il pollice	28
OP9812CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm, mascherina e passante per il pollice	24

Camici in Eclipse®

Morbidi e comodi da indossare

- Garantiscono un ottimale comfort ed un'elevata traspirabilità
- Caratterizzati da una notevole resistenza allo strappo
- Realizzati in spunlace, un TNT del tutto simile ad un tessuto dal punto di vista dell'aspetto, della consistenza, e della sensazione che trasmette il camice una volta indossato
- Disponibili nelle versioni standard, con rinforzo in tessuto non tessuto, e con rinforzo in polietilene

Codice articolo	Descrizione	Camice Chir.
9505CEA	Camice chirurgico, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Camice chirurgico, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Camice chirurgico, L, 120 cm, maniche raglan	26
9507CEA/9507DCE*	Camice chirurgico, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	Camice chirurgico, XLL, 150 cm	24/36*
9575CEA	Camice chirurgico, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XL, 130 cm	7
9571CEA	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XXL, 130 cm	20
9512CEA	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm	22
9451CEA	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Camice chirurgico, rinforzo in PE, S/M, 115 cm	28
9010CEA	Camice chirurgico, rinforzo in PE, L, 120 cm	28
9040CEA	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XL, 130 cm	24
9513CEA	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm	20/28*

*Questo articolo è anche disponibile nella pratica confezione dispenser box



I Camici in Eclipse® sono anche offerti nelle versioni con passante per il pollice e/o mascherina integrati.

Codice prodotto	Descrizione	Camice Chir.
9707CE	Camice chirurgico, XL, 130 cm, passante per il pollice	24
9716CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, passante per il pollice	24
9709CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XL, 130 cm, passante per il pollice	22
9712CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm, passante per il pollice	22
9809CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XL, 130 cm, mascherina e passante per il pollice	22
9812CEA	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm, mascherina e passante per il pollice	20

Camici OPS™ in Ultimate

Tecnologicamente avanzati, si adattano alle più svariate situazioni poiché dotati di una membrana dalle capacità traspiranti e dal comportamento 'intelligente'

- Assicurano elevate prestazioni (High Performance, HP) su tutta la loro superficie
- Realizzati in un materiale trilaminato, a grammatura 60 gsm
- Prodotti con un tessuto microporoso e traspirante
- Ideali da indossare durante le procedure che richiedono una protezione totale dai fluidi, ad esempio interventi di lunga durata come i trapianti o chirurgia cardiovascolare ed ortopedica

Codice articolo	Descrizione	Camice Chir.
UL89045CE	Camice chirurgico, traspirante, impervio, XL, 130 cm	20
UL32474CE	Camice chirurgico, traspirante, impervio, XLL, 150 cm, maniche raglan	20
UL39079CE	Camice chirurgico, traspirante, impervio, 2XLL, 150 cm, maniche raglan	20



Camici per Chirurgia Urologica

Copertura perfezionata, ideale per le procedure di chirurgia urologica che prevedono il chirurgo seduto dietro la consolle computerizzata (chirurgia robotica) ed un'elevata esposizione ai fluidi

Codice articolo	Descrizione	Camice Chir.
DYNJPE2304	Camice chirurgico, impervio, con plissettatura, taglia L, 114 cm	30
DYNJPE2305	Camice chirurgico, impervio, con plissettatura, taglia XL, 142 cm	30



Doppia Protezione



Barriera di elevato livello contro agenti virali e chimici

I professionisti sanitari possono finalmente sentirsi protetti ed al sicuro durante il proprio lavoro; offriamo infatti due tipologie di camici chirurgici sottoposti a meticolosi test per attestare la loro resistenza agli agenti chimici ed infettivi. Queste soluzioni sono classificate come Dispositivi Medici di Classe I (MDD) e come Dispositivi di Protezione Individuale di III Categoria (DPI) secondo le norme EN14605 e EN14126.

Camici OPS™ in Essential

I camici in Essential, caratterizzati da una doppia certificazione come MDD/DPI di III Categoria tipo [PB]-4, assicurano un'ottimale protezione contro gli agenti chimici ed infettivi a livello delle aree rinforzate. Un elenco completo che illustra tutti i risultati dei test effettuati sui camici è disponibile nelle relative istruzioni per l'uso e schede tecniche.



Codice prodotto	Descrizione	Camice Chir.
S3500P	Camice chirurgico, rinforzo in PE, S/M, 115 cm	32
S3510P	Camice chirurgico, rinforzo in PE, L, 120 cm	32
S3540P	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XL, 140 cm	28
S3513P	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XLL, 150 cm	24
S3581P	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm	20

Prevention™ Plus

Questi camici garantiscono a chi li indossa una barriera di elevato livello nei confronti dei fluidi e dei farmaci citotossici (chemioterapici) lungo la loro intera superficie. La loro composizione innovativa, infatti, formata da un materiale microporoso a quattro strati, impervio e traspirante, è l'ideale per proteggere i professionisti sanitari durante procedure come, ad esempio, la chemioterapia intraperitoneale ipertermica (HIPEC).



Codice prodotto	Descrizione	Camice Chir.
DYNJPE2301P	Camice chirurgico, impervio, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Camice chirurgico, impervio, XL, 142 cm	24

La Soluzione per un Packaging a Diretto Contatto con il Prodotto (Imballaggio Primario)

Medline vi presenta una valida, vantaggiosa ed ecologica alternativa in grado di soddisfare ogni esigenza del comparto operatorio presente nella vostra struttura. Oltre a semplificare il lavoro al vostro staff e ad eliminare gli involucri non essenziali e le salviette asciugamani, la nostra soluzione per un imballaggio a diretto contatto con il prodotto concorre sia a far diminuire il volume dei rifiuti prodotti dalla vostra struttura sanitaria, sia ad abbattere i costi ad essi associati.

Questo tipo di packaging limita al massimo l'utilizzo di materiali da imballaggio e materie prime, e può conseguentemente aumentare l'efficienza della catena di approvvigionamento, migliorare la gestione dei rifiuti e degli sprechi, e, cosa più importante, ridurre l'impatto ambientale. Un approccio così strutturato tiene conto e si fonda sui dati e sulle informazioni che provengono dalla nostra Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment, LCA).

I Camici OPS™ in Ultragard con packaging a diretto contatto con il prodotto sono disponibili nella versione standard e con rinforzo in PE.

Codice prodotto	Descrizione	Camice Chir.
E3605CE	Camice chirurgico, S/M, 115 cm, packaging primario	40
E3606CE	Camice chirurgico, L, 120 cm, packaging primario	40
E3645CE	Camice chirurgico, XL, 130 cm, packaging primario	40
E3616CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, packaging primario	36
E3685CE	Camice chirurgico, 2XLL, 160 cm, packaging primario	36
E3600CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, S/M, 115 cm, packaging primario	36
E3610CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, L, 120 cm, packaging primario	36
E3640CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XL, 140 cm, packaging primario	32
E3613CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XLL, 150 cm, packaging primario	28
E3681CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 2XLL, 160 cm, packaging primario	24



I Camici OPS™ in Essential con packaging a diretto contatto con il prodotto sono disponibili nella versione standard, con rinforzo in TNT, e con rinforzo in PE.

Codice prodotto	Descrizione	Camice Chir.
S3606CE	Camice chirurgico, L, 120 cm, packaging primario	40
S3645CE	Camice chirurgico, XL, 130 cm, packaging primario	40
S3616CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, packaging primario	36
S3685CE	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm, packaging primario	32
S3609CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XL, 130 cm, packaging primario	30
FS3645CE	Camice chirurgico, XL, 140 cm, packaging primario	36
S3612CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, XLL, 150 cm, packaging primario	28
S3611CE	Camice chirurgico, rinforzo in TNT, 2XLL, 170 cm, packaging primario	24
S3610CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, L, 120 cm, packaging primario	32
S3640CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XL, 140 cm, packaging primario	28
S3613CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, XLL, 150 cm, packaging primario	24
S3681CE	Camice chirurgico, rinforzo in PE, 2XLL, 170 cm, packaging primario	20



Guida alla Selezione del Camice Chirurgico

Potete scegliere il camice più giusto per ogni procedura chirurgica sulla base della tipologia e della durata dell'intervento, della quantità di fluidi prevista, e del comfort richiesto dal professionista sanitario.

	Modello di camice Standard/Rinforzato in TNT/ Rinforzato in PE	Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate
		S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S
Procedure Chirurgiche	Chirurgia Oftalmica	✓			✓		✓			✓			
	Tracheostomia	✓			✓		✓			✓			
	Chirurgia dell'Orecchio	✓			✓		✓			✓			
	Intervento di Impianto Cocleare	✓			✓		✓			✓			
	Chirurgia Odontostomatologica o Orale	✓			✓		✓			✓			
	Tonsillectomia	✓			✓		✓			✓			
	Chirurgia del Naso e dei Seni Paranasali	✓			✓		✓			✓			
	Chirurgia Vascolare	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Chirurgia Proctologica	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Ostetricia		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Chirurgia Maxillofaciale	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Chirurgia della Parete Addominale	✓			✓		✓			✓			
	Chirurgia Endocrina	✓			✓		✓			✓			
	Impianto di Pacemaker	✓			✓		✓			✓			
	Ortopedia Generale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chirurgia Senologica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ustioni, chirurgia plastica ricostruttiva, innesti di pelle		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Angiografia/angioplastica	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
	Ginecologia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Chirurgia Addominale		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Chirurgia dell'Apparato Urogenitale		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chirurgia dell'Anca		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Chirurgia Urologica (Reni, Ghiandole Surrenali, Vescica)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Chirurgia del Ginocchio		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Chirurgia Toracica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Chirurgia Cardiovascolare		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Chirurgia del Cranio		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Chirurgia Spinale		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, vi invitiamo a contattare il vostro account manager di riferimento o visitare il nostro sito all'indirizzo www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com


Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Questi prodotti sono dispositivi medici sterili di classe I destinati ad essere utilizzati da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate sull'apposita etichetta.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Chateaubriant, Francia

 2797 (BSI)

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML281_IT 10/2023