

# Camici chirurgici

Performance, scelta e qualità



**Progettati,  
testati e garantiti  
dai professionisti  
del settore  
chirurgico**

# Camici chirurgici Medline

Performance, scelta e qualità

## Una vasta gamma

Per soddisfare ogni tipo di richiesta e preferenza degli operatori, Medline dispone di cinque tipi di tessuto, ognuno dei quali con caratteristiche distinte nello stile e nel rinforzo da proporre al personale sanitario.

## Protezione affidabile

I tessuti dei camici Medline offrono un'elevata protezione all'operatore. Tutti i camici sono privi di lattice e soddisfano e superano i requisiti minimi di prestazione della norma EN 13795.\* I tessuti Essential e Advanced hanno alte proprietà idrostatiche, idrorepellenti e un trattamento extra di alcol repellente che conferisce un alto grado di protezione agli operatori garantendo il massimo comfort. L'esclusivo camice Ultimate offre una protezione impermeabile totale ininterrotta con eccezionali indici di traspirabilità.

## Alte prestazioni con elevato comfort

Tutti i nostri camici chirurgici offrono varie caratteristiche per un maggiore comfort e facilità d'uso per tutti gli operatori dell'equipe chirurgica. I tessuti traspiranti ad alta tecnologia mantengono l'operatore comodo nelle attività ed asciutto, anche dopo lunghe procedure. Le maniche sono cucite al corpo ed incollate nella lunghezza per conferire più forza e migliore vestibilità.


## Facile da usare

Tutti i camici chirurgici di Medline presentano una codifica colore intuitiva. Le etichette dei prodotti ed il cartoncino mostrano il colore viola per i modelli standard e colore blu per alte prestazioni, una migliore e rapida visualizzazione in sala operatoria. Offriamo tre colori differenti del colletto del camice per identificare rapidamente lo stile abito: standard, rinforzato in tessuto o polirinforzato.



Colletto viola:  
camice standard

Colletto bianco:  
camice rinforzato in  
tessuto non tessuto

Colletto blu:  
camice  
polirinforzato



Resistenza alla trazione media della manica (N)



\*EN13795 standard Europeo Armonizzato indica i requisiti minimi che un tessuto monouso, utilizzato per protezione e copertura di pazienti e operatori (es: Camici e teli chirurgici) deve garantire per prevenire la trasmissione di agenti infettivi durante le procedure chirurgiche invasive.

# OPS™ UltraGard

Camice efficace, prezzo conveniente

- Materiale di grammatura leggera SMMMS (35 g/m<sup>2</sup>) idrorepellente
- Confortevole e traspirante
- Disponibile modello standard e polirinforzato

Codice	Descrizione	Quantità/box
E3505CEA	Camice chirurgico, S/M, 115 cm	36
E3506CEA/E3506DCE*	Camice chirurgico, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	Camice chirurgico, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	Camice chirurgico, XL, 140 cm	32
E3516CEA/E3516DCE*	Camice chirurgico, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	Camice chirurgico, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, L, 120 cm	32
E3540CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XL, 140 cm	28
E3513CE	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Bata quirúrgica, PE reforzada, 2XLL, 160 cm	20

\*Questi articoli sono disponibili in confezionamento a dispenser.



Camici Ultragard sono inoltre disponibili in confezionamento singolo sterile senza carta medica in avvolgimento e salviette asciugamano. Questa innovativa e particolare modalità di confezionamento riduce i tempi di preparazione del campo e vestizione dell'operatore offrendo un prodotto ad un prezzo conveniente.

Codice	Descrizione	Quantità/box
E3606CE	Camice chirurgico, L, 120 cm, Direct, ST	40
E3645CE	Camice chirurgico, XL, 130 cm, Direct, ST	40
E3616CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, Direct, ST	36
E3640CE	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XL, 140 cm, Direct, ST	32
E3613CE	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XLL, 150 cm, Direct, ST	28
E3681CE	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, 2XLL, 160 cm, Direct, ST	24



# OPS™ Essential

La giusta protezione al giusto prezzo

- Materiale di grammatura leggera SMMMS (35 g/m<sup>2</sup>) con trattamento aggiuntivo per alcol repellenza
- Confortevole, altamente drappeggiabile e traspirante
- Il Camice Essential polirinforzato e' conforme sia alla normativa EN 13795 come dispositivo medico sia EN14605 e EN14126 come dispositivo di protezione individuale categoria III

Codice	Descrizione	Quantità/box
S3505CEC	Camice chirurgico, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Camice chirurgico, L, 120 cm	36
S3545CEC	Camice chirurgico, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Camice chirurgico, XL, 140 cm	32
S3507CEC	Camice chirurgico, XL, 140 cm, finger loops	32
S3516CEC	Camice chirurgico, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, L, 120 cm	28
S3509CEC	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC/S3500P*	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, S/M, 115 cm	32
S3510CEC/S3510P*	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, L, 120 cm	32
S3540CEC/S3540P*	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XL, 140 cm	28
S3513CEB/S3513P*	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XLL, 150 cm	24
S3581CEB/S3581P*	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, 2XLL, 170 cm	20
S3740CE	Camice chirurgico, rinforzato in PE, XL, 140 cm, anello al dito	28
S3713CE	Camice chirurgico, rinforzato in PE, XLL, 150 cm, anello al dito	24
S3840CE	Camice chirurgico, rinforzato in PE, XL, 140 cm, mascherina e anello al dito	28
S3813CE	Camice chirurgico, rinforzato in PE, XLL, 150 cm, mascherina e anello al dito	24



\*Conforme alla EN14605 e alla EN14126, Dispositivo di Protezione Individuale III categoria.

Camici Essential sono disponibili anche con confezionamento semplice senza carta medica e salviette.

Codice	Descrizione	Quantità/box
S3606CE	Camice chirurgico, L, 120 cm, Direct	40
S3645CE	Camice chirurgico, XL, 130 cm, Direct	40
S3616CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, Direct	36
S3685CE	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm, Direct	32
S3609CE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XL, 130 cm, Direct	30
S3612CE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XLL, 150 cm, Direct	28
S3611CE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, 2XLL, 170 cm, Direct	24



# OPS™ Advanced

Nessun compromesso tra protezione e comfort

- Traspirante: trasferisce rapidamente il calore all'esterno per mantenere l'operatore fresco e confortevole
- SMMMS morbido con grammatura superiore (41 g/m<sup>2</sup>) per un maggior comfort e protezione
- Prestazioni barriera elevate
- Il taglio Raglan, opzionale, offre più spazio e movimenti più facili

Codice	Descrizione	Quantità/box
OP9505CE	Camice chirurgico, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Camice chirurgico, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Camice chirurgico, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Camice chirurgico, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, maniche raglan	24
OP9575CE	Camice chirurgico, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Camice chirurgico, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, L, 130 cm	24/40*
OP9809CE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XL, 130 cm, mascherina & anello dito	28
OP9509CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XL, 140 cm	28
OP9512CE/OP9512DCE*	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XLL, 150 cm, maniche raglan	20
OP9812CE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XLL, 150 cm, mascherina & anello dito	24
OP9583CE/OP9583DCE*	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, S/M, 120 cm	28
OP9510CE/OP9510DCE*	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE/OP9540DCE*	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, 2XLL, 170 cm	20



\*Questi camici sono disponibili in dispenser.

# OPS™ Ultimate

## Il camice intelligente con membrana traspirante

- I camici Ultimate garantiscono una protezione impervia completa e totale su tutta la superficie fornendo elevate performance in conformità alla normativa EN13795\*
- Traspirante e fresco, con l'aumento della temperatura corporea regola la dispersione del vapore acqueo
- Ideale per procedure dove è richiesta una protezione impervia totale (dove la presenza di liquidi e fluidi corporei è massiva) fornendo ottima traspirabilità come nei lunghi interventi di Cardiocirurgia, Ortopedia, Chirurgia dei Trapianti, Urologia, ecc...

Codice	Descrizione	Quantità/box
LW89045CEB	Camice chirurgico Impervio Traspirante, 130 cm	20
LW32474CEB	Camice chirurgico Impervio Traspirante, XLL, 150 cm, maniche raglan	20
LW39079CEB	Camice chirurgico Impervio Traspirante, 2XLL, 150 cm, maniche raglan	20



## Proponiamo anche camici chirurgici in tessuti specifici testati contro farmaci chemioterapici e citotossici.

Codice	Descrizione	Quantità/box
DYNJPE2301P	Camice Impervio prevention Plus L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Camice Impervio prevention Plus, XL, 142 cm	24

I camici Prevention Plus sono conformi alla EN14605 ed al Regolamento (EU) 2016/425 dei DPI.

\*EN13795 standard Europeo Armonizzato indica i requisiti minimi che un tessuto monouso, utilizzato per protezione e copertura di pazienti e operatori (es: Camici e teli chirurgici) deve garantire per prevenire la trasmissione di agenti infettivi durante le procedure chirurgiche invasive.

# Eclipse®

## Un camice soffice e confortevole

- Eccezionale comfort e traspirabilità
- Spunlace (68 g/m<sup>2</sup>) apparentemente simile al cotone
- Protezione adeguata

Codice	Descrizione	Quantità/box
9505CEA	Camice chirurgico, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Camice chirurgico, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Camice chirurgico, L, 120 cm, maniche raglan	26
9507CEA/9507DCE*	Camice chirurgico, XL, 130 cm	24/40*
9707CE	Camice chirurgico, XL, 130 cm, anello dito	24
9516CEA/9516DCE*	Camice chirurgico, XLL, 150 cm	24/36*
9716CE	Camice chirurgico, XLL, 150 cm, anello dito	24
9575CEA	Camice chirurgico, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Camice chirurgico, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XL, 130 cm	7
9709CE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XL, 130 cm, anello dito	22
9809CE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XL, 130 cm, mascherina & anello dito	22
9571CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XXL, 130 cm	20
9512CEA/9512DCE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XLL, 150 cm	11
9712CE	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XLL, 150 cm, anello dito	22
9812CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, XLL, 150 cm, mascherina & anello dito	20
9581CEA/9581DCE*	Camice chirurgico, Rinforzato in TNT, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XL, 130 cm	24
9513CEA	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Camice chirurgico, Rinforzato in PE, 2XLL, 170 cm	20/28*



\*Questi articoli sono disponibili in confezionamento a dispenser.

# Tabella guida per la scelta del camice

La tabella permette di scegliere il camice più idoneo per l'operatore secondo la tipologia della procedura da eseguire, la durata del tempo chirurgico, l'esposizione ai liquidi ed il livello di comfort desiderato.

Range	Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate	
	S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S	
Standard/Fabric/ Rinforzato in PE													
DRG Surgical Procedures	Impianti cocleari	✓			✓		✓		✓				
	Chir. Dentale	✓			✓		✓		✓				
	Tonsillectomia	✓			✓		✓		✓				
	Chir. Otorino/Nasale	✓			✓		✓		✓				
	Vene Varicose	✓			✓		✓		✓				
	Proctologia	✓			✓		✓		✓				
	Ostetricia	✓			✓		✓		✓				
	Maxillo Facciale	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Chir. Endoscopica Addominale	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Proc. Endocrine		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Impianto Pacemaker	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Chir. Ortopedica	✓			✓		✓			✓			
	Senologia	✓			✓		✓			✓			
	Marcapasos	✓			✓		✓			✓			
	Cirurgia Ortopédica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cirurgia de Mama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Chir. Ustionati e plastica ricostruttiva		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Angiografia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
	Ginecologia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Chir. Generale		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Urogenitale		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Protesi Anca		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Nefrologia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Protesi Ginocchio		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Torarica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Cardiochirurgia		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Neurochirurgia		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Chir. Spinale		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	

Per maggiori informazioni sui prodotti, visitate il sito [it.medline.eu](http://it.medline.eu) o contattate il referente di zona.



**Medline International Italy s.r.l. Unipersonale**  
 Piazzale della Resistenza 3  
 50018 Scandicci  
 Firenze  
 Italia  
 Tel.: +39 55 776 65 11  
 Fax: +39 55 34 01 12  
[it.medline.eu](http://it.medline.eu)  
[it-customerservice@medline.com](mailto:it-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
 1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
 1204 Ginevra  
 Svizzera  
 Tel. +41 848 244 433  
 Fax. +41 848 244 100

[it.medline.eu](http://it.medline.eu)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US

I prodotti in questo catalogo sono di classe I Sterile. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.



CE 2797 (BSI)

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.  
 © 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML281\_IT 09/2020