



**Ontworpen,  
getest en  
vertrouwd door  
OK professionals**

# Medline Chirurgische Jassen

Prestaties, kwaliteit en variatie

## Een uitgebreide keuze

Om aan alle voorkeuren in de OK te voldoen, bieden we vijf verschillende stofopties voor chirurgische jassen, elk met een eigen stijl en versteviging.


## Betrouwbare bescherming

Medline's jas stoffen bieden een hoog niveau van bescherming. Elke jas is latexvrij en voldoet aan of overtreft de minimale prestatie-eisen van de EN 13795-1 norm.\* De Essential en Advanced materialen hebben een goede hydrostatische druk en de extra afstotende behandeling geeft patiënten de bescherming die ze nodig hebben. De unieke Ultimate jas biedt ondoordringbare bescherming over het hele oppervlak met een uitzonderlijk ademend vermogen.

\*EN 13795-1 is de Europese norm, die eisen specificeert voor disposable en herbruikbare bedekkingen - chirurgische jassen en afdek materiaal die worden gebruikt als medische hulpmiddelen voor patiënten, klinisch personeel en apparatuur, bedoeld om de overdracht van ziekteverwekkers tijdens invasieve chirurgische procedures te voorkomen.



## Hoge prestaties met veel comfort

Al onze chirurgische jassen bieden het OK personeel uitstekend comfort en gebruiksgemak. Hightech, ademende stoffen zorgen ervoor dat de gebruiker comfortabel en droog blijft, zelfs tijdens lange procedures. De jassen hebben mouwen met gelijmde naden, wat zorgt voor meer stevigheid en comfort.



## Gebruiksvriendelijk

Alle chirurgische jassen van Medline zijn voorzien van een intuïtieve kleurcodering voor een eenvoudigere selectie van jassen in de OK. Paarse productlabels en transfertabs geven standaardprestaties aan en blauw staat voor hoge prestaties. Daarnaast bieden we drie verschillende kleuren voor de kraag van de jas om snel de stijl van de jas te herkennen: standaard, met stof versterkt of poly-verstevigd.



## Veiligheid als prioriteit

De standaard assortimenten van Medline chirurgische jassen bieden een SMS-wikkel oplossing, wat de voorkeur heeft vanwege het pluisarme en geheugenarme effect, waardoor het risico op besmetting wordt verminderd.





# OPS™ UltraGard

Effectieve jas, voordelige prijs

- Lichtgewicht SMMMS (25 gsm) materiaal met natuurlijke waterafstotende bescherming
- Comfortabel en ademend
- Jas verkrijgbaar met standaard of poly-verstevigde bescherming

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
E3505CEA	Chirurgische jas, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	Chirurgische jas, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	Chirurgische jas, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	Chirurgische jas, XL, 140 cm	32
E3516CEA	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	Chirurgische jas, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm	32
E3540CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm	28
E3513CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 160 cm	20

\*Deze jassen zijn ook verkrijgbaar in dispenser dozen.



# OPS™ Essential

Betere bescherming

- Lichtgewicht SMMMS (25 gsm) materiaal met extra behandeling voor meer afstotend vermogen
- Comfortabel, zeer soepel en ademend
- Essential poly-verstevigde jassen zijn in overeenstemming met de EN 13795-1, EN 14605 en EN 14126 normen

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
S3505CEC	Chirurgische jas, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Chirurgische jas, L, 120 cm	36
S3545CEC	Chirurgische jas, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Chirurgische jas, XL, 140 cm	32
S3516CEC	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, L, 120 cm	28
S3509CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm	32
S3540CEC	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm	28
S3513CEB	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 3XLL, 170 cm	20



OPS™ Essential jassen zijn ook verkrijgbaar met vingerlussen en/of maskers.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
S3507CEC	Chirurgische jas, XL, 140 cm, vingerlussen	32
S3740CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm, vingerlussen	28
S3713CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm, vingerlussen	24
S3840CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm, masker en vingerlussen	28
S3813CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm, masker en vingerlussen	24
S3881CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm, masker en vingerlussen	20

# OPS™ Advanced

Geen compromis tussen comfort en bescherming

- Ademend; voert warmte snel af, zodat de gebruiker koel en comfortabel blijft
- Hoger basisgewicht, zachte SMMMS (41 gsm) voor meer bescherming en comfort
- Hoge barrière prestaties
- Optionele raglan vorm voor meer bewegingsvrijheid

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
OP9505CE	Chirurgische jas, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Chirurgische jas, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Chirurgische jas, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, raglan mouwen	24
OP9575CE	Chirurgische jas, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Chirurgische jas, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Chirurgische jas, met stof verstevigd, L, 130 cm	24/40*
OP9509CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 140 cm	28
OP9512CE/OP9512DCE*	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, raglan mouwen	20
OP9583CE/OP9583DCE*	Chirurgische jas, met stof verstevigd, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm	20



\*Deze jassen zijn ook verkrijgbaar in dispenser dozen.

OPS™ Advanced jassen zijn ook verkrijgbaar met vingerlussen en/of maskers.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
OP9809CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm, masker en vingerlussen	28
OP9812CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, masker en vingerlussen	24

# Eclipse®

Een zachte en comfortabele jas

- Uitstekend comfort en ademend vermogen
- Spunlace (68 gsm) met een stof-achtig uiterlijk
- Passende bescherming

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
9505CEA	Chirurgische jas, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Chirurgische jas, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Chirurgische jas, L, 120 cm, raglan mouwen	26
9507CEA/9507DCE*	Chirurgische jas, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	24/36*
9575CEA	Chirurgische jas, XLL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm	7
9571CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XXL, 130 cm	20
9512CEA/9512DCE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	Chirurgische jas, met stof verstevigd, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 130 cm	24
9513CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm	20/28*



\*Dit artikel is ook verkrijgbaar in dispenser dozen.

Eclipse® jassen zijn ook verkrijgbaar met vingerlussen en/of maskers.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
9707CE	Chirurgische jas, XL, 130 cm, vingerlussen	24
9716CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, vingerlussen	24
9709CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm, vingerlussen	22
9809CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm, masker en vingerlussen	22
9712CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, vingerlussen	22
9812CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, masker en vingerlussen	20

# OPS™ Ultimate

De intelligente jas met ademende membraan technologie

- Hoge prestaties over de hele jas (in overeenstemming met EN 13795-1)
- Gemaakt van 60-gsm drielaags materiaal
- Ademend en koel
- Aanbevolen voor procedures waarbij ademend bescherming over het hele lichaam nodig is, zoals bij cardiologische, orthopedische en transplantatie ingrepen

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
LW89045CEB	Chirurgische jas, ademend, ondoordringbaar, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Chirurgische jas, ademend, ondoordringbaar, XLL, 150 cm, raglan mouwen	20
LW39079CEB	Chirurgische jas, ademend, ondoordringbaar, 2XLL, 150 cm, raglan mouwen	20



# Urologie jassen

Geoptimaliseerde bedekking, ideaal voor urologische procedures

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
DYNJPE2304	Chirurgische jas, ondoordringbaar, maat, met plooï, XL	30
DYNJPE2305	Chirurgische jas, ondoordringbaar, maat, met plooï, XLL	30



# Dubbele bescherming

Geavanceerde virale en chemische bescherming

Verbeterde bescherming van de zorgverlener voor uw gemoedsrust. We bieden twee lijnen chirurgische jassen die extra getest zijn tegen chemicaliën en ziekteverwekkers. Deze oplossing is geclassificeerd als Medisch Hulpmiddel klasse I (MHR) en Persoonlijke Beschermingsmiddelen categorie III (PBM).



## OPS™ Essential

Essential dubbel gecertificeerde jassen in overeenstemming met EN 14605 en EN 14126.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
S3500P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 115 cm	32
S3510P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm	32
S3540P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm	28
S3513P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	24
S3581P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm	20

In overeenstemming met EN 14605 en EN 14126, persoonlijke beschermingsmiddelen categorie III

## Prevention™ Plus

Als eindgebruiker heeft u betere bescherming tegen vloeistoffen en cytostatica (chemotherapie). Dit wordt mogelijk gemaakt door een innovatief ontwerp met een verkoelend en ondoordringbaar drielaags materiaal - ideaal voor de bescherming van zorgverleners bij het uitvoeren van HIPEC-behandelingen (hyperthermische intraperitoneale chemotherapie).

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
DYNJPE2301P	Chirurgische jas, ondoordringbaar, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Chirurgische jas, ondoordringbaar, XL, 142 cm	24

Prevention Plus jassen zijn in overeenstemming met EN 14605 en PBM Richtlijn (EU) 2016/425.





# 'Peel-and-Go' Oplossing

Naast het vereenvoudigen van de verpakking voor het personeel en het elimineren van dure, niet-essentiële wikkels en handdoeken, vermindert de 'peel-and-go'-verpakking het afval van uw ziekenhuis. Met een enkel laminaatzakje is de 'peel-and-go' een efficiënte, voordelige en milieuvriendelijke oplossingen voor uw instelling.

OPS™ Ultragard jassen als enkele laag verpakt, zijn verkrijgbaar in standaard en poly-verstevigde assortimenten.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
E3606CE	Chirurgische jas, L, 120 cm, direct, ST	40
E3645CE	Chirurgische jas, XL, 130 cm, direct, ST	40
E3616CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, direct, ST	36
E3640CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm, direct, ST	32
E3613CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm, direct, ST	28
E3681CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 160 cm, direct, ST	24



OPS™ Essential jassen als enkele laag verpakt, zijn verkrijgbaar in standaard en poly-verstevigde assortimenten.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
S3606CE	Chirurgische jas, L, 120 cm, direct	40
S3645CE	Chirurgische jas, XL, 130 cm, direct	40
S3616CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, direct	36
S3685CE	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm, direct	32
S3609CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm, direct	30
S3612CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, direct	28
S3611CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, 2XLL, 170 cm, direct	24



# Chirurgische Jas Keuzegids

Kies de jas met de juiste prestaties voor elke operatie, op basis van het type en de lengte van de procedure, de hoeveelheid vocht en het vereiste comfort.

Assortiment		Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate	
Standaard/Met stof verstevigd/ Poly-verstevigd		S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S	
DRG Chirurgische procedures	Oogheelkundig	✓			✓		✓			✓				
	Tracheostomie	✓			✓		✓			✓				
	Oorchirurgie	✓			✓		✓			✓				
	Cochlea-implantaten	✓			✓		✓			✓				
	Mond	✓			✓		✓			✓				
	Tonsillectomie	✓			✓		✓			✓				
	Neuschirurgie	✓			✓		✓			✓				
	Spataderen	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	Proctologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	Verloskunde		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Maxillofaciaal	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	Endoabdominaal	✓			✓		✓			✓				
	Endocrinologisch	✓			✓		✓			✓				
	Pacemakers	✓			✓		✓			✓				
	Algemene orthopedie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Borstprocedures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Brandwonden, plastisch en huidtransplantatie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Angiografie/angioplastisch	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		
	Gynaecologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	Algemene buikchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Urogenitaal		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Orthopedie, heupen		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Nieren, bijnieren en blaas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Orthopedie, knieën		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Thorax		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Cardiovasculaire chirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Schedel		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Spinale procedures		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓

**Neem voor meer informatie** over dit product contact op met uw account manager of kijk op [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Deze producten zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh,  
44110 Châteaubriant, Frankrijk



2797 (BSI)

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML281\_NL 08/2021