

Chirurgische jassen

Prestaties, kwaliteit en variatie



**Ontworpen,
getest en
vertrouwd door
OK professionals**

Medline Chirurgische Jassen

Prestaties, kwaliteit en variatie


Een uitgebreide keuze

Om te voldoen aan de voorkeuren in de operatiekamer, bieden we vijf verschillende stofopties voor OK jassen, elk met een eigen stijl en versteviging.


Betrouwbare bescherming

De stoffen van Medline's OK jassen, bieden een hoog niveau van bescherming. Elke jas is latexvrij en voldoet aan of overtreft de minimale prestatie-eisen van de EN 13795-1 norm.* De Essential en Advanced materialen hebben een goede hydrostatische druk en de extra afstotende behandeling geeft patiënten de bescherming die ze nodig hebben. De unieke Ultimate jas biedt ondoordringbare bescherming over het hele oppervlak met een uitzonderlijk ademend vermogen.

*EN 13795-1 is de Europese norm, die eisen specificeert voor disposable en herbruikbare bedekkingen - chirurgische jassen en afdek materiaal die worden gebruikt als medische hulpmiddelen voor patiënten, klinisch personeel en apparatuur, bedoeld om de overdracht van ziekteverwekkers tijdens invasieve chirurgische procedures te voorkomen.



Gemiddelde treksterkte van de mouwnaad (N)



Hoge prestaties met hoog comfort

Al onze chirurgische jassen bieden het OK personeel uitstekend comfort en gebruiksgemak. Hightech, ademende stoffen zorgen ervoor dat de gebruiker comfortabel en droog blijft, zelfs tijdens lange procedures. De jassen hebben mouwen met gelijmde naden, wat zorgt voor meer stevigheid en comfort.



Gebruiksvriendelijk

Alle chirurgische jassen van Medline zijn voorzien van een intuïtieve kleurcodering voor een eenvoudigere selectie van jassen in het OK. Paarse productlabels en transferlabels geven standaardprestaties aan, en blauw is voor hoge prestaties. Daarnaast bieden we drie verschillende kleuren voor de kraag van de jas om snel de stijl van de jas te herkennen: standaard, met stof versterkt of poly-versteefd.

Paarse kraag:
standaardjas

Witte kraag:
versteefde jas

Blaauwe kraag:
poly-versteefde
jas



Veiligheid als prioriteit

De standaard assortimenten van Medline chirurgische jassen bieden een SMS-wikkel oplossing, wat de voorkeur heeft vanwege het pluisarme en geheugenarm effect, waardoor het risico op besmetting wordt verminderd.



Organisatie van uw OK

Herbruikbare jas dispenser

Heeft u behoefte aan organisatie van uw OK, maar wilt u geen gebruik maken van kartonnen dispensers? Dat begrijpen we, en we zijn het ermee eens. Om afval te verminderen, zonder impact te hebben op uw systeem, kunt u uw Medline jassen combineren met onze herbruikbare dispenser oplossing. Deze dispensers, met een transparante voorkant om de voorraad te kunnen controleren, kunnen eenvoudig bijgevuld worden met behoud van het FIFO principe (first in, first out).



OPS™ UltraGard

Effectieve jas, voordelige prijs

- Lichtgewicht SMS (25 gsm) materiaal met natuurlijke waterafstotende bescherming
- Comfortabel en ademend
- Jas verkrijgbaar met standaard of poly-verstevigde bescherming

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
E3505CEA	Chirurgische jas, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	Chirurgische jas, L, 120 cm	36
E3545CEA	Chirurgische jas, XL, 130 cm	36
FE3545CE	Chirurgische jas, XL, 140 cm	32
E3516CEA	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	32
E3585CEA	Chirurgische jas, 2XLL, 160 cm	20
E3500CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm	32
E3540CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm	28
E3513CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 160 cm	20



OPS™ Essential

Betere bescherming

- Lichtgewicht SMS (25 gsm) materiaal met extra behandeling voor meer afstotend vermogen
- Comfortabel, zeer soepel en ademend
- Jas verkrijgbaar met standaard, stof-verstevigde of poly-verstevigde bescherming

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
S3505CEC	Chirurgische jas, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Chirurgische jas, L, 120 cm	36
S3545CEC	Chirurgische jas, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Chirurgische jas, XL, 140 cm	32
S3516CEC	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, L, 120 cm	28
S3509CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Chirurgische jas, met stof verstevigd, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm	32
S3540CEC	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm	28
S3513CEB	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 3XL, 170 cm	20



OPS™ Essential jassen zijn ook verkrijgbaar met vingerlussen en/of maskers.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
S3507CEC	Chirurgische jas, XL, 140 cm, vingerlussen	32
S3740CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm, vingerlussen	28
S3713CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm, vingerlussen	24
S3840CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm, masker en vingerlussen	28
S3813CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm, masker en vingerlussen	24
S3881CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm, masker en vingerlussen	20

OPS™ Advanced

Geen compromis tussen comfort en bescherming

- Hoger basisgewicht, zachte SMS (41 gsm) voor meer bescherming
- Ademende stof met extra zachte afwerking voor optimaal comfort
- Jas verkrijgbaar met standaard, stof-verstevigde of poly-verstevigde bescherming
- Optionele raglan vorm voor meer bewegingsvrijheid

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
OP9505CE	Chirurgische jas, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Chirurgische jas, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Chirurgische jas, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, raglan mouwen	24
OP9575CE	Chirurgische jas, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Chirurgische jas, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, L, 130 cm	24
OP9509CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 140 cm	28
OP9512CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm	24
OP39512CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, raglan mouwen	20
OP9583CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, 2XLL, 170 cm	20
OP9500CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 130 cm	28
OP9540CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm	24
OP9513CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm	20



OPS™ Advanced jassen zijn ook verkrijgbaar met vingerlussen en/of maskers.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
OP9809CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm, masker en vingerlussen	28
OP9812CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, masker en vingerlussen	24

Een zachte en comfortabele jas

- Uitstekend comfort en ademend vermogen
- Hoge scheurweerstand
- Spunlace-materiaal met een textielachtig uiterlijk en gevoel
- Jas verkrijgbaar met standaard, stof-verstevigde of poly-verstevigde bescherming

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
9505CEA	Chirurgische jas, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Chirurgische jas, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Chirurgische jas, L, 120 cm, raglan mouwen	26
9507CEA/9507DCE*	Chirurgische jas, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	24/36*
9575CEA	Chirurgische jas, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm	7
9571CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XXL, 130 cm	20
9512CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm	22
9451CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	Chirurgische jas, met stof verstevigd, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 115 cm	28
9010CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm	28
9040CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 130 cm	24
9513CEA	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm	20/28*

*Dit artikel is ook verkrijgbaar in dispenser dozen.



Eclipse® jassen zijn ook verkrijgbaar met vingerlussen en/of maskers.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
9707CE	Chirurgische jas, XL, 130 cm, vingerlussen	24
9716CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, vingerlussen	24
9709CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm, vingerlussen	22
9712CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, vingerlussen	22
9809CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm, masker en vingerlussen	22
9812CEA	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, masker en vingerlussen	20

OPS™ Ultimate

De intelligente jas met ademende membraan technologie

- Hoge prestaties (HP) voor de hele jas
- Gemaakt van 60-gsm drielaags materiaal
- Ademende, microporeuze stof
- Aanbevolen voor procedures waarbij ondoordringbare bescherming over het hele lichaam nodig is, zoals bij cardiologische, orthopedische en transplantatie ingrepen

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
UL89045CE	Chirurgische jas, ademend, ondoordringbaar, XL, 130 cm	20
UL32474CE	Chirurgische jas, ademend, ondoordringbaar, XLL, 150 cm, raglan mouwen	20
UL39079CE	Chirurgische jas, ademend, ondoordringbaar, 2XLL, 150 cm, raglan mouwen	20



Urologie jassen

Geoptimaliseerde bedekking, ideaal voor zittende urologische procedures met veel vloeistof

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
DYNJPE2304	Chirurgische jas, ondoordringbaar, maat, met plooi, L, 114 cm	30
DYNJPE2305	Chirurgische jas, ondoordringbaar, maat, met plooi, XL, 142 cm	30



Dubbele bescherming



Geavanceerde virale en chemische bescherming

Meer bescherming voor de zorgverlener voor uw gemoedsrust is mogelijk.. We bieden twee lijnen chirurgische jassen die uitgebreid getest zijn tegen chemicaliën en ziekteverwekkers. Deze oplossingen zijn geclassificeerd als Medisch Hulpmiddel klasse I (MHR) en Persoonlijke Beschermingsmiddelen categorie III (PBM) EN14605 en EN14126.

OPS™ Essential

Essential dubbel gecertificeerde jassen bieden MDD/PBM Categorie III [PB]-4 bescherming tegen chemicaliën en ziekteverwekkers bij de verstevigde delen. Een volledige lijst testresultaten is verkrijgbaar in de bijbehorende gebruiksaanwijzing en technische gegevensbladen.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
S3500P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 115 cm	32
S3510P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm	32
S3540P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm	28
S3513P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm	24
S3581P	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm	20



Prevention™ Plus

Als eindgebruiker heeft u betere bescherming tegen vloeistoffen en cytostatica (chemotherapie), over de gehele jas. Dit wordt mogelijk gemaakt door een innovatief ontwerp met een microporeus en ondoordringbaar vierlaags materiaal - ideaal voor de bescherming van zorgverleners bij het uitvoeren van hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) behandelingen.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
DYNJPE2301P	Chirurgische jas, ondoordringbaar, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Chirurgische jas, ondoordringbaar, XL, 142 cm	24



Directe verpakkingsoptlossing

Medline biedt een efficiënte, economische en milieuvriendelijke oplossing voor de behoeften van uw operatiekamer. Naast het vereenvoudigen van de personeelsactiviteiten en het elimineren van niet-essentiële wikkels en handdoeken, helpt de oplossing voor direct verpakte jassen het afval van uw instelling te verminderen en de bijbehorende kosten te verlagen.

De directe verpakkingsoptlossing helpt het gebruik van verpakkingen en grondstoffen te minimaliseren, wat de efficiëntie van de toeleveringsketen kan verhogen, het afvalbeheer kan verbeteren en vooral de negatieve gevolgen voor het milieu kan beperken. Onze aanpak is gebaseerd op inzichten uit onze product life cycle assessment (LCA).

OPS™ Ultragard directe jassen, zijn verkrijgbaar in standaard en poly-verstevigde assortimenten.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
E3605CE	Chirurgische jas, S/M, 115 cm, direct	40
E3606CE	Chirurgische jas, L, 120 cm, direct	40
E3645CE	Chirurgische jas, XL, 130 cm, direct	40
E3616CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, direct	36
E3685CE	Chirurgische jas, 2XLL, 160 cm, direct	36
E3600CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, S/M, 115 cm, direct	36
E3610CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm, direct	36
E3640CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm, direct	32
E3613CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm, direct	28
E3681CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 160 cm, direct	24



OPS™ Essential directe jassen zijn verkrijgbaar in standaard, met stof verstevigde, en poly-verstevigde assortimenten.

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal/doos
S3606CE	Chirurgische jas, L, 120 cm, direct	40
S3645CE	Chirurgische jas, XL, 130 cm, direct	40
S3616CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, direct	36
S3685CE	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm, direct	32
S3609CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XL, 130 cm, direct	30
FS3645CE	Chirurgische jas, essential, standaard, XL, 140 cm, direct	36
S3612CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, XLL, 150 cm, direct	28
S3611CE	Chirurgische jas, met stof verstevigd, 2XLL, 170 cm, direct	24
S3610CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, L, 120 cm, direct	32
S3640CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XL, 140 cm, direct	28
S3613CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, XLL, 150 cm, direct	24
S3681CE	Chirurgische jas, poly-verstevigd, 2XLL, 170 cm, direct	20



Chirurgische Jas Keuzegids

Kies de jas met de juiste prestaties voor elke operatie, op basis van het type en de lengte van de procedure, de hoeveelheid vocht en het vereiste comfort.

Assortiment		Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate	
Standaard/Met stof versteefd/ Poly-versteefd		S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S	
Chirurgische procedures	Ophthalmologie	✓			✓		✓			✓				
	Tracheostomie	✓			✓		✓			✓				
	Oorchirurgie	✓			✓		✓			✓				
	Cochlea-implantaten	✓			✓		✓			✓				
	Mond	✓			✓		✓			✓				
	Tonsillectomie	✓			✓		✓			✓				
	Neuschirurgie	✓			✓		✓			✓				
	Spataderen	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	Proctologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	Verloskunde		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Maxillofaciaal	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	Endoabdominaal	✓			✓		✓			✓				
	Endocrinologisch	✓			✓		✓			✓				
	Pacemakers	✓			✓		✓			✓				
	Algemene orthopedie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Borstprocedures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Brandwonden, plastisch en huidtransplantatie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Angiografie/angioplastisch	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓		
	Gynaecologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
	Algemene buikchirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Urogenitaal		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Orthopedie, heupen		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Nieren, bijnielen en blaas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Orthopedie, knieën		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Thorax		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Cardiovasculaire chirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Schedel		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Spinale procedures		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw account manager of kijk op www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Deze producten zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML281_NL 07/2023

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk

 2797 (BSI)