

Chirurgische jassen

Prestatie, variatie en kwaliteit



**Ontworpen,
getest en
goedgekeurd door
de professionals
op de ok**

Medline chirurgische operatiejassen

Prestaties, verscheidenheid en kwaliteit

Een uitgebreide keuze

Om te voldoen aan alle voorkeuren binnen de OK, bieden wij vijf verschillende opties in materiaalkeuze, elk met hun eigen aparte stijl en versterking; zodat we de gebruiker hun gewenste voorkeur kunnen aanbieden.

Betrouwbare bescherming

Medline's chirurgische operatiejassen bieden hoge bescherming. Elke chirurgische operatiejas is latexvrij en voldoet aan of overtreft de minimumprestatie-eisen van de norm EN 13795.* De Essential en Advanced Chirurgische Operatiejassen hebben een hoge hydrostatische waarde en extra Alcohol Repellency behandeling waardoor de gebruikers de bescherming en het comfort krijgen die ze nodig hebben. De unieke Ultimate Chirurgische Operatiejassen bieden een totale ondoordringbaarheid met uitzonderlijke ademende werking.

Hoge prestaties met hoog comfort

Al onze Chirurgische Operatiejassen bieden verschillende functies voor meer comfort en gebruiksgemak voor de personeelsleden van het OK. High-tech ademende stoffen houden de gebruiker comfortabel en droog, zelfs tijdens lange procedures. De naad in de mouwen van de Chirurgische Operatiejassen zijn gelijmd waardoor ze sterker zijn en meer comfort geven.


Makkelijk te gebruiken

Alle Medline Chirurgische Operatiejassen zijn voorzien van intuïtieve kleurcodering. Etiketten en overdracht kaart weergegeven in paars voor standaard prestaties of blauw voor hoge prestaties, Om een eenvoudigere selectie van chirurgische operatiejassen te maken op de OK bieden wij drie verschillende gekleurde kragen aan, om de stijl van de Chirurgische Operatiejassen te omschrijven: standaard, fabric versterkt of poly versterkt.

Paarse kraag:
standaard jassen



Witte kraag:
versterkte jassen

Blauwe kraag:
polyreinforced
jassen



*Het nl 13795 is de Europese geharmoniseerde norm specificering van de vereisten voor eenmalig gebruik en herbruikbare bedekking (i. e. Chirurgische Operatiejassen, afdeklakens) gebruikt als medische hulpmiddelen voor patiënten, klinisch personeel en uitrusting die bestemd zijn om de overdracht van infectieoverwekkers tussen patiënt en klinisch personeel tijdens invasieve chirurgische ingrepen te voorkomen.

Gemiddelde gemiddelde treksterkte naad mouw (N)



OPS™ UltraGard

Effectieve jas, betaalbare prijs

- Lichtgewicht SMMMS (35 gsm) materiaal met natuurlijke vochtafstotende bescherming
- Comfortabel en ademend
- Chirurgische jas beschikbaar in standaard uitvoering of met extra PE versterking

Artikelnummer	Omschrijving	VPE
E3505CEA	Chirurgische jas, S/M, 115 cm	36
E3506CEA/E3506DCE*	Chirurgische jas, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	Chirurgische jas, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	Chirurgische jas, XL, 140 cm	32
E3516CEA/E3516DCE*	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	Chirurgische jas, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	Chirurgische jas, PE versterkt, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Chirurgische jas, PE versterkt, L, 120 cm	32
E3540CEA	Chirurgische jas, PE versterkt, XL, 140 cm	28
E3513CE	Chirurgische jas, PE versterkt, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Chirurgische jas, PE versterkt, 2XLL, 160 cm	20

*Deze jassen zijn ook verkrijgbaar in dispenserboxen.



UltraGard chirurgische jassen zijn ook beschikbaar in een eenlagige verpakking zonder extra omverpakking van de jas en handdoekjes in een standaard uitvoering of met extra PE versterking. Deze innovatie helpt u de efficiëntie te verhogen door de voorbereidingstijd te verminderen en uw budgetkosten te verlagen.

Artikelnummer	Omschrijving	VPE
E3606CE	Chirurgische jas, L, 120 cm, Direct, ST	40
E3645CE	Chirurgische jas, XL, 130 cm, Direct, ST	40
E3616CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, Direct, ST	36
E3640CE	Chirurgische jas, PE versterkt, XL, 140 cm, Direct, ST	32
E3613CE	Chirurgische jas, PE versterkt, XLL, 150 cm, Direct, ST	28
E3681CE	Chirurgische jas, PE versterkt, 2XLL, 160 cm, Direct, ST	24



OPS™ Essential

Verhoogde bescherming

- Lichtgewicht materiaal SMMMS (35 gsm) met extra bescherming tegen vloeistoffen (alcohol afstotend)
- Comfortabel- biedt uitzonderlijke drapeerbaarheid en ademend vermogen
- Chirurgische jas beschikbaar in standaard uitvoering, met extra materiaal of PE versterking

Artikelnummer	Omschrijving	VPE
S3505CEC	Chirurgische jas, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Chirurgische jas, L, 120 cm	36
S3545CEC	Chirurgische jas, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Chirurgische jas, XL, 140 cm	32
S3507CEC	Chirurgische jas, XL, 140 cm, 'vingerlussen	32
S3516CEC	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Chirurgische jas, materiaal versterkt, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Chirurgische jas, materiaal versterkt, L, 120 cm	28
S3509CEC	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Chirurgische jas, materiaal versterkt, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC/S3500P*	Chirurgische jas, PE versterkt, S/M, 115 cm	32
S3510CEC/S3510P*	Chirurgische jas, PE versterkt, L, 120 cm	32
S3540CEC/S3540P*	Chirurgische jas, PE versterkt, XL, 140 cm	28
S3513CEB/S3513P*	Chirurgische jas, PE versterkt, XLL, 150 cm	24
S3581CEB/S3581P*	Chirurgische jas, PE versterkt, 2XLL, 170 cm	20
S3740CE	Chirurgische jas, PE versterkt, XL, 140 cm, vingerlussen	28
S3713CE	Chirurgische jas, PE versterkt, XLL, 150 cm, vingerlussen	24
S3840CE	Chirurgische jas, PE versterkt, XL, 140 cm, masker en vingerlussen	28
S3813CE	Chirurgische jas, PE versterkt, XLL, 150 cm, masker en vingerlussen	24

*Conform nl 14605 en nl 14126, persoonlijke beschermingsmiddelen categorie III.

Essentiële Chirurgische Operatiejassen zijn ook beschikbaar in enkele verpakking.

Artikelnummer	Omschrijving	VPE
S3606CE	Chirurgische jas, L, 120 cm, Direct	40
S3645CE	Chirurgische jas, XL, 130 cm, Direct	40
S3616CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, Direct	36
S3685CE	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm, Direct	32
S3609CE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XL, 130 cm, Direct	30
S3612CE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XLL, 150 cm, Direct	28
S3611CE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, 2XLL, 170 cm, Direct	24



OPS™ Advanced

Geen compromis tussen comfort en bescherming

- Luchtig en ademend- vermindert snel de warmte en houdt de drager koel en comfortabel met een hoger basis gewicht van de jas (41 gsm) en een "zachte" afwerking voor verhoogde drapeerbaarheid en comfort
- Zeer vochtafstotend
- Optionele raglan pasvorm voor extra ruimte en meer bewegingsvrijheid
- Chirurgische jas beschikbaar in standaard uitvoering en met extra materiaal of PE versterking

Artikelnummer	Omschrijving	VPE
OP9505CE	Chirurgische jas, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Chirurgische jas, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Chirurgische jas, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, raglan mouwen	24
OP9575CE	Chirurgische jas, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Chirurgische jas, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Chirurgische jas, materiaal versterkt, L, 130 cm	24/40*
OP9809CE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XL, 130 cm, masker & vingerlussen	28
OP9509CEA	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XL, 140 cm	28
OP9512CE/OP9512DCE*	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XLL, 150 cm, masker & vingerlussen	20
OP9812CE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XLL, 150 cm, masker & vingerlussen	24
OP9583CE/OP9583DCE*	Chirurgische jas, materiaal versterkt, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	Chirurgische jas, PE versterkt, S/M, 120 cm	28
OP9510CE/OP9510DCE*	Chirurgische jas, PE versterkt, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE/OP9540DCE*	Chirurgische jas, PE versterkt, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE	Chirurgische jas, PE versterkt, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Chirurgische jas, PE versterkt, 2XLL, 170 cm	20

*Deze chirurgische operatiejassen zijn beschikbaar in dispenser dozen.



OPS™ Ultimate

De intelligente jas met ademende membraan technologie

- EN13795 High performance over het gehele oppervlakte van de jas en volledig ondoordringbaar voor pathogenen aanwezig in bloed (getest volgens AAMI* PB70, ASTM F1671) omdat de jas is gemaakt van 60 gsm trilaminaat
- Ademend en koel- reageert op verhoging van lichaamstemperatuur door verhoging van transmissie van waterdamp
- Aanbevolen voor alle procedures waar ademende, totale protectie noodzakelijk is zoals long, cardio, orthopedische ingrepen of transplantaties

Artikelnummer	Omschrijving	VPE
LW89045CEB	Ademende, ondoordringbare chirurgische jas, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Ademende, ondoordringbare chirurgische jas, XLL, 150 cm, raglan mouwen	20
LW39079CEB	Ademende, ondoordringbare chirurgische jas, 2XLL, 150 cm, raglan mouwen	20



Wij bieden ook chirurgische operatiejassen met speciale materialen getest tegen chemotherapie en cytotoxische medicatie.

Artikelnummer	Omschrijving	VPE
DYNJPE2301P	Ondoordringbaar OR chirurgische operatiejassen, preventie plus, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Ondoordringbaar OR chirurgische operatiejassen, preventie plus, XL, 142 cm	24

Preventie plus jassen voldoen aan EN 14605 en PPE-voorschriften (EU) 2016/425

*AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation. De AAMI-PB70 is de norm van de V.S.-verwijzing tot vaststelling van een systeem van classificatie voor beschermende kleding en gordijnen op basis van hun prestaties van vloeibare barrière en geeft aan verwante etiketteringsvoorschriften en gestandaardiseerde testmethodes.

Eclipse®

Een zachte en comfortabele jas

- Een grote mate van comfort en luchtigheid
- Spunlace (68 gsm) met gevoel van textiel
- De juiste bescherming

Artikelnummer	Omschrijving	VPE
9505CEA	Chirurgische jas, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Chirurgische jas, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Chirurgische jas, L, 120 cm, raglan mouwen	26
9507CEA/9507DCE*	Chirurgische jas, XL, 130 cm	24/40*
9707CE	Chirurgische jas, XL, 130 cm, vingerlussen	24
9516CEA/9516DCE*	Chirurgische jas, XLL, 150 cm	24/36*
9716CE	Chirurgische jas, XLL, 150 cm, vingerlussen	24
9575CEA	Chirurgische jas, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Chirurgische jas, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Chirurgische jas, materiaal versterkt, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XL, 130 cm	7
9709CE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XL, 130 cm, vingerlussen	22
9809CE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XL, 130 cm, masker & vingerlussen	22
9571CEA	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XXL, 130 cm	20
9512CEA/9512DCE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XLL, 150 cm	11
9712CE	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XLL, 150 cm, vingerlussen	22
9812CEA	Chirurgische jas, materiaal versterkt, XLL, 150 cm, masker & vingerlussen	20
9581CEA/9581DCE*	Chirurgische jas, materiaal versterkt, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Chirurgische jas, PE versterkt, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	Chirurgische jas, PE versterkt, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	Chirurgische jas, PE versterkt, XL, 130 cm	24
9513CEA	Chirurgische jas, PE versterkt, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Chirurgische jas, PE versterkt, 2XLL, 170 cm	20/28*



*Dit item is ook beschikbaar in een dispenserdoos verpakt.

Leidraad voor selectie van de optimale chirurgische jas

Kies de juiste jas met het juiste prestatieniveau voor elke operatie, gebaseerd op het type en de lengte van de procedure, hoeveelheid vloeistof en het vereiste comfort.

Assortiment	Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate
	S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S
Standaard/Materiaal/ PE versterkt												
Ophthalmologie	✓			✓		✓			✓			
Tracheotomie	✓			✓		✓			✓			
Oorchirurgie	✓			✓		✓			✓			
Cochleaire implantaten	✓			✓		✓			✓			
Mond	✓			✓		✓			✓			
Tonsillectomie	✓			✓		✓			✓			
Neuschirurgie	✓			✓		✓			✓			
Vaatchirurgie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Proctologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Obstetrie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Maxillo Faciaal	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Endo Abdominaal	✓			✓		✓			✓			
Endocrien	✓			✓		✓			✓			
Pacemakers	✓			✓		✓			✓			
Algemene orthopedie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Borst ingrepen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Brandwonden, plastische en huidtransplantatie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Angiografie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Gyneacologie	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
Algemene abdominale chirurgie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Urogenitaal		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orthopedische heup		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Nieren en blaas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Orthopedische knie		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Thorax		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Cardiovasculair		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Craniaal		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Spinale ingrepen		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

Soorten chirurgische ingrepen

U kunt meer informatie vinden op onze website nl.medline.eu of maak een afspraak met onze lokale buitendienstmedewerker.



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

nl.medline.eu
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)

België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39

nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US

Deze producten zijn steriel volgens de Classe I voor Medische Hulpmiddelen. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



CE 2797 (BSI)

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML281_NL 09/2020