

Batas cirúrgicas

Desempenho, qualidade e variedade



**Concebido,
testado e
confiados pelos
profissionais do
bloco operatório**

Batas cirúrgicas da Medline

Desempenho, qualidade e variedade

Uma escolha abrangente

Para satisfazer as preferências na sala de operações, oferecemos cinco opções de tecido diferentes para batas cirúrgicas, cada uma com um estilo distinto e reforço.

Proteção fiável


Os tecidos das batas da Medline oferecem uma proteção de nível elevado. Cada bata é livre de látex e cumpre ou excede os requisitos mínimos de desempenho da norma EN 13795-1.* Os materiais «Essential» e «Advanced» têm propriedades altamente hidrostáticas e o tratamento de repelência a álcool adicional dá aos pacientes a proteção de que necessitam. A bata exclusiva Ultimate oferece proteção impermeável total com respirabilidade excepcional.

*A EN 13795 é a norma europeia que especifica os requisitos das coberturas de utilização única e reutilizáveis - batas cirúrgicas e campos cirúrgicos utilizados como dispositivos médicos em doentes, pessoal clínico e equipamentos e destinadas a evitar a transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e pessoal clínico durante intervenções cirúrgicas invasivas.

Alto desempenho com elevado conforto

Todas as nossas batas cirúrgicas oferecem um excelente conforto e facilidade de uso à equipa do bloco operatório. Tecidos respiráveis de alta tecnologia que mantêm o utilizador seco e confortável, mesmo durante intervenções longas. As batas têm mangas com costuras coladas que contribuem para uma maior força e conforto.

Resistência média à tração da costura da manga (N)





Fácil de usar

Todas as batas cirúrgicas da Medline possuem códigos de cores intuitivos, para uma seleção da bata mais fácil na sala de operações. Etiquetas e guias de transferência roxas no produto indicam um desempenho standard, ao passo que o azul é para alto desempenho. Além disso, oferecemos três cores de colarinho diferentes para identificar rapidamente o estilo da bata: standard, polirreforçada ou reforçada com tecido.

Colarinho roxo:
batas standard

Colarinho branco:
batas reforçadas

Colarinho azul:
batas poli-
reforçadas



A segurança como prioridade

As gamas standard das batas cirúrgicas da Medline oferecem uma solução de pano SMS, preferido por desprender poucas partículas e por ter um efeito de memória reduzido que, por conseguinte, diminui o risco de contaminação.



OPS™ UltraGard

Bata eficaz, preço acessível

- Material SMMMS leve (35 g/m²) com proteção natural e repelente de fluidos
- Respiráveis e confortáveis
- Bata disponível com proteção standard ou poli-reforçada

Referência	Descrição	Qtd./caixa
E3505CEA	Bata cirúrgica, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	Bata cirúrgica, L, 120 cm	36/48*
E3545CEA/E3545DCE*	Bata cirúrgica, XL, 130 cm	36/48*
FE3545CE	Bata cirúrgica, XL, 140 cm	32
E3516CEA	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm	32/42*
E3585CEA/E3585DCE*	Bata cirúrgica, 2XLL, 160 cm	20/42*
E3500CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm	32
E3540CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm	28
E3513CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 160 cm	20



*Batas igualmente disponíveis em embalagens dispensadoras.

OPS™ Essential

Proteção melhorada

- Material SMMMS leve (35 g/m²) com tratamento adicional para uma repelência melhorada
- Confortável; oferece uma maleabilidade e respirabilidade excepcionais
- Batas Essential poli-reforçadas que cumprem as normas EN 13795-1, EN 14605 e EN 14126

Referência	Descrição	Qtd./caixa
S3505CEC	Bata cirúrgica, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Bata cirúrgica, L, 120 cm	36
S3545CEC	Bata cirúrgica, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Bata cirúrgica, XL, 140 cm	32
S3516CEC	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Bata cirúrgica, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, L, 120 cm	28
S3509CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm	32
S3540CEC	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm	28
S3513CEB	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 3XLL, 170 cm	20



As batas OPS™ Essential também estão disponíveis com laços para os dedos e/ou máscara.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
S3507CEC	Bata cirúrgica, XL, 140 cm, laços para os dedos	32
S3740CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm, laços para os dedos	28
S3713CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm, laços para os dedos	24
S3840CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm, máscara e laços para os dedos	28
S3813CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm, máscara e laços para os dedos	24
S3881CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm, máscara e laços para os dedos	20

OPS™ Advanced

Sem compromissos entre conforto e proteção

- Respirável; transfere rapidamente o calor para fora, para manter o utilizador fresco e confortável
- Gramagem base superior, SMMMS (41 g/m²) macio para uma proteção reforçada e conforto
- Alto desempenho de barreira
- Corte raglã opcional que oferece espaço e facilita os movimentos

Referência	Descrição	Qtd./caixa
OP9505CE	Bata cirúrgica, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Bata cirúrgica, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Bata cirúrgica, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm, mangas raglã	24
OP9575CE	Bata cirúrgica, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Bata cirúrgica, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Bata cirúrgica, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA/OP9508DCE*	Bata cirúrgica, reforço de tecido, L, 130 cm	24/40*
OP9509CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 140 cm	28
OP9512CE/OP9512DCE*	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm	24/32*
OP39512CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm mangas raglã	20
OP9583CE/OP9583DCE*	Bata cirúrgica, reforço de tecido, 2XLL, 170 cm	20/28*
OP9500CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 130 cm	28/40*
OP9540CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm	24/36*
OP9513CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm	20



*Batas igualmente disponíveis em embalagens dispensadoras.

As batas OPS™ Advanced também estão disponíveis com laços para os dedos e/ou máscara.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
OP9809CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm máscara e laços para os dedos	28
OP9812CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm máscara e laços para os dedos	24

Eclipse®

Bata macia e confortável

- Excelente conforto e respirabilidade
- Spunlace (68 g/m²) com aparência tipo têxtil
- Proteção adequada

Referência	Descrição	Qtd./caixa
9505CEA	Bata cirúrgica, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Bata cirúrgica, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Bata cirúrgica, L, 120 cm, mangas raglã	26
9507CEA/9507DCE*	Bata cirúrgica, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm	24/36*
9575CEA	Bata cirúrgica, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Bata cirúrgica, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm	7
9571CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XXL, 130 cm	20
9512CEA/9512DCE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm	22/32*
9451CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	Bata cirúrgica, reforço de tecido, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 115 cm	28
9010CEA/9010DCE*	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm	28/32*
9040CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 130 cm	24
9513CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm	20/28*

*Este artigo está igualmente disponível em embalagens dispensadoras.



As batas Eclipse® também estão disponíveis com laços para os dedos e/ou máscara.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
9707CE	Bata cirúrgica, XL, 130 cm, laços para os dedos	24
9716CE	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm, laços para os dedos	24
9709CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm, laços para os dedos	22
9809CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm máscara e laços para os dedos	22
9712CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm laços para os dedos	22
9812CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm máscara e laços para os dedos	20

OPS™ Ultimate

A bata inteligente com tecnologia de membrana respirável

- Alto desempenho em toda a bata (cumpre a EN 13795-1)
- Feita de material trilaminado de 60 g/m²
- Respirável e fresca
- Recomendada para procedimentos em que é necessária proteção integral respirável, por exemplo cárdio, ortopedia e cirurgias de transplante

Referência	Descrição	Qtd./caixa
LW89045CEB	Bata cirúrgica, respirável, impermeável, XL, 130 cm	20
LW32474CEB	Bata cirúrgica, respirável, impermeável, XLL, 150 cm, mangas raglã	20
LW39079CEB	Bata cirúrgica, respirável, impermeável, 2XLL, 150 cm, mangas raglã	20



Batas de Urologia

Cobertura otimizada ideal para procedimentos urológicos

Referência	Descrição	Qtd./caixa
DYNJPE2304	Bata cirúrgica, impermeável, tamanho, com prega, XL	30
DYNJPE2305	Bata cirúrgica, impermeável, tamanho, com prega, XLL	30



Proteção Dupla

Proteção viral e química avançada

Proteção reforçada dos clínicos para que possa ficar descansado. Colocamos à sua disposição duas gamas de batas cirúrgicas testadas contra produtos químicos e agentes infecciosos. Esta solução é classificada como dispositivo médico classe I (DDM) e Equipamento de Proteção Individual (EPI) de categoria III (PPE).



OPS™ Essencial

Batas Essencial com dupla certificação que cumprem as normas EN 14605 e EN 14126.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
S3500P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 115 cm	32
S3510P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm	32
S3540P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm	28
S3513P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	24
S3581P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm	20

Cumpra a EN 14605 e a EN 14126, EPI categoria III

Prevention™ Plus

Como utilizador final, tem uma melhor proteção contra fluidos e medicamentos citotóxicos (quimioterapia). Isto é facilitado por um design inovador, com um material de três camadas fresco e impermeável, ideal para proteger os clínicos durante tratamentos HIPEC (quimioperfusão intraperitoneal hipertérmica).

Referência	Descrição	Qtd./caixa
DYNJPE2301P	Bata cirúrgica, impermeável, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Bata cirúrgica, impermeável, XL, 142 cm	24

As batas Prevention Plus cumprem a norma EN 14605 e o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual



Solução 'Peel-and-Go'

Para além de simplificar a embalagem para o pessoal e eliminar embalagens excessivas não essenciais e toalhas de mão, a embalagem 'peel-and-go' reduz os resíduos do seu hospital. Com uma única bolsa de esterilização, destacável, o 'peel-and-go' é a solução eficiente, económica e ecológica para satisfazer as necessidades do seu hospital.

As batas OPS™ Ultragard em embalagens de camada única estão disponíveis nas gamas standard e poli-reforçada.



Referência	Descrição	Qtd./caixa
E3606CE	Bata cirúrgica, L, 120 cm, direto, ST	40
E3645CE	Bata cirúrgica, XL, 130 cm, direto, ST	40
E3616CE	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm, direto, ST	36
E3640CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm, direto, ST	32
E3613CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm, direto, ST	28
E3681CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 160 cm, direto, ST	24

As batas OPS™ Essential em embalagens de camada única estão disponíveis nas gamas standard e com reforço de tecido.



Referência	Descrição	Qtd./caixa
S3606CE	Bata cirúrgica, L, 120 cm, direto	40
S3645CE	Bata cirúrgica, XL, 130 cm, direto	40
S3616CE	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm, direto	36
S3685CE	Bata cirúrgica, 2XLL, 170 cm, direto	32
S3609CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm, direto	30
S3612CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm, direto	28
S3611CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, 2XLL, 170 cm, direto	24

Guia de Seleção de Batas Cirúrgicas

Escolha a bata com o desempenho certo para cada cirurgia, com base no tipo e duração do processo, quantidade de fluidos e conforto exigido.

Gama	Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate	
	S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S	
Standard/Reforço de tecido/ Poli-reforçada													
Oftalmologia	✓			✓		✓			✓				
Traqueostomia	✓			✓		✓			✓				
Cirurgia otológica	✓			✓		✓			✓				
Implantes cocleares	✓			✓		✓			✓				
Boca	✓			✓		✓			✓				
Amigdalectomia	✓			✓		✓			✓				
Cirurgia nariz	✓			✓		✓			✓				
Veias varicosas	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Proctologia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Obstetrícia		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Maxilofacial	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Endoabdominal	✓			✓		✓			✓				
Endócrino	✓			✓		✓			✓				
Pacemakers	✓			✓		✓			✓				
Ortopedia geral	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Procedimentos mama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Queimaduras, plástica e enxertos		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Angiografia/angioplastia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Ginecologia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓			
Cirurgia abdominal geral		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Urogenital		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ortopedia, ancas		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Rins, glândulas supra-renais e bexiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Ortopedia, joelhos		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Torácica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Cirurgia cardiovascular		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Craniana		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓
Procedimentos na coluna vertebral		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓

Para mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta ou consulte: www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa

Portugal

Linha Azul: +351 808 291 921

Fax: +351 808 291 922

www.medline.eu/pt

pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Estes produtos são dispositivos médicos classe I estéril, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI)

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML281_PT 08/2021