

Batas cirúrgicas

Desempenho, qualidade e variedade



**Concebidas,
testadas e
confiadas pelos
profissionais do
bloco operatório**

Batas Cirúrgicas Medline

Desempenho, qualidade e variedade


Uma escolha abrangente

Para satisfazer as preferências na sala de operações, oferecemos cinco opções de tecido diferentes para batas cirúrgicas, cada uma com um estilo distinto e reforço.

Proteção fiável

Os tecidos das batas da Medline oferecem uma proteção de nível elevado. Cada bata é livre de látex e cumpre ou excede os requisitos mínimos de desempenho da norma EN 13795-1.* Os materiais «Essential» e «Advanced» têm propriedades altamente hidrostáticas e o tratamento de repelência a álcool adicional dá aos pacientes a proteção de que necessitam. A bata exclusiva Ultimate oferece proteção impermeável total com respirabilidade excecional.


*A EN 13795-1 é a norma europeia que especifica os requisitos das coberturas de utilização única e reutilizáveis - batas cirúrgicas e campos cirúrgicos utilizados como dispositivos médicos em doentes, pessoal clínico e equipamentos e destinadas a evitar a transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e pessoal clínico durante procedimentos cirúrgicos invasivos.



Alto desempenho com elevado conforto

Todas as nossas batas cirúrgicas oferecem um excelente conforto e facilidade de uso à equipa da sala de operações. Tecidos respiráveis de alta tecnologia que mantêm o utilizador seco e confortável, mesmo durante procedimentos longos. As batas têm mangas com costuras coladas que contribuem para uma maior força e conforto.

Resistência média à tração da costura da manga (N)





Fácil de usar

Todas as batas cirúrgicas da Medline possuem códigos de cores intuitivos, para uma seleção da bata mais fácil na sala de operações. Etiquetas e guias de transferência roxas no produto indicam um desempenho standard, ao passo que o azul é para alto desempenho. Além disso, oferecemos três cores de colarinho diferentes para identificar rapidamente o estilo da bata: standard, poli-reforçada ou reforçada com tecido.

Colarinho roxo:
batas standard

Colarinho branco:
batas reforçadas

Colarinho azul:
batas poli-
reforçadas



A segurança como prioridade

As gamas standard das batas cirúrgicas da Medline oferecem uma solução de pano SMS, preferido por desprender poucas partículas e por ter um efeito de memória reduzido que, por conseguinte, diminui o risco de contaminação.



Organizar a sua sala de operações

Dispensador de batas reutilizáveis

Quer organizar a sala de operações da sua unidade de saúde mas não quer recorrer a dispensadores de cartão descartável? Compreendemos e estamos de acordo. Para minimizar os resíduos, sem afetar o seu sistema, pondere combinar o seu mix de batas Medline com a nossa solução de dispensador reutilizável. Estes dispensadores, com frentes transparentes para visualizar os níveis de stock, podem ser facilmente reabastecidos, mantendo o princípio FIFO (primeiro a chegar, primeiro a sair).



OPS™ UltraGard

Bata eficaz, preço acessível

- Material SMS leve (35 gm²) com proteção natural e repelente de fluidos
- Respiráveis e confortáveis
- Bata disponível com proteção standard ou poli-reforçada

Referência	Descrição	Qtd./caixa
E3505CEA	Bata cirúrgica, S/M, 115 cm	36
E3506CEA	Bata cirúrgica, L, 120 cm	36
E3545CEA	Bata cirúrgica, XL, 130 cm	36
FE3545CE	Bata cirúrgica, XL, 140 cm	32
E3516CEA	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm	32
E3585CEA	Bata cirúrgica, 2XLL, 160 cm	20
E3500CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 115 cm	32
E3510CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm	32
E3540CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm	28
E3513CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	24
E3581CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 160 cm	20



OPS™ Essential

Proteção reforçada

- Material SMS leve (35 gm²) com tratamento adicional para uma repelência melhorada
- Confortável; oferece uma maleabilidade e respirabilidade excepcionais
- Disponível com proteção standard, com tecido reforçado ou poli-reforço

Referência	Descrição	Qtd./caixa
S3505CEC	Bata cirúrgica, S/M, 115 cm	36
S3506CEC	Bata cirúrgica, L, 120 cm	36
S3545CEC	Bata cirúrgica, XL, 130 cm	36
FS3545CEA	Bata cirúrgica, XL, 140 cm	32
S3516CEC	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm	32
S3585CEC	Bata cirúrgica, 2XLL, 170 cm	32
S3504CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, S/M, 115 cm	32
S3508CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, L, 120 cm	28
S3509CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm	28
S3512CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm	28
S3511CEC	Bata cirúrgica, reforço de tecido, 2XLL, 170 cm	24
S3500CEC	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 115 cm	32
S3510CEC	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm	32
S3540CEC	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm	28
S3513CEB	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	24
S3581CEB	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm	20
S3591CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 3XL, 140 cm	24
S3587CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 3XL, 170 cm	20



OPS™ As batas Essential também estão disponíveis com laços para os dedos e/ou máscaras.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
S3507CEC	Bata cirúrgica, XL, 140 cm, laços para os dedos	32
S3740CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm, laços para os dedos	28
S3713CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm, laços para os dedos	24
S3840CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm, máscara e laços para os dedos	28
S3813CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm, máscara e laços para os dedos	24
S3881CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm, máscara e laços para os dedos	20

OPS™ Advanced

Conforto e proteção sem compromissos

- Gramagem base superior, SMS (41 gm²) para uma proteção reforçada
- Tecido respirável com um acabamento suave adicional para um conforto ideal
- Disponível com proteção standard, com tecido reforçado ou poli-reforço
- Corte raglã opcional que oferece espaço e facilita os movimentos

Referência	Descrição	Qtd./caixa
OP9505CE	Bata cirúrgica, S/M, 120 cm	28
OP9506CEA	Bata cirúrgica, L, 130 cm	32
OP9507CEA	Bata cirúrgica, XL, 140 cm	32
OP9516CEB	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm	32
OP39516CE	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm, mangas raglã	24
OP9575CE	Bata cirúrgica, XXL, 150 cm	24
OP9585CE	Bata cirúrgica, 2XLL, 170 cm	20
OP9590CE	Bata cirúrgica, 3XL, 135 cm	24
OP9508CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, L, 130 cm	24
OP9509CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 140 cm	28
OP9512CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm	24
OP39512CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm mangas raglã	20
OP9583CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, 2XLL, 170 cm	20
OP9500CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 120 cm	28
OP9510CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 130 cm	28
OP9540CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm	24
OP9513CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	20
OP9581CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm	20



OPS™ As batas Advanced também estão disponíveis com laços para os dedos e/ou máscaras.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
OP9809CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm máscara e laços para os dedos	28
OP9812CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm máscara e laços para os dedos	24

Bata suave e confortável

- Conforto e respirabilidade ideais
- Altamente resistente aos rasgões
- Material spunlace com aparência e toque tipo têxtil
- Disponível com proteção standard, com tecido reforçado ou poli-reforço

Referência	Descrição	Qtd./caixa
9505CEA	Bata cirúrgica, S/M, 115 cm	28
9506CEA/9506DCE*	Bata cirúrgica, L, 120 cm	28/40*
9415CEA	Bata cirúrgica, L, 120 cm, mangas raglã	26
9507CEA/9507DCE*	Bata cirúrgica, XL, 130 cm	24/40*
9516CEA/9516DCE*	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm	24/36*
9575CEA	Bata cirúrgica, XXL, 130 cm	24
9585CE/9585DCE*	Bata cirúrgica, 2XLL, 170 cm	24/32*
9508CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, L, 120 cm	24
9509CEA/9509DCE*	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm	22/32*
9539CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm	7
9571CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XXL, 130 cm	20
9512CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm	22
9451CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm	11
9581CEA/9581DCE*	Bata cirúrgica, reforço de tecido, 2XLL, 170 cm	19/28*
9000CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 115 cm	28
9010CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm	28
9040CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 130 cm	24
9513CEA	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	24
9580CE/9580DCE*	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm	20/28*

*Este artigo está igualmente disponível em embalagens dispensadoras.



As batas Eclipse® também estão disponíveis com laços para os dedos e/ou máscara.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
9707CE	Bata cirúrgica, XL, 130 cm, laços para os dedos	24
9716CE	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm, laços para os dedos	24
9709CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm, laços para os dedos	22
9712CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm, laços para os dedos	22
9809CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm, máscara e laços para os dedos	22
9812CEA	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm, máscara e laços para os dedos	20

OPS™ Ultimate

A bata inteligente com tecnologia de membrana respirável

- Alto Desempenho (HP) em toda a bata
- Feita de material trilaminado de 60 gm²
- Tecido respirável e microporoso
- Recomendada para procedimentos em que é necessária proteção integral impermeável, por exemplo em cirurgia cardiotorácica, ortopédica e de transplante

Referência	Descrição	Qtd./caixa
UL89045CE	Bata cirúrgica, respirável, impermeável, XL, 130 cm	20
UL32474CE	Bata cirúrgica, respirável, impermeável, XLL, 150 cm, mangas raglã	20
UL39079CE	Bata cirúrgica, respirável, impermeável, 2XLL, 150 cm, mangas raglã	20



Batas para Urologia

Cobertura otimizada, ideal para procedimentos com muitos fluidos e procedimentos urológicos sentados

Referência	Descrição	Qtd./caixa
DYNJPE2304	Bata cirúrgica, impermeável, tamanho, com prega, L, 114 cm	30
DYNJPE2305	Bata cirúrgica, impermeável, tamanho, com prega, XL, 142 cm	30



Proteção Dupla



Proteção viral e química avançada

Disponível com proteção clínica reforçada para paz de espírito. Colocamos à sua disposição duas gamas de batas cirúrgicas testadas exaustivamente contra produtos químicos e agentes infecciosos. Esta solução é classificada como dispositivo médico classe I (DDM) e Equipamento de Proteção Individual (EPI) de categoria III (PPE) EN14605 e EN14126.

OPS™ Essential

As batas Essential com certificação dupla MDD/EPI Categoria III [PB]-4 proteção contra agentes químicos e infecciosos na zona reforçada. Está disponível uma lista completa dos resultados dos testes nas respetivas instruções de utilização e nas fichas técnicas.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
S3500P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, S/M, 115 cm	32
S3510P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm	32
S3540P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm	28
S3513P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XLL, 150 cm	24
S3581P	Bata cirúrgica, poli-reforçada, 2XLL, 170 cm	20



Prevenção™ Plus

O utilizador final tem uma melhor proteção contra fluidos e medicamentos citotóxicos (quimioterapia) por toda a bata. Isto é facilitado por um design inovador, com um material de quatro camadas microporoso, respirável e impermeável, ideal para proteger os clínicos durante tratamentos HIPEC (quimioperfusão intraperitoneal hipertérmica).

Referência	Descrição	Qtd./caixa
DYNJPE2301P	Bata cirúrgica, impermeável, L, 114 cm	24
DYNJPE2302P	Bata cirúrgica, impermeável, XL, 142 cm	24



Solução de Embalagem Direta

Medline oferece uma solução eficiente, económica e ecológica para satisfazer as necessidades da sala de operações. Para além de simplificar as operações com o pessoal e eliminar panos e toalhas de mão não essenciais, a solução de de batas embaladas diretamente ajuda a reduzir os resíduos da sua instalação e os custos associados.

A solução de embalagem direta ajuda a minimizar as embalagens e o uso de matérias-primas o que pode aumentar a eficácia da cadeia de abastecimento, melhorar a gestão dos resíduos e, mais importante ainda, limitar os impactos ambientais negativos. A nossa abordagem é avalada pelos nossos dados da avaliação de ciclo de vida do produto (LCA).

OPS™ As batas Ultragard direct estão disponíveis nas gamas standard e com poli-reforço.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
E3605CE	Bata cirúrgica, S/M, 115 cm, direct	40
E3606CE	Bata cirúrgica, L, 120 cm, direct	40
E3645CE	Bata cirúrgica, XL, 130 cm, direct	40
E3616CE	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm, direct	36
E3685CE	Bata cirúrgica, 2XLL, 160 cm, direct	36
E3600CE	Bata cirúrgica, poli-reforço, S/M, 115 cml, direct	36
E3610CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm, direct	36
E3640CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm, direct	32
E3613CE	Bata cirúrgica, poli-reforço, XLL, 150 cm, direct	28
E3681CE	Bata cirúrgica, poli-reforço, 2XLL, 160 cm, direct	24



OPS™ As batas Essential direct estão disponíveis nas gamas standard, com tecido reforçado e poli-reforço.

Referência	Descrição	Qtd./caixa
S3606CE	Bata cirúrgica, L, 120 cm, direct	40
S3645CE	Bata cirúrgica, XL, 130 cm, direct	40
S3616CE	Bata cirúrgica, XLL, 150 cm, direct	36
S3685CE	Bata cirúrgica, 2XLL, 170 cm, direct	32
S3609CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XL, 130 cm, direct	30
FS3645CE	Bata cirúrgica, Essential, standard, XL, 140 cm, direct	36
S3612CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, XLL, 150 cm, direct	28
S3611CE	Bata cirúrgica, reforço de tecido, 2XLL, 170 cm, direct	24
S3610CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, L, 120 cm, direct	32
S3640CE	Bata cirúrgica, poli-reforçada, XL, 140 cm, direct	28
S3613CE	Bata cirúrgica, poli-reforço, XLL, 150 cm, direct	24
S3681CE	Bata cirúrgica, poli-reforço, 2XLL, 170 cm, direct	20



Guia de Seleção de Batas Cirúrgicas

Escolha a bata com o desempenho certo para cada cirurgia, com base no tipo e duração do processo, quantidade de fluidos e conforto exigido.

Gama		Eclipse			UltraGard		Essential			Advanced			Ultimate
Standard/Reforço de tecido/ Poli-reforçada		S	F	P	S	P	S	F	P	S	F	P	S
Procedimentos Cirúrgicos	Oftalmologia	✓			✓		✓			✓			
	Traqueostomia	✓			✓		✓			✓			
	Cirurgia otológica	✓			✓		✓			✓			
	Implantes cocleares	✓			✓		✓			✓			
	Boca	✓			✓		✓			✓			
	Amigdalectomia	✓			✓		✓			✓			
	Cirurgia nariz	✓			✓		✓			✓			
	Veias varicosas	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Proctologia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Obstetrícia		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Maxilofacial	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Endoabdominal	✓			✓		✓			✓			
	Endócrino	✓			✓		✓			✓			
	Pacemakers	✓			✓		✓			✓			
	Ortopedia geral	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Procedimentos mama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Queimaduras, plástica e enxertos		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Angiografia/angioplastia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
	Ginecologia	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		
	Cirurgia abdominal geral		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Urogenital		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ortopedia, ancas		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Rins, glândulas supra-renais e bexiga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Ortopedia, joelhos		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Torácica		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Cirurgia cardiovascular		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Craniana		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
	Procedimentos na coluna vertebral		✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

Para mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta ou consulte: www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito

1700-062 Lisboa

Portugal

Telemóvel: +351 800 110 253

www.medline.eu/pt

Encomendas: pt-pedidos@medline.com

Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Estes produtos são dispositivos médicos classe I esterilizados, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML281_PT 07/2023

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, França

 2797 (BSI)