

Kontaktloses Infrarot-Stirnthermometer

TH5001N



**Schnelle, sichere
und genaue
Temperatur-
Kontrolle**



Kontaktloses Infrarot-Stirnthermometer

TH5001N

Mehr Sicherheit
durch kontaktlose
Infrarot-
Technologie

Wichtige Vorteile und Eigenschaften

- Einfache Bedienung mit einem Tastendruck
- Ermöglicht die Messung der Temperatur an der Stirn mit 2 cm Abstand
- Ergebnisse in weniger als 2 Sekunden
- Umschalten zwischen Temperatur-Maßeinheiten (°C/°F) möglich
- Kann außerdem die Temperatur von Flüssigkeiten sowie die Umgebungstemperatur messen
- Betrieb mit 9-Volt-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- Mit 2-Jahres-Garantie

Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Packungseinheit
TH5001N	Digitales, kontaktloses Infrarot-Stirnthermometer	1 Stück in Plastikverpackung

Infrarot +

Ein-Aus-Taste/
Temperaturmessung +

Anzeige-LED +

- Grün (für Temperaturen zwischen 34 °C und 37,9 °C)
- Rot (für Temperaturen zwischen 38 °C und 42,9 °C)

Großer LCD-Bildschirm zum einfachen Ablesen von Messergebnissen

Sicherer Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung +



Medline International Germany GmbH

Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

de.medline.eu
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

de.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

de.medline.eu
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Medizinprodukt der Klasse IIa für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1102_DE 03/2021

Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, W3 Building, Foshan Kusheng,
Industrial Estate Xiliuodongmang,
518108 Nanshan District, Shenzhen, China

EC REP

Shanghai International Holding Corp GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Germany

CE 0197