

# Thermomètre frontal infrarouge sans contact

TH5001N



**Un suivi  
rapide, sûr  
et précis de la  
température**



# Thermomètre frontal infrarouge sans contact

TH5001N

Évitez la contamination croisée avec la technologie infrarouge sans contact

## Avantages et fonctionnalités

- Fonctionnement simple en un seul geste
- Facilite la prise de température frontale à 2 cm de distance
- Fournit des résultats en moins de 2 secondes
- Possibilité de changer d'unités de température (°C/°F)
- Offre une grande flexibilité d'utilisation et de nombreux paramètres (utilisation clinique ou à domicile)
- Permet de mesurer la température des liquides, ainsi que la température ambiante
- Fonctionne avec une pile 9 volts (fournie)
- Garantie 2 ans

## Informations de commande

Référence	Description	Conditionnement
TH5001N	Thermomètre numérique frontal sans contact	1 par boîte

Infrarouge +

Bouton d'alimentation/  
prise de température +

Témoin indicateur +

- Vert (pour les températures comprises entre 34 °C et 37,9 °C)
- Rouge (pour les températures comprises entre 38 °C et 42,9 °C)

Grand écran LCD pour une lecture simple et rapide des résultats +

Manche ergonomique +



**Medline International France SAS**  
2 Rue Rene Caudron  
Batiment 13F  
Parc D Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 34  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
Belgique  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sarl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100

[fr.medline.eu](http://fr.medline.eu)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Ce produit est un dispositif médical de classe IIa destiné à être utilisé par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur l'étiquetage correspondant.

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d'apparaître dans cette brochure.

© 2021 Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1102\_FR 02/2021

Dongdin Technology Co., LTD  
Floor 1-2, W3 Building, Foshan Xusheng,  
Industrial Estate Xiliuqiang,  
518108 Nanshan District, Shenzhen, China



Shanghai International Holding Corp GmbH (Europe)  
Eiffelstraße 80  
20537 Hamburg, Germany

