

Termometro Frontale ad Infrarossi **Senza Contatto**

TH5001N



**Veloce, sicuro
e accurato
monitoraggio
della
temperatura**



Termometro Frontale ad Infrarossi Senza Contatto

TH5001N

Evitare la
contaminazione
incrociata grazie
alla tecnologia a
infrarossi
non-touch

Vantaggi e caratteristiche

- Funzionamento a singolo tocco facile da usare
- Facilita la misurazione della temperatura della fronte da 2 cm di distanza
- Fornisce risultati in meno di 2 secondi
- Permette la commutazione tra due unità di misura della temperatura (°C/°F)
- Offre flessibilità di utilizzo in una vasta gamma di ambienti (clinici o di altro tipo, anche a casa)
- Dà all'utilizzatore finale la capacità di misurare anche la temperatura dei liquidi e la temperatura ambiente
- Funziona con batteria da 9 volt (inclusa)
- Viene fornito con garanzia di 2 anni

Infrarossi

Pulsante di accensione/
temperatura

Indicatore
luminoso

- Verde (per temperature comprese tra 34°C e 37,9°C)
- Rosso (per temperature comprese tra 38°C e 42,9°C)

Ampio schermo
LCD dove i
risultati possono
essere facilmente
interpretati

Facile da
impugnare

Informazioni per gli ordini

Codice prodotto	Descrizione	Confezione
TH5001N	Termometro Frontale ad Infrarossi Senza Contatto	1 per confezione di vendita

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, vi invitiamo a contattare il vostro account manager Medline o a visitare il nostro sito: it.medline.eu



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero verificarsi relativamente a questa brochure.

© 2021 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1102_IT 01/2021

Dongxin Technology Co., LTD
Floor 1-2, W3 Building, Fanchen Xueheng,
Industrial Estate Xixindabaijing,
518108 Nanshan District, Shenzhen, China

EC REP

Shanghai International Holding Corp GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Germany

CE 0197