



TRIUMPH® CLASSIC

Gants De Chirurgie En Latex

- **Fabriqué à base du latex de caoutchouc naturel**

- Contient 50 µg/g ou moins de protéines extractibles de l'eau

- **Attention** : l'utilisation sans risque de ces gants par ou sur des personnes allergiques au latex n'a pas été établie

- **Attention** : ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques

- **Sans poudre afin d'éviter les complications liées à son utilisation**

- **Un gant en latex sans poudre polyvalent**

- **Emballage compact pour réduire l'encombrement**

Codes	Taille	Conditionnement
MSG5055	5 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG5060	6	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG5065	6 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG5070	7	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG5075	7 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG5080	8	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG5085	8 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG5090	9	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton

Recommandés dans les procédures :

Générale

Réglementations et normes de qualité

- Certifié EN ISO 13485

- Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE

- Dispositifs médical de Classe IIa, veuillez consulter les mentions et précautions d'emploi figurant sur les emballages

- Certifié «Équipement de Protection Individuel (EPI)» de Catégorie III selon la Directive 89/686/EEC. Conforme aux normes EN 388, EN 420 et EN 374-1, 2, 3.

CARACTÉRISTIQUES:

- Détection de trou/défaut de perméabilité (EN 455-1: NQA 0.65)
- Épaisseur au niveau des doigts: 0.22 mm
- Longueur: 297 mm
- Couleur: Blanc
- Grip: Lisse
- Conception du moule : Anatomique, courbé pour réduire la fatigue des mains
- Conception de la manchette : Manchette effilée et roulée pour réduire le glissement du gant



Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez contacter un représentant commercial ou visitez notre site Internet : www.medline.com/fr