



MEDLINE



TROMPETENVENTIL ZUR ABSAUGUNG UND SPÜLUNG
für laparoskopische Eingriffe


TROMPETENVENTIL ZUR ABSAUGUNG UND SPÜLUNG



| Artikelnummer | Beschreibung | Durchmesser Kanüle | Länge Kanüle | Verpackungseinheit |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| OR1200S | Absaug-/Spülset, Einzeleinstechdorn | 5 mm | 330 mm | 12 Stk. pro Pckg. |
| OR1201D | Absaug-/Spülset, Doppeleinstechdorn | 5 mm | 330 mm | 12 Stk. pro Pckg. |
| ONG299601CST12 | Absaug-/Spülset, Einzeleinstechdorn | 10 mm | 330 mm | 5 Stk. pro Pckg. |

Produktinformation

- Kanüle mit satiniertes Oberfläche zur Unterbindung von Lichtreflexionen (verfügbar mit einem Durchmesser von 5 oder 10 mm)
- Ergonomischer Griff für Rechts- und Linkshänder mit zwei Knöpfen: "rot" zum Absaugen und "blau" zum Spülen
- Einzel- bzw. Doppeleinstechdorn zum Anbringen von ein oder zwei Spüllösungen



Bei diesen Artikeln handelt es sich um sterile Medizinprodukte der Klasse IIa, die für den Gebrauch durch medizinische Fachkräfte bestimmt sind. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf den jeweiligen Kennzeichnungen.

OR1200S and OR1201D: 0197 Kingsmead Service Limited
19 Mezzanine Floor
19-21 Crawford Street
London, W1H 1PJ, UK

ONG299601CST12: 0459 Rocamed France
Z.I. de Signes
Allée de Stockholm
83870 Signes, France

WICHTIGE MERKMALE

- Für den Einmalgebrauch
- DEHP-frei
- Latexfrei

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



ALWAYS ON.

Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2018 Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen von Medline Industries Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML650-DE01/CM 12/2018.