





CÁNULAS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN
Para Laparoscopia


CÁNULAS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN



Referencia	Descripción	Diámetro de cánula	Longitud de cánula	Invasado
OR1200S	Sistema de Irrigación y Aspiración con una rama de irrigación.	5 mm	330 mm	12 Uds/caja
OR1201D	Sistema de Irrigación y Aspiración con dos ramas de irrigación.	5 mm	330 mm	12 Uds/caja
ONG299601CST12	Sistema de Irrigación y Aspiración con una rama de irrigación.	10 mm	330 mm	5 Uds/caja

Información de producto

- Cánula con superficie satinada que previene reflejos de luz. (Disponible en 5 y 10 mm de diámetro)
- Empuñadura ergonómica ambidiestra con dos botones: rojo para aspiración y azul para irrigación.
- Una o dos ramas para conexión con bolsas de irrigación.



Estos productos son productos sanitarios de clase IIa estériles para ser usados por profesionales de la salud. Antes de su uso consulte las instrucciones y precauciones en el correspondiente etiquetado.

OR1200S y OR1201D: 0197 Kingsmead Service Limited
19 Mezzanine Floor
19-21 Crawford Street
London, W1H 1PJ, UK

ONG299601CST12: 0459 Rocamed France
Z.I. de Signes
Allée de Stockholm
83870 Signes, France

CARACTERÍSTICAS

- De un solo uso
- Libre de Ftalatos
- Libre de Látex

Para más información acerca de nuestros productos, contacte con su delegado de zona o visítenos en www.medline.eu/es



ALWAYS ON.

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España

Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com