

The logo for MEDLINE, featuring a white stylized starburst shape above the word "MEDLINE" in white, bold, sans-serif capital letters, all set against a blue square background.


MEDLINE




CANULE À PISTON POUR ASPIRATION ET IRRIGATION
Pour les interventions par laparoscopie

CANULE À PISTON

POUR ASPIRATION ET IRRIGATION




IRRIGATION
ASPIRATION



Code	Description	Diamètre de la canule	Longueur de la canule	Conditionnement
OR1200S	Kit Aspiration / Irrigation, Simple Percuteur	5 mm	330 mm	12 unités/carton
OR1201D	Kit Aspiration / Irrigation, Double Percuteur	5 mm	330 mm	12 unités/carton
ONG299601CST12	Kit Aspiration / Irrigation, Simple Percuteur	10 mm	330 mm	5 unités/carton

Informations produit

- Une canule avec une surface satinée pour empêcher la réflexion de la lumière (disponible avec un diamètre de 5 ou 10 mm)
- Une poignée ergonomique qui peut être utilisée de façon ambidextre, avec 2 boutons: le rouge pour l'aspiration et le bleu pour l'irrigation
- Simple ou double percuteur pour connecter 1 ou 2 poches de sérum physiologique



Ces produits sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d'emploi figurant sur les étiquetages correspondants.

OR1200S and OR1201D: 0197 Kingsmead Service Limited
19 Mezzanine Floor
19-21 Crawford Street
London, W1H 1PJ, UK

ONG299601CST12: 0459 Rocamed France
Z.I. de Signes
Allée de Stockholm
83870 Signes, France

POINTS CLÉS

- Usage unique
- Sans DEHP
- Sans latex

Pour plus d'informations, merci de contacter votre responsable commercial ou visiter notre site internet : www.medline.eu/fr



ALWAYS ON.

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com