


MEDLINE



VALVOLA A PISTONI PER ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE
Per Procedure Laparoscopiche

VALVOLA A PISTONI


PER ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE



Codice	Descrizione	Diametro Cannula	Lunghezza Cannula	Pack Factor
OR1200S	Kit di aspirazione/irrigazione, puntale singolo	5 mm	330 mm	12 pz/conf.
OR1201D	Kit di aspirazione/irrigazione, puntale doppio	5 mm	330 mm	12 pz/conf.
ONG299601CST12	Kit di aspirazione/irrigazione, puntale singolo	10 mm	330 mm	5 pz/conf.

Informazioni sul Prodotto

- Una cannula con superficie satinata per prevenire i riflessi della luce (disponibile con diametro di 5 o 10 mm)
- Un manico ergonomico che può essere usato in modo ambidestro, con 2 bottoni: il rosso per aspirare e il blu per irrigare
- Puntale singolo o doppio per collegare 1 o 2 sacche di soluzione fisiologica



Questi prodotti sono dispositivi medici di classe IIa sterile destinati all'uso di professionisti sanitari. Prima dell'utilizzo consulta le istruzioni e precauzioni sulla relativa etichetta.

OR1200S e OR1201D: 0197 Kingsmead Service Limited
19 Mezzanine Floor
19-21 Crawford Street
London, W1H 1PJ, UK

ONG299601CST12: 0459 Rocamed France
Z.I. de Signes
Allée de Stockholm
83870 Signes, France

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Monouso
- Assenza DEHP (Ftalati)
- Assenza di Lattice

Per ulteriori informazioni contatta il tuo rappresentante commerciale o visita il nostro sito: www.medline.eu/it



ALWAYS
ON.

Medline International Italy s.r.l.
Unipersonale
Piazzale della Resistenza, 3
50018 Scandicci
Firenze - Italia
Tel: + 39 55 776 65 11
Fax: + 39 55 34 01 12
www.medline.com/it
it-customerservice@medline.com