


MEDLINE



TROMPET VENTIEL VOOR ASPIRATIE / IRRIGATIE
Voor laparoscopische ingrepen

TROMPET VENTIEL

VOOR ASPIRATIE EN IRRIGATIE



Artikelnummer	Omschrijving	Canule diameter	Canule lengte	Verpakking
OR1200S	aspiratie / irrigatie set, enkele spike	5 mm	330 mm	12 st / doos
OR1201D	aspiratie / irrigatie set, dubbele spike	5 mm	330 mm	12 st / doos
ONG299601CST12	aspiratie / irrigatie set, enkele spike	10 mm	330 mm	5 st / doos

Productinformatie

- Matte canule gaat lichtweerkaatsing tegen (verkrijgbaar in 5 en 10mm diameter variant)
- Een Ergonomisch handvat dat in beide handen gebruikt kan worden met 2 knoppen: een rode knop voor aspiratie en een blauwe knop voor irrigatie
- met enkele of dubbele spike om 1 of 2 zakken aan te sluiten



Deze producten zijn medische hulpmiddelen klasse IIa steriel, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

OR1200S and OR1201D: 0197 Kingsmead Service Limited
19 Mezzanine Floor
19-21 Crawford Street
London, W1H 1PJ, UK

ONG299601CST12: 0459 Rocamed France
Z.I. de Signes
Allée de Stockholm
83870 Signes, France

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Voor eenmalig gebruik
- Vrij van DEHP
- Latexvrij

Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger, bezoek onze website: www.medline.eu/nl



ALWAYS ON.

Medline International Netherlands B.V.

Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel.: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL

Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel.: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495

www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com