

The logo for MEDLINE, featuring a white starburst shape above the word "MEDLINE" in white, bold, sans-serif capital letters, all set against a blue square background.


MEDLINE



VÁLVULA TROMPETE PARA ASPIRAÇÃO/IRRIGAÇÃO
Para procedimentos laparoscópicos

VÁLVULA TROMPETE

PARA ASPIRAÇÃO/IRRIGAÇÃO



Código	Descrição	Cânula Diâmetro	Cânula Comprimento	Pack Factor
OR1200S	Kit de aspiração/irrigação, uma entrada	5 mm	330 mm	12 ea/cs
OR1201D	Kit de aspiração/irrigação, duas entradas	5 mm	330 mm	12 ea/cs
ONG299601CST12	Kit de aspiração/irrigação, uma entrada	10 mm	330 mm	5 ea/cs

Informação sobre o produto

- Cânula com superfície acetinada para evitar a reflexão luminosa (disponível em 5 mm ou 10 mm de diâmetro)
- Punho ergonómico de utilização ambidestros com 2 botões: vermelho para aspiração e azul para irrigação
- Uma ou duas entradas para ligar 1 ou 2 sacos de soro



Estes produtos são dispositivos médicos de classe IIa esterilizados, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

OR1200S e OR1201D: 0197 Kingsmead Service Limited
19 Mezzanine Floor
19-21 Crawford Street
London, W1H 1PJ, UK

ONG299601CST12: 0459 Rocamed France
Z.I. de Signes
Allée de Stockholm
83870 Signes, France

CARACTERÍSTICAS

- Utilização única
- Sem DEHP
- Sem látex

Para obter mais informações, entre em contacto com o seu delegado de vendas ou consulte o nosso website em: www.medline.eu/pt



ALWAYS ON.

Medline International Portugal, Unipessoal, Lda[®]
Campo Grande, 137, 1º dtº
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande
1700 089 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com