



**VERLÄSSLICHES
FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT.**

Verbindungsschläuche
Sorgenfrei verbunden

SICHERER DURCHFLUSS VON FLÜSSIGKEITEN MITHILFE VON MEDLINE VERBINDUNGSSCHLÄUCHEN

- Stabile, nicht kollabierende Schläuche mit geringem Memory-Effekt, nicht leitend
- Erhältlich in 5 mm bis 7 mm Innendurchmesser
- Sicher gegen ungewolltes Abknicken, dabei gleichzeitig sehr flexibel. Besonders geeignet für Prozeduren mit starkem Vakuum

STERILE ABSAUGSCHLÄUCHE⁽¹⁾

Die ORNEX Schläuche bestehen aus einer rutschfesten Oberfläche, was ein Herunterfallen vom OP-Tisch verhindert. Durch das spezielle interne Design werden Engpässe im Schlauch vermieden und maximale Flussraten ermöglicht. Der innen geriffelte weibliche Konnektor sichert einen festen Halt und passt auf eine Vielzahl von Anschlüssen. Doppelt steril verpackte Peelpouches.



ORNEX-SCHLAUCH, STERIL

mit geriffeltem weiblichen Konnektor und vormontiertem männlichen Adapter.


Artikelnummer	Durchmesser	Länge	VE
ORNEX56A	5 mm	1,8 m	50 St. / Karton
ORNEX510		3 m	30 St. / Karton
ORNEX66A	6 mm	1,8 m	45 St. / Karton
ORNEX610		3 m	25 St. / Karton
ORNEX76A	7 mm	1,8 m	40 St. / Karton
ORNEX710		3 m	20 St. / Karton
ORNEX712		3,6 m	20 St. / Karton



ORNEX-SCHLAUCH VC, STERIL

mit geriffeltem weiblichen Konnektor und vormontiertem Fingertip zur Vakuumkontrolle.

Artikelnummer	Konnektor	Durchmesser	Länge	VE
ORNEX56VC	F/F+MVC	5 mm	1,8 m	50 St. / Karton
ORNEX510VC	F/F+MVC		3 m	50 St. / Karton
ORNEX66VC	F/MVC	6 mm	1,8 m	50 St. / Karton
ORNEX610VC	F/MVC		3 m	50 St. / Karton




- » F bedeutet weiblicher (engl. Female) Konnektor, welcher an Absaugbehälter und konische männliche Adapter angeschlossen werden kann
- » M bedeutet männlicher (engl. Male) Adapter, welcher an den weiblichen Konnektor angeschlossen werden kann und normalerweise zum Verbinden von Trichter und Absaugkatheter verwendet wird. Der Adapter kann auch zur Verlängerung von Schläuchen verwendet werden.

UNSTERILE ABSAUGSCHLÄUCHE⁽²⁾

ORNEX MIT MED-STOP

ORNEX Absaugschlauch mit MED-STOP für tracheale Absaugung

Artikelnummer	Durchmesser	Länge	Med-Stop	VE
ORNEX66VCA	6 mm	1.80 m	Adult	30 St. / Karton
ORNEX66VCP	6 mm	1.80 m	Paediatric	30 St. / Karton
ORNEX610VCA	6 mm	3 m	Adult	30 St. / Karton
OR853VCA	MED-STOP einzeln		Adult	200 St. / Karton
OR854VCP	MED-STOP einzeln		Paediatric	200 St. / Karton




ORNEX-SCHLAUCH, ROLLE

Unsteriler Schlauch, 30 m lang. Einfaches Zuschneiden in die benötigte Länge. Alle 1,8 m befinden sich zuschneidbare weibliche Konnektoren. 16 männliche Adapter werden in der Verpackung mitgeliefert.




Artikelnummer	Durchmesser	Länge	VE
ORNEX5100	5 mm	Rolle à 30 m Länge = 1,80m x 16 Absaugschläuche	1 St. / Karton
ORNEX6100	6 mm		1 St. / Karton
ORNEX7100	7 mm		1 St. / Karton




BLASENSCHLAUCH

Universal-Blasenschlauch. Einfaches Zuschneiden auf die gewünschte Länge und / oder den Anschlussdurchmesser, geeignet zum Verbinden mit allen Absaugkathetern oder Absaugspitzen.



Artikelnummer	Durchmesser	Länge	VE
NBT5100	5 mm	Rolle à 30 m Länge = 0,9 m x 33 Absaugschläuche	1 St. / Karton
NBT7100	7 mm		1 St. / Karton



ZUBEHÖR⁽²⁾

VERBINDUNGSSTÜCKE AUS PLASTIK

Nicht-sterile Verbindungsstücke aus Plastik, widerstandsfähig und bruchsicher bei geringem Gewicht. Die transparente Farbe ermöglicht die leichte Kontrolle des Saugflusses. Als Einweg-Produkte sparen die Konnektoren wertvolle Arbeitszeit. Die Verbindungsstücke sind in praktischen, klar gekennzeichneten Spenderkartons verpackt.



OR356

Artikelnummer	Beschreibung	VE
OR350A	5-in-1 Gerader Konnektor Passt für fünf verschiedene Schlauchgrößen. Kann zur Verbindung zweier gleichgroßer Schläuche verwendet werden oder als Reduzierstück für jede Kombination zwischen 5 mm- und 11 mm-Schläuchen.	500 St. / Karton
OR351	SIMS Konnektor/integrierte Düse Passt für Schläuche zwischen 3 mm und 6 mm in sieben Abstufungen auf einer Seite. Kann verwendet werden als Verbindung zweier 6mm-Schläuche oder als Reduzierstück für Kombinationen zwischen 3 und 6 mm.	500 St. / Karton
OR352	“T“-Konnektor Für die Verbindung von 3 Schläuchen. Fünf Abstufungen auf jedem Arm des “T“-Stücks ermöglichen Schlauchanschlüsse zwischen 5 und 11 mm.	150 St. / Karton
OR356	“Y“-Konnektor Für die Verbindung von 3 Schläuchen. Fünf Abstufungen auf jedem Arm des “Y“-Stücks ermöglichen Schlauchanschlüsse zwischen 5 und 8 mm.	150 St. / Karton



OR350A



OR351



OR352

⁽¹⁾ Diese Produkte sind sterile Medizinprodukte der Klasse I.

⁽²⁾ Diese Produkte sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I.

⁽³⁾ Diese Produkte sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I.

Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsanweisungen auf der Verpackung.



Medline International Germany GmbH
Wilhelm-Sinsteden-Str. 5-7
47533 Kleve
Deutschland

Tel: + 49 2821 7510-0
Fax: + 49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rölle
Schweiz

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich

Tel. +43 800 201 878
Fax. +43 800 201 879
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com