



**BETROUWBAAR  
VLOEISTOFBEHEER.**

**Afzuigstelsystem slangen**  
Maak zorgeloos verbindingen



# VEILIG STROMEN MET MEDLINE AFZUIGSLANGEN

- Strong, collapse-resistant, low memory surgical tubing.
- Non-conductive connecting tubing available in 5 mm to 7 mm inner diameter.
- Kink resistant but flexible and particularly suitable for use with high vacuum.

## STERIELE AFZUIGSLANGEN

ORNEX slangen hebben een anti-slip oppervlak om te voorkomen dat de slangen van de operatietafel glijden. Ze zijn ontworpen om knikken te voorkomen voor een maximale doorstroming. Het aan de binnenkant geribbelde female verbindingsstuk zorgt voor een veilige verbinding aan een groot assortiment van chirurgische instrumenten. Individueel, steriel en dubbel verpakt.



### ORNEX STERIEL

met geribbeld vrouwlijk verbindingsstuk en vooraf bevestigd mannelijk verbindingsstuk.

Medisch hulpmiddel klasse I steriel CE0086

Code	ID	Lengte	Verpakking
ORNEX56A	5 mm	1.80 m	50/doos
ORNEX510		3 m	30/doos
ORNEX66A	6 mm	1.80 m	45/doos
ORNEX610		3 m	25/doos
ORNEX76A	7 mm	1.80 m	40/doos
ORNEX710		3 m	20/doos
ORNEX712		3.6 m	20/doos

### ORNEX VC STERIEL

met geribbeld vrouwlijk verbindingsstuk en vooraf bevestigd afzuigstelsysteem verbindingsstuk.

Medisch hulpmiddel klasse I steriel CE0086

Code	Type	ID	Lengte	Verpakking
ORNEX56VC	F/F+MVC	5 mm	1.80 m	50/doos
ORNEX510VC	F/F+MVC		3 m	50/doos
ORNEX66VC	F/MVC	6 mm	1.80 m	50/doos
ORNEX610VC	F/MVC		3 m	50/doos

- » ID staat voor binnenste diameter van de slang (inner diameter)
- » F betekent: vrouwlijk verbindingsstuk voor afzuigsystemen en mannelijk verbindingsstukken voor instrumenten
- » M betekent mannelijk verbindingsstuk kan in de F aansluiting gedruwd worden en wordt normaal gebruikt om met de aansluiting van afzuigcanules te verbinden . Kan ook gebruikt worden om meerdere slangen aan elkaar te verbinden.


# OP MAAT TE KNIPPEN NIET STERIELE AFZUIGSLANGEN

## ORNEX SLANGEN OP ROL

Niet steriele slangen in een handige rol van 30 meter. Gemakkelijk op maat te knippen. Knip-op-maat vrouwlijke verbindingsstukken zitten op elke 1.8 m in de slang. Zestien mannelijk verbindingsstukken zitten in de doos.

Medisch hulpmiddel klasse I niet steriel

Code	ID	Lengte	Verpakking
ORNEX5100	5 mm	30 m rol =	1/doos
ORNEX6100	6 mm	1.80 m x 16	1/doos
ORNEX7100	7 mm	slangen	1/doos





## NBT BUBBEL SLANGEN OP ROL

Universele bubbel slangen. Gemakkelijk door te knippen bij elke verdikking of aflopend eind om op elke afzuigcanule te passen.

Medisch hulpmiddel klasse I niet steriel

Code	ID	Lengte	Verpakking
NBT5100	5 mm	30 m rol =	1/doos
NBT7100	7 mm	0.90 m x 33	1/doos
		slangen	



## VACUUM SLANGEN

Sterke, niet collaberende slangen om de bron van het afzuigstelsysteem op de afzuigpoort aan te sluiten zonder knikken.

Klasse I niet steriel. Legale fabrikant - Cardinal Health USA

Code	ID	Lengte	Verpakking
516500CE	8 mm	30 m	4/doos



# ACCESSORIES

## PLASTIC VERBINDINGSTUKKEN

Niet steriele plastic verbindingstukken zijn stevig en breukbestendig. Ze zijn licht in gewicht en voldoende transparant om de stroming te kunnen observeren. Eenmalig te gebruiken. Geleverd in handige dispenser dozen met labels van het type.

Medisch hulpmiddel klasse I niet steriel



OR356

Code	Omschrijving	Verpakking
OR350A	<b>Recht verbindingstuk</b> Past op vijf maten slangen. Verbindt slangen van dezelfde maat of gebruik om 5mm tot 11m slangen te verbinden.	500/doos
OR351	<b>Sims verbindingstuk</b> Past op slangen van 3mm tot 6mm in zeven stappen. Taps toelopen verbindingstuk past zich aan van 3mm tot 6mm voor een groot aantal toepassingen.	500/doos
OR352	<b>"T" verbindingstuk</b> Wordt gebruikt om drie slangen aan te sluiten. Tstuk om slangen op aan te sluiten van 5mm tot 11m.	150/doos
OR356	<b>"Y" verbindingstuk</b> Past op zes maten slangen van 6mm tot 15mm. Kan slangen van dezelfde maat of van verschillende maten verbinden.	150/doos



OR350A



OR351



OR352



**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
[www.medline.com/nl](http://www.medline.com/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium SPRL**  
Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
Belgique

Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[www.medline.com/nl](http://www.medline.com/nl)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten die kunnen optreden binnen deze brochure te corrigeren.  
©2017 Medline Industries, Inc Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.  
ML465-NL01/TS 03/2017