




**CENTURION**  
MEDICAL PRODUCTS

## Fijador de Tubos

Dispositivo de fijación de tubos

**Descarga la  
tensión de la  
línea y estabiliza  
el apósito**




## Ventajas para cuidadores, hospitales y pacientes

- Descarga la tensión de la línea en el punto de sujeción contribuyendo a la estabilidad del apósito.
- Evita que los tubos se retuerzan y se enreden.
- Ayuda a proteger las suturas.
- Se mantiene estable, incluso en las situaciones más exigentes.
- Funciona con la gran mayoría de configuraciones de tubos ofreciendo la máxima versatilidad.
- Es fácil de colocar y retirar.
- Es cómodo y se ajusta a los contornos corporales.
- El adhesivo no es irritante, ni sensibilizante ni citotóxico.



ANC52XT




Los tubos se deslizan por dos grandes canales y se mantienen fijos en su posición.

La cinta de goma sujeta los tubos.

La pestaña del soporte facilita su colocación.

Cuenta con distintos canales para tubos: Un canal grande, tres canales medianos superiores y tres pequeños inferiores.

ANC32XT



Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su gestor de cuenta de Medline o visite nuestra página web: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



Medline International Iberia S.L.U  
Parque Empresarial San Fernando  
Avenida de Castilla 2  
Edificio Munich, Planta Baja  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
Fax: +34 900 600 603  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es) | [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  