



***GESTIONE DEI
FLUIDI SICURA.***

Tubi di aspirazione per connessione
Rendi le connessioni prive di rischio

FLUSSO SICURO CON I TUBI DI ASPIRAZIONE MEDLINE

- Tubi chirurgici resistenti, a bassa memoria e resistenti al collabimento.
- Tubi per connessione non conduttivi disponibili con diametri interni dai 5 ai 7 mm
- Flessibili ma resistenti alle piegature. Particolarmente adatti all'uso con alto vuoto

TUBI DI ASPIRAZIONE STERILI⁽¹⁾

I tubi ORNEX sono realizzati con superficie anti-scivolo per evitare qualsiasi caduta accidentale dal tavolo operatorio. Sono strutturati per impedire qualsiasi strozzatura assicurando il massimo flusso ed il connettore femmina interno assicura un'appropriata connessione a tutto il range di strumenti chirurgici. Confezionati singolarmente in doppia busta sterile.



ORNEX TUBI STERILI

con connettori femmina e connettore maschio pre-connesso.

Codice	ID	Lunghezza	Confezionamento
ORNEX56A	5 mm	1.80 m	50/cs
ORNEX510		3 m	30/cs
ORNEX66A	6 mm	1.80 m	45/cs
ORNEX610		3 m	25/cs
ORNEX76A	7 mm	1.80 m	40/cs
ORNEX710		3 m	20/cs
ORNEX712		3.6 m	20/cs



ORNEX VC TUBI STERILI

con connettori femmina e connettore pre-connesso per il vuoto

Codice	Tipo	ID	Lunghezza	Confezionamento
ORNEX56VC	F/F+MVC	5 mm	1.80 m	50/cs
ORNEX510VC	F/F+MVC		3 m	50/cs
ORNEX66VC	F/MVC	6 mm	1.80 m	50/cs
ORNEX610VC	F/MVC		3 m	50/cs



» ID indica il diametro interno del tubo

» F indica connettore Femmina adattabile ai sistemi di aspirazione ed alle connessioni coniche maschio per la strumentazione


» M indica connettore Maschio che si adatta ai connettori F ed è normalmente utilizzato per la connessione ad imbuto sui cateteri di aspirazione. Può essere anche usato per connettere tubi di lunghezza diversa insieme per ottenere un unico tubo.

TUBI DI ASPIRAZIONE NON STERILI⁽²⁾

TUBO ORNEX CON MED-STOP

Tubo di aspirazione con valvola di controllo manuale del vuoto MED-STOP per aspirazione tracheo-bronchiale.


Codice	ID	Lunghezza	Med-Stop	Confezionamento
ORNEX66VCA	6 mm	1.80 m	Adulto	30/cs
ORNEX66VCP	6 mm	1.80 m	Pediatrico	30/cs
ORNEX610VCA	6 mm	3 m	Adulto	30/cs
OR853VCA	MED-STOP solo		Adulto	200/cs
OR854VCP	MED-STOP solo		Pediatrico	200/cs



ORNEX MATASSA DI TUBI

Tubi non sterili in un conveniente rotolo di 30 m. Facile da tagliare alla lunghezza richiesta. I connettori femmina ritagliabili sono situati ad intervalli di 1.80m. Nella confezione sono inclusi sedici connettori maschi.


Codice	ID	Lunghezza	Confezionamento
ORNEX5100	5 mm	Rotolo 30 m = 1.80 m x 16 tubi di aspirazione	1/cs
ORNEX6100	6 mm		1/cs
ORNEX7100	7 mm		1/cs



MATASSA DI TUBI A BOLLE⁽³⁾

Tubi universali di aspirazione a bolle. Facile da tagliare attraverso le bolle alla lunghezza richiesta e/o conico per entrare in qualsiasi catetere di aspirazione o punta di aspirazione.

Codice	ID	Lunghezza	Confezionamento
NBT5100	5 mm	Rotolo 30 m = 0.90 m x 33 tubi di aspirazione	1/cs
NBT7100	7 mm		1/cs



ACCESSORI⁽²⁾

CONNETTORI IN PLASTICA

Connettori in plastica non sterili durevoli e resistenti. Leggeri e sufficientemente trasparenti per consentire un'agevole osservazione del flusso. I connettori sono monouso per risparmiare tempo nel riprocederli. Forniti in convenienti dispenser in cartone chiaramente etichettati per ogni tipologia.



OR356

Codice	Descrizione	Confezionamento
OR350A	Connettore Diritto 5 in 1. Per cinque dimensioni diverse di tubo. Può connettere tubi della stessa dimensione o può essere utilizzato come riduttore per ogni combinazione di tubi da 5 a 11 mm di diametro.	500/cs
OR351	Adatto a tubi con diametro da 3 a 6 mm in sette dimensioni crescenti. Può essere utilizzato per connettere tubi della stessa dimensione o come riduttore per ogni combinazione da 3 a 6 mm.	500/cs
OR352	Connettore a "T" Adatto alla connessione di tre sezioni di tubi ed utilizzabile per configurazioni per l'irrigazione della vescica e sifonaggio. Grazie a cinque scanalature presenti su ogni estremità del tubo a T si possono effettuare connessioni per tubi da 5 a 11 mm di diametro.	150/cs
OR356	Connettore a "Y" Connettore a Y 6 in 1 adatto a 6 dimensioni di tubo da 6 a 15 mm di diametro, per connessione di tubi della stessa dimensione o di differenti dimensioni.	150/cs



OR350A



OR351



OR352

⁽¹⁾ Prodotti classificati come dispositivi medici di Classe I sterili.

⁽²⁾ Prodotti classificati come dispositivi medici di Classe I non sterili.

⁽³⁾ Prodotti classificati come dispositivi medici di Classe I non sterili.



Prima dell'utilizzo, consultare le istruzioni per l'uso e le avvertenze sull'etichetta.



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza, 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel: + 39 55 776 65 11
Fax: + 39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com