



**KONTROLA PŁYNNÓW  
W SALACH OPERACYJNYCH.**

**Dreny łączące do ssaków**  
Gwarancja niezawodnych połączeń



# BEZPIECZNY I PEWNY DRENAŻ Z MEDLINE

- Odporny na załamywanie się dren wykonany z wysokiej jakości materiałów.
- Dren z nieprzewodzącego materiału, o dobrych właściwościach izolacyjnych, dostępny w różnych rozmiarach, o średnicach: od 5 mm do 7mm.
- Odporny na załamywanie się, wykonany z elastycznego materiału sprawdzi się również w drenażu wysokociśnieniowym.

## STERYLNE DRENY ŁĄCZĄCE DO SSAKÓW<sup>(1)</sup>

Antypoślizgowa powierzchnia drenu ORNEX zapobiega jego zsuwaniu się ze stołu operacyjnego. Przemysłana konstrukcja wewnętrznej strony drenu, zapobiega osadzeniu się odsysanej wydzieliny na ściankach, zapewniając tym samym prawidłowy i optymalny przepływ płynów. Żebrowata budowa końcówki żeńskiej gwarantuje szybkie i efektywne połączenie drenu z większością narzędzi chirurgicznych. Sterylne, podwójnie pakowane w osobne torby.



### STERYLNE DRENY ŁĄCZĄCE ORNEX

Dren wyposażony w żebrowaną końcówkę żeńską i osobny łącznik męski.

Numer katalogowy	Średnica wewn	Długość	Ilość szt. w opakowaniu
ORNEX56A	5 mm	1.80 m	50 szt. w kartonie
ORNEX510		3 m	30 szt. w kartonie
ORNEX66A	6 mm	1.80 m	45 szt. w kartonie
ORNEX610		3 m	25 szt. w kartonie
ORNEX76A	7 mm	1.80 m	40 szt. w kartonie
ORNEX710		3 m	20 szt. w kartonie
ORNEX712		3.6 m	20 szt. w kartonie



### STERYLNE DRENY ŁĄCZĄCE ORNEX Z KONTROLĄ SSANIA

Dren wyposażony w żebrowaną końcówkę żeńską i dołączony łącznik z kontrolą ssania typu vacuum control.

Numer katalogowy	Typ łącznika	Średnica wewn	Długość	Ilość szt. w opakowaniu
ORNEX56VC	F/F+MVC	5 mm	1.80 m	50 szt. w kartonie
ORNEX510VC	F/F+MVC		3 m	50 szt. w kartonie
ORNEX66VC	F/MVC	6 mm	1.80 m	50 szt. w kartonie
ORNEX610VC	F/MVC		3 m	50 szt. w kartonie



» ID oznacza średnicę wewnętrzną drenu

» F oznacza łącznik żeński służący do połączenia ssaka i z łącznikiem męskim.


» M oznacza łącznik męski, wkładany do łącznika F (żeńskiego); standardowo jest używany do połączenia końcówki lejka cewnika ssącego. Może być również używany w celu łączenia drenów razem, aby je przedłużyć.

## NIESTERYLNE DRENY ŁĄCZĄCE DO SSAKA<sup>(2)</sup>

### ZESTAW ORNEX Z MED-STOP

Zestaw drenów z kontrolą ssania MED-STOP do odsysania wydzieliny z tchawicy.


Numer katalogowy	Średnica wewn	Długość	Med-Stop	Ilość szt. w opakowaniu
ORNEX66VCA	6 mm	1.80 m	Dorośli	30 szt. w kartonie
ORNEX66VCP	6 mm	1.80 m	Pediatryczny	30 szt. w kartonie
ORNEX610VCA	6 mm	3 m	Dorośli	30 szt. w kartonie
OR853VCA	sam MED-STOP		Dorośli	200 szt. w kartonie
OR854VCP	sam MED-STOP		Pediatryczny	200 szt. w kartonie



### DREN ORNEX W ZWOJU

Niesterylny dren w zwoju o długości 30 metrów. Łatwy do przycięcia na wymaganą długość. Dren z łącznikami żeńskimi w odstępach co 1,8 m. Zestaw zawiera również 16 szt. łączników męskich.


Numer katalogowy	Średnica wewn	Długość	Ilość szt. w opakowaniu
ORNEX5100	5 mm	rolka 30 m =	1 szt. w kartonie
ORNEX6100	6 mm	1,80 m x 16	1 szt. w kartonie
ORNEX7100	7 mm	drenów do ssaka	1 szt. w kartonie



### DRENY BALONOWE<sup>(3)</sup>

Uniwersalne dreny balonowe Medline. Dren balonowy Medline z rozszerzeniem co 0,90 m, pozwala dobrać potrzebną długość drenu i podłączyć każdy rodzaj końcówki lub ssaka.

Numer katalogowy	Średnica wewn	Długość	Ilość szt. w opakowaniu
NBT5100	5 mm	rolka 30 m =	1 szt. w kartonie
NBT7100	7 mm	0,90 m x 33	1 szt. w kartonie
		drenów do ssaka	



# AKCESORIA<sup>(2)</sup>

## PLASTIKOWE ŁĄCZNIKI

Niesterylne łączniki Medline wyprodukowano z odpornych i trwałych materiałów o wysokiej jakości. Lekka oraz dostatecznie przezroczysta budowa łącznika umożliwia obserwację przepływu płynu. Jednorazowego użytku. Pakowane w wygodne opakowania kartonowe wyraźnie oznaczone typem danego łącznika.



OR356

Numer katalogowy	Opis	Ilość szt. w opakowaniu
OR350A	Łącznik prosty kompatybilny z drenami w pięciu rozmiarach. Służy do łączenia drenów o tych samych wymiarach lub jako łącznik drenów w różnych rozmiarach: od 5 mm do 11 mm.	500 szt. w kartonie
OR351	Łącznik stożkowy nadaje się do drenów o średnicach od 3 do 6 mm. Posiada 7-stopniową schodkową budowę łącznika, dzięki której dostosowuje się do drenów o średnicy od 3 do 6 mm które są używane w różnego rodzaju zabiegach.	500 szt. w kartonie
OR352	Łącznik typu „T” służy do połączenia trzech części drenu. Łącznik w kształcie litery „T” będzie pasować do drenów o średnicy od 5 do 11 mm.	150 szt. w kartonie
OR356	Łącznik typu „Y” jest kompatybilny z drenami o pięciu różnych wymiarach średnicy od 6mm do 15 mm. Służy do połączenia drenów o tych samych wymiarach lub jako łącznik dwóch drenów o różnych średnicach.	150 szt. w kartonie



OR350A



OR351



OR352



ALWAYS ON.

Medline International Germany GmbH

Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland  
Tel. +49 2821 7510-0  
Fax. +49 2821 7510-7802

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

Dystrybutor



<sup>(1)</sup>Niniejsze produkty stanowią wyroby medyczne klasy I, sterylne.

<sup>(2)</sup>Niniejsze produkty stanowią wyroby medyczne klasy I, niesterylne.

<sup>(3)</sup>Niniejsze produkty stanowią wyroby medyczne klasy I, niesterylne.



Przed użyciem, prosimy zapoznać się z instrukcją użytkowania i ze środkami ostrożności podanymi na opakowaniu.

Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, które mogą wystąpić w tej broszurze.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Medline Industries, Inc. ML465-PL 05/2020.