

# Aspiratieslangen verbindingen

Veilige verbindingen maken



**Betrouwbaar  
vloeistof-  
management**

# Veilige doorstroming met Medline's aspiratieslangen

Aspiratieslangen worden gebruikt tijdens medische ingrepen en spelen een sleutelrol bij het transport van opgezogen vloeistoffen van het lichaam van de patiënt naar een afzuigstelsel.

Aspiratieslangen kunnen gebruikt worden in verschillende afdelingen van het ziekenhuis, zoals de OK, een patiëntenkamer, een intensive care (IC), etc. De keuze van de zorgverlener voor een aspiratieslang zal afhangen van het soort ingreep dat wordt uitgevoerd.

Een oplossing  
voor elke  
procedure



## Om tegemoet te komen aan de behoeften van zorginstellingen biedt Medline een compleet assortiment aspiratieslangen.

- Slangen zijn verkrijgbaar in steriele en niet-steriele opties voor gebruik binnen en buiten de operatiekamer.
- Meerdere connectoren zijn beschikbaar voor op maat gemaakte installaties
- Compatibel met de meeste afzuigsystemen en accessoires om het voorraadbeheer te vereenvoudigen
- Slangen zijn verkrijgbaar in een groot aantal lengten van 1,8 m tot rollen van 30 m, met diameters van 5 mm tot 7 mm.

# Een oplossing die voldoet aan de verwachtingen

**+** Sterke, niet dichtklappende chirurgische slangen met weinig geheugen

---

**+** Niet geleidende verbindingsslangen

---

**+** Flexibele en gladde interne structuur, voor maximale doorstroming

---

**+** Voorzien van een anti-slip oppervlak, dat voorkomt dat buizen van operatietafels glijden



ORNEX



Super-Soft


## Super-Soft Steriele Aspiratieslangen<sup>1</sup>

Super-Soft Aspiratieslangen zijn ideaal voor gebruik tijdens neurochirurgie, plastische chirurgie en KNO ingrepen. Medline's chirurgische slangen met laag geheugen zijn gemaakt van DEHP-vrij hars.



Deze slang is verkrijgbaar in verschillende lengtes en verschillende configuraties, waaronder:

- Zonder connector aan beide kanten
- Een uiteinde met een brede, flexibele trechteraansluiting en een uiteinde zonder connector
- Een brede en flexibele trechteraansluiting aan beide kanten
- Met bubbeluiteinden.

Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakkingseenheid
ORS710	7 mm	3,0 m	30/doos
ORS78SF	7 mm	2,7 m	30/doos
ORS78S	7 mm	2,7 m	30/doos
NBT78	7 mm	2,7 m	30/doos



ORS710



## Steriele aspiratieslangen<sup>2</sup>

ORNEX-slangen hebben een antislippoppervlak, waardoor de slangen niet van operatietafels glijden. Deze slangen zijn gevormd om interne blokkades te voorkomen, om te zorgen voor maximale doorstroming. De female connectoren zijn geribbeld aan de binnenkant, om een stevige aansluiting te bieden bij een grote reeks chirurgische instrumenten. ORNEX slangen worden geleverd in steriele, individueel, dubbel verpakte laminaatzakjes.

### ORNEX Steriele Slangen

Deze handige oplossing wordt geleverd met geribbelde female connectors en een vooraf bevestigde male connector.

Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakkingseenheid
ORNEX56A	5 mm	1,8 m	50/doos
ORNEX510	5 mm	3,0 m	30/doos
ORNEX66A	6 mm	1,8 m	45/doos
ORNEX610	6 mm	3,0 m	25/doos
ORNEX76A	7 mm	1,8 m	40/doos
ORNEX710	7 mm	3,0 m	20/doos
ORNEX712	7 mm	3,6 m	20/doos




### ORNEX slangen met Vingertop Vacuümregeling

Voor betere controle over afzuiging hebben deze slangen een vingertop gecontroleerd vacuümventiel.

Artikelnummer	Aansluiting	ID	Lengte	Steriel	Verpakkingseenheid
ORNEX56VCNS	F/MVC	5 mm	1,8 m	Nee	50/doos
ORNEX56VC	F/F + MVC	5 mm	1,8 m	Ja	50/doos
ORNEX66VC	F/MVC	6 mm	1,8 m	Ja	50/doos



ORNEX56VCNS  
ORNEX66VC




ORNEX56VC

## Niet steriele aspiratieslangen

### ORNEX Slangen met MED-STOP Vacuümregeling<sup>3</sup>

Zuigslangen met MED-STOP worden gebruikt voor verwijderbare tracheale aspiratie.


Artikelnummer	ID	Lengte	MED-STOP	Verpakkingseenheid
ORNEX66VCA	6 mm	1,8 m	Volwassen	30/doos
ORNEX66VCP	6 mm	1,8 m	Pediatriesch	30/doos
ORNEX610VCA	6 mm	3,0 m	Volwassen	30/doos
OR853VCA	Alleen MED-STOP	Volwassen	200/doos	
OR854VCP	Alleen MED-STOP	Pediatriesch	200/doos	



### ORNEX Slangen op Rol<sup>6</sup>

Deze niet steriele slangen worden geleverd op een handige rol van 30 meter, zodat gemakkelijk de juiste lengte afgesneden kan worden. Om de slang op maat te kunnen snijden zitten op elke 1,8m female connectors, en er zitten 16 male connectors in de doos.


Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakkingseenheid
ORNEX5100	5 mm	30 m rol = 1,8 m x 16 afzuigslangen	1/doos
ORNEX6100	6 mm		1/doos
ORNEX7100	7 mm		1/doos



### NBT Bubbelslang op Rol<sup>4</sup>

Met universele bubbelslang is het gemakkelijk om door een bubbel te snijden om zo de juiste slang lengte te verkrijgen. U kunt het taps toelopende uiteinde ook gebruiken voor elke aspiratiekatheter of aspiratietip.


Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakkingseenheid
NBT5100	5 mm	30 m rol = 0,9 m x 33 afzuigslangen	1/doos
NBT7100	7 mm		1/doos



## Silicone slangenrol

Deze niet-steriele siliconenslang is geschikt voor gebruik als verbindingsslang bij meerdere niet-invasieve toepassingen.

Artikelnummer	Inwendige diameter (ID)	Buitendiameter (BD)	Verpakkingseenheid
510204	2 mm	4 mm	16/doos
510305	3 mm	5 mm	16/doos
510406	4 mm	6 mm	16/doos
510407	4 mm	7 mm	10/doos
510508	5 mm	8 mm	7/doos
510509	5 mm	9 mm	7/doos
510609	6 mm	9 mm	4/doos
510612	6 mm	12 mm	4/doos
510710	7 mm	10 mm	4/doos
510812	8 mm	12 mm	4/doos
511014	10 mm	14 mm	4/doos



Een rol van 15 m is eenvoudig af te snijden tot de gewenste lengte, afhankelijk van de klinische behoeften

## Slang met Grote Diameter<sup>5</sup>

### Slangen met grote 10 mm binnendiameter

Deze slang is dik genoeg om bezwijken onder hoge vacuümdruk, te voorkomen maar is toch flexibel en gemakkelijk te gebruiken. Onze slang met brede diameter zorgt voor maximale doorstroming en is transparant voor goede zichtbaarheid.



Artikelnummer	Omschrijving	Slanglengte	Verpakkingseenheid
TUB106	10 mm binnendiameter slang	2 m	10 st/doos
TUB1010	10 mm binnendiameter slang	3 m	10 st/doos

# Accessoires<sup>6</sup>

## Kunststof connectors

Medline's aspiratie-accessoires zijn licht van gewicht en voldoende transparant om eenvoudig de stroom te kunnen observeren. Deze disposable producten worden geleverd in handige dispenserdozen met duidelijke labels per type.



OR356

Artikelnummer	ID	Verpakkingseenheid
OR350A	<b>Recht verbindingstuk:</b> Geschikt voor 5 maten slangen; sluit slangen van dezelfde maat aan of gebruik als verloopstuk voor elke combinatie van 5 - 11 mm slangen.	500/doos
OR351	<b>Sims connector:</b> Past op slangen met een diameter van 3 - 6 mm in 7 stappen; taps toelopend verbindingstuk verloopt van 3 naar 6 mm voor een brede reeks toepassingen	500/doos
OR352	<b>'T' connector:</b> Wordt gebruikt om drie verschillende slangen te combineren; boom verbindingstuk voor slangverbindingen van 5 - 11 mm	150/doos
OR356	<b>'Y' connector:</b> Geschikt voor 6 maten slangen van 6 mm tot meer dan 15 mm; verbindt slangen van hetzelfde of verschillend formaat.	150/doos



OR350A



OR351



OR352

**Neem voor meer informatie** over onze producten contact op met accountmanager, of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US 

Referentie ORNEX56VCNS is een klasse I niet steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



<sup>1</sup> Deze producten zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



<sup>2</sup> Deze producten zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



<sup>3</sup> Deze producten zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



<sup>4</sup> Deze producten zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



<sup>5</sup> Deze producten zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



<sup>6</sup> Deze producten zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2023 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML465\_NL 10/2023.