

Baarmoederaspiratie

Curettes, slangen met brede diameter en opvangbakjes



**Uitgebreide
gynaecologische
oplossing**



Baarmoedercurettes

Medline curettes voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van doorzichtig, stevig kunststof met een markering die de maat aangeeft. Ontworpen voor veilige en effectieve baarmoederaspiratie en passen op de meest gebruikte handgrepen. Curettes voor afzuiging zijn verkrijgbaar met open uiteindes, in zowel gebogen of rechte uitvoeringen.

Zachte open uiteindes

Transparant, stevig kunststof

Markering voor maat



Uterine curettes - recht⁽¹⁾

Code	Maat	Verpakkingseenheid
UCS06	6 mm	20 st/ds
UCS07	7 mm	20 st/ds
UCS08	8 mm	20 st/ds
UCS09	9 mm	20 st/ds
UCS10	10 mm	20 st/ds
UCS11	11 mm	20 st/ds
UCS12	12 mm	20 st/ds
UCS14	14 mm	20 st/ds
UCS16	16 mm	20 st/ds



Uterine curettes - gebogen⁽¹⁾

Code	Maat	Verpakkingseenheid
UCC06	6 mm	20 st/ds
UCC07	7 mm	20 st/ds
UCC08	8 mm	20 st/ds
UCC09	9 mm	20 st/ds
UCC10	10 mm	20 st/ds
UCC11	11 mm	20 st/ds
UCC12	12 mm	20 st/ds
UCC14	14 mm	20 st/ds
UCC16	16 mm	20 st/ds



Grote diameter slang

Draaihandvat ⁽¹⁾

De draaibare handgreep is al aangesloten op transparante steriele slangen met een binnendiameter van 10 mm en past bij de meest gebruikte curettes, terwijl de slang past op of aan te passen is aan de meeste vacuübronaansluitingen. Om te zorgen voor comfort en gemak voor chirurgen, kan de handgreep 360° draaien en is deze gemaakt van transparant, stevig kunststof. Een duimring glijdt gemakkelijk over de afzuigopeningen voor een comfortabele en positieve controle tijdens de procedure.

De Medline brede diameter slang met 10 mm binnendiameter is breed genoeg om te voorkomen dat hij dichtklapt bij curettage van de baarmoeder, maar is nog steeds flexibel en makkelijk te gebruiken. De transparante slang heeft een grote diameter voor maximale doorstroming en goede zichtbaarheid.

De slang is verkrijgbaar met een standaard 10 mm diameter met male en female aansluitingen (adapter).

Code	Omschrijving	Slanglengte	Verpakkingseenheid
TUB106H	10 mm binnendiameter slang met draaihandvat	2 m	10 st/doos
TUB1010H		3 m	10 st/doos
TUBH	Draaihandvat	-	20 st/doos



Grote diameter slang 10 mm binnendiameter ⁽¹⁾

Dik genoeg om niet vacuüm te trekken onder hoge vacuümdruk, maar toch flexibel en gemakkelijk te gebruiken. Het heeft een grote opening om de volumestroom of drainage te maximaliseren. De slang is transparant voor goede zichtbaarheid.

Code	Omschrijving	Slanglengte	Verpakkingseenheid
TUB106	10 mm binnendiameter slang	2 m	10 st/doos
TUB1010		3 m	10 st/doos



Accessoire poort omvormer ⁽²⁾

Dit artikel wordt gebruikt om de accessoirepoort van canisters in een patiëntpoort te veranderen. Het is compatibel met de 10 mm ID slangen met wijde opening en de tandemport op alle MED-SOFT, MED-RIGID en MED-SEMI RIGID afzuigcanisters.

Code	Omschrijving	Verpakkingseenheid
ORADAPT10	Accessoire poort omvormer	50 st/ds



Opvangbakjes

Disposable Weefselopvangkous ⁽²⁾

De weefselopvangkous wordt gebruikt om monsters voor analyse te verzamelen en te bewaren. De Medline weefselopvangkous kan in de accessoirepoort van de afzuigcanister worden ingebracht en worden aangesloten op de afzuigslang met een ID van 7 tot 10 mm.

Zodra de monsters zijn verzameld, sluit u de dop van de opvangkous, verwijdert u de kous uit de accessoirepoort en knipt u de kous door om het monster te verkrijgen.



Code	Omschrijving	Kleur	Diameter	Lengte	Verpakkingseenheid
OR123	Korte weefselopvangkous	Wit	7 mm	9 cm	100 st/ds
OR124	Grote weefselopvangkous	Blauw	10 mm	23 cm	100 st/ds
OR125	Standaard weefselopvangkous	Wit	7 mm	23 cm	100 st/ds
OR169	Grote weefselopvangkous	Geel	14 mm	23 cm	100 st/ds

Disposable weefselopvangbakje ⁽²⁾

Het disposable weefselopvangbakje is een container voor weefselmonsters die op veilige en doeltreffende wijze weefsel scheidt van vloeistof door gebruik te maken van een geïntegreerd filter en een "gesloten" systeem mogelijk maakt doordat het opgezogen weefsel niet meer gehanteerd hoeft te worden.

Het Medline opvangbakje heeft een doorzichtig, hersluitbaar, lekvrij deksel waardoor gebruikers snel de inhoud van het bakje visueel kunnen controleren. Het systeem kan via de patiëntenpoort of tandemport met een adapter aan de afzuigcanister worden bevestigd en worden aangesloten op slangen van 10 mm ID.



Code	Omschrijving	Verpakkingseenheid
OR84	Opvangbakje	20 st/ds

Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze website bezoeken: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

⁽¹⁾ Deze producten zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen.



⁽²⁾ Deze producten zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen.



Kingsmead Service B.V.
Zandhof 36, 2612 BE
Noordwijk, Nederland
Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk



Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2025 Medline Industries, LP. Medline is a registered trademark of Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML532_NL 01/2025