

Voldyne® Volumenorientierter Atemtrainer



Helfen Sie Patienten, ihre Lungenfunktion zu verbessern.

Es hat sich gezeigt, dass Atemtrainer bei Hochrisikopatienten einen wirksamen Schutz vor postoperativer Atektase bieten.¹ Aus diesem Grund haben wir den Voldyne volumenorientierten Atemtrainer entwickelt.

Dieses hochleistungsfähige Medizinprodukt hilft den Patienten, ihre Lungen zu trainieren, indem sie tiefer und vollständiger einatmen und so die Lungenkapazität verbessern und die Lunge frei halten. Weitere Vorteile sind:



Patienten

Hilft Patienten, ihr Inspirationszielvolumen mit tiefen Atemübungen zu erreichen.



Klinikpersonal

Ermöglicht genaue Messungen des inhalierten Lungenvolumens.




Institutionen

Ist wirtschaftlich und wird in zwei praktischen Modellen für Erwachsene und Kinder angeboten, um das geeignete Inspirationsvolumen für verschiedene Patienten bereitstellen zu können.



Entwickelt für hohe Anforderungen, Zuverlässigkeit und Präzision



Eingebauter Griff

Markierung zum Einstellen des Inspirationsziels

Skala mit beidseitiger Beschriftung, um die Überwachung der Inhalation durch den Patienten zu erleichtern

Mit einem Mundstückhalter zur Aufbewahrung des Mundstücks, wenn es nicht benutzt wird

Flow-Indikator mit Smiley-Motiv als visuelles Ziel für die gewünschte Inhalation

Hellgrüne Flow-Indikatoren, damit die Patienten ihre Ergebnisse leicht beobachten können

Ausziehbarer/zusammenschiebbarer Schlauch, der den Patienten hilft, eine bequeme Position für die Behandlungen einzunehmen, und zur Aufbewahrung des Geräts abgenommen werden kann

Ergonomisches, schwenkbares Mundstück, das den Patienten eine dichte Abdichtung für präzise Messungen ermöglicht

Bestellinformationen

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
8884719016	Voldyne 4000 Volumenorientierter Atemtrainer	12 Stück/Karton
8884719018	Voldyne 2500 Volumenorientierter Atemtrainer	12 Stück/Karton



Scannen Sie hier, um den **Voldyne Volumenorientierten Atemtrainer in Aktion zu sehen.**


Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.

Hinweis: 1. Wilkins R, Stoller J, Macmarek R. Egan's. Fundamentals of Respiratory Care. Tenth Edition. 2014. S. 948.

Voldyne Volumenorientierte Atemtrainer sind Medizinprodukte der Klasse Im. Die Produkte sind dazu bestimmt, unter der Aufsicht von medizinischem Fachpersonal verwendet zu werden. Vor dem Gebrauch sind die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf dem entsprechenden Etikett zu beachten.



Teleflex Medical IDA Business and Technology Park
Dublin Straße Athlone, Co. Westmeath, Irland



Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1318_DE 05/2023