

Exercitador Volumétrico Voldyne®



Ajude os pacientes a melhorar a função pulmonar e a elevar os resultados.

A espirometria de incentivo demonstrou uma proteção eficaz contra a atelectasia pós-operatória em pacientes de alto risco.¹ É por isso que criamos o Exercitador Volumétrico Voldyne.

Este dispositivo de alto desempenho auxilia os pacientes a exercitar os pulmões, ajudando-os a respirar mais profundamente e plenamente, fortalecendo a capacidade pulmonar e mantendo-os desobstruídos. Outros benefícios são:



Pacientes

Ajuda os pacientes a atingir os volumes inspiratórios desejados com exercícios de respiração profunda



Médicos

Permite uma medição exata dos volumes pulmonares inalados




Instituições

É económico e está disponível em 2 práticos modelos, para pacientes adultos e pediátricos, acomodando os vários volumes inspirados pelos pacientes



Concebido com desempenho, fiabilidade e precisão em mente



Punho incluído

Marcador para definir as metas inspiratórias

Calibrações rotuladas em ambos os lados para ajudar os pacientes a monitorizarem a inalação

Tem um suporte do bocal para guardar o bocal quando não estiver a ser usado

Indicador de fluxo com imagética de caras sorridentes para fornecer uma meta visual da inalação desejada

Indicadores de fluxo verde claro para que os pacientes possam ver facilmente os seus resultados

Tubo expansível/rebatível para ajudar os pacientes a encontrar posições confortáveis nos seus tratamentos e que pode ser removível para guardar o dispositivo

Bocal giratório ergonómico que permite aos pacientes criar uma forte hermeticidade para obterem medições precisas

Informações de encomenda

N.º do artigo	Descrição	Embalagem
8884719016	Exercitador Volumétrico Voldyne 4000	12/caixa
8884719018	Exercitador Volumétrico Voldyne 2500	12/caixa



Leia aqui para ver o Exercitador Volumétrico Voldyne em ação.

Para ficar a saber mais sobre este produto, entre em contacto com o gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt

Referência: 1. Wilkins R, Stoller J, Macmarek R. Egan's, Fundamentals of Respiratory Care. Tenth Edition. 2014. Pg. 948.

Os Exercitadores Volumétricos Voldyne são dispositivos médicos classe Im. Estes produtos destinam-se a ser utilizados sob supervisão de profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

EC REP Teleflex Medical IDA Business and Technology Park
Dublin Road
Athlone, Co. Westmeath, Irlanda

CE 1639 (SGS Belgium NV)

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1318_PT 05/2023