

Absaugkanülen und Yankauer

Eine vollständige Auswahl an Absaugzubehör



**Verlässliches
Flüssigkeits-
management**

Instrumente für jeden Bedarf

Um alle Anforderungen oder klinischen Ansprüche an das Absaugen von Flüssigkeiten bei chirurgischen Eingriffen zu erfüllen, sind Absauginstrumente von Medline in verschiedenen Varianten erhältlich. Unsere Instrumente bieten mit ihrer Leistung und vielseitigen Verwendung eine optimale Kontrolle und beste Sichtverhältnisse beim Absaugen und reduzieren gleichzeitig das Risiko für Gewebetrauma. Alle Absauginstrumente sind außerdem latexfrei und zum Erhalt der Sterilität zweifach in Klarsichtbeutel verpackt. Medline bietet flexible und starre Saugansätze und Yankauer an.

Flexibler Yankauer mit female Konnektor

Mit Yankauern, die einen female Konnektor haben, können Sie die Absaugung schonend durchführen. Dank ihrer Flexibilität können auch tiefe und empfindliche Bereiche abgesaugt werden, ohne das Gewebe zu verletzen.

Jeder Yankauer ist aus PVC hergestellt und eignet sich für die Verwendung bei oraler Absaugung, der Laryngoskopie und der Dekontamination der Atemwege.

Artikel-nummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Pack-Faktor
Y1800F	Flexibler Yankauer mit female Konnektor	250 mm	18 CH	50
Y2200F	Flexibler Yankauer mit female Konnektor	250 mm	22 CH	50

Klassischer Yankauer, starr

Auswahl an gebräuchlichen festen Einweg-Saugansätzen mit verschiedenen Spitzen (fein, normal, groß) für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten. Seitliche Öffnungen, abgeschrägte Kanten und eine heißgeformte, abgerundete Körbchenspitze ermöglichen eine kontrollierte atraumatische Absaugung, um Gewebeerletzungen selbst bei empfindlichem Gewebe zu vermeiden.

Artikel-nummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaug-kontrolle	Pack-Faktor
Y1200	Feine Spitze für Pädiatrie, Zahnmedizin und HNO	270 mm	12 CH	2	Nein	50
Y1201		270 mm	12 CH	2	Ja	50
Y1500		200 mm	15 CH	0	Nein	100
Y1501		200 mm	15 CH	0	Ja	100
Y1800	Normale Spitze für den Rachen	250 mm	18 CH	6	Nein	50
Y1801		250 mm	18 CH	6	Ja	50
Y2200	Große Spitze für Orthopädie, große Partikel und hohe Flüssigkeitsmengen	270 mm	22 CH	6	Nein	50
Y2201		270 mm	22 CH	6	Ja	50
Y2800		270 mm	28 CH	4	Nein	50
Y2801		270 mm	28 CH	4	Ja	50

Starrer Yankauer mit konischer Körbchenspitze und ergonomischem Griff

Artikel-nummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaug-kontrolle	Pack-Faktor
Y80	Mit konischer Körbchenspitze	262 mm	12 CH	0	Nein	50
Y82	Mit konischer Körbchenspitze	280 mm	12 CH	0	Ja	50

Starrer Yankauer mit flexiblem Verbindungsstück

Hergestellt aus durchsichtigem PVC-Material für die allgemeine Absaugung, den zahnmedizinischen Bereich und die Orthopädie. Das flexible gestufte proximale Ende ermöglicht einen sicheren Anschluss an verschiedene Schlauchdurchmesser.

Artikel-nummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaug-kontrolle	Pack-Faktor
P2000	Gerade Spitze	280 mm	20 CH	4	Nein	50
P20FT	Flache Spitze/Schnabel	280 mm	20 CH	4	Nein	50

Starrer Yankauer mit ergonomischem Griff

Bruchsicheres PVC-Material kann bei der moderaten Retraktion von Organen oder zur Gewebedissektion genutzt werden. Das ergonomische Design des rutschfesten Griffs bietet Sicherheit und Komfort auch bei langen Eingriffen.

Artikel-nummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaug-kontrolle	Pack-Faktor
Y2400	Gerade Spitze	253 mm	24 CH	4	Nein	50
Y240B	Körbchenspitze	260 mm	24 CH	4	Nein	50

Starrer Yankauer mit Ein/Aus-Schalter

Das Schaltsystem ermöglicht Anwendern ein manuelles Öffnen und Schließen des Saugsystems für eine bessere Kontrolle der Saugfähigkeit und zur Reduktion des Absauggeräusches. Das ergonomisch-anatomische Design des Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Das gestufte proximale Ende ermöglicht einen sicheren Anschluss an verschiedene Schlauchdurchmesser.

Artikel-nummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Ein/Aus-Schalter	Pack-Faktor
Y240FS	Gerade Spitze	297 mm	24 CH	4	Ja	50
Y240FB	Körbchenspitze	297 mm	24 CH	4	Ja	50

Poole-Saugkanüle

Feste zweiteilige Saugkanüle aus zwei Komponenten:

- Für einen effektiven Fluss verfügt die innere Kanüle über vier seitliche Löcher und eine offene Distalspitze.
- Um das Einsaugen von Gewebeteilchen beim dispergierenden Absaugen zu vermeiden, verfügt die flexible Außenhülle über mehrere seitliche Löcher und eine offene Distalspitze.

Mit der Poole-Kanüle lassen sich insbesondere starke Blutungen, Flüssigkeiten und Trümmerteile bei operativen Eingriffen im abdominalen Bereich oder bei Kaiserschnitten kontrollieren.



Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaugkontrolle	Pack-Faktor
Y20PS	Flexible, gerade Spitze	297 mm	20 CH	20 + 4	Nein	50



Yankauer-Sets


Die sterilen Yankauer-Saugerhandstücke sind an 1,8 bis 3 m langen Saugschläuchen mit gerippten Anschlusssteckern vormontiert.



Artikelnummer	Beschreibung	Yankauer				Absaugschläuche		Pack-Faktor
		Durchmesser	Länge	Anzahl Löcher	Vakuumkontrolle	Innendurchmesser	Länge	
ORNEX66AY1200	Yankauer Set für geringe Saugleistung	12 CH	270 mm	2	Nein	6 mm	1,8 m	30
ORNEX610Y1800	Yankauer Set für normale Saugleistung	18 CH	250 mm	6	Nein	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y2200	Yankauer Set für hohe Saugleistung	22 CH	270 mm	6	Nein	6 mm	3 m	30
ORNEX610Y80	Yankauer Set für geringe Saugleistung, Yankauer mit einer Körbchenspitze und rutschfestem Griff	12 CH	280 mm	0	Nein	6 mm	3 m	30

Orthopädisches Absaug-Set

Orthopädisches Absaug-Set mit Filter ermöglicht ein sauberes, übersichtliches Operationsfeld. Der spezielle, im Griff integrierte Filter sammelt automatisch Festkörper und kann innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden. Durch die erhöhte Filterkapazität eignet sich dieses Set insbesondere für Eingriffe mit größeren Mengen an Trümmerteilen.



Artikelnummer	Beschreibung	Pack-Faktor
YORTHO	Orthopädisches Absaug-Set mit 1 rutschfesten Griff, 1 gebogenen Spitze (7 x 230 mm), Griff mit 2 Filtern und 3 unterschiedlichen Saugspitzen	10



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel.: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US

Yankauer-Sauger sind sterile medizinische Produkte der Klasse IIa für den professionellen Einsatz durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Kennzeichnung.

Referenzen YxxxxF: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 20537 Hamburg, Germany 0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2022 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML468_DE 10/2022.

Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Germany

0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH)